

□ Bestellung

□ Offerte



Yes, you can!

Tel. 061 487 70 80 Fax. 061 487 70 81

**Bestellformular
November 2018**

Preise in CHF
exkl. MWSt.

PATIENTENLIFTER CE
*Invacare® Birdie®EVO / Birdie®EVO COMPACT /
 Birdie®EVO PLUS*

Kunden-Nr.: Firmenstempel:
 Ansprechpartner:.....
 Bestellnummer.....
 Kommission:..... Unterschrift:.....

Invacare Birdie® EVO max. Belastbarkeit: 180 kg
 Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit elektrischer Fahrgestellspreizung und faltbarem Mast, inkl. Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, elektrischer Notabsenkung und integrierter Kabelführung sowie inkl. einem Handbedienteil, eingebautem Akku, integriertem Ladegerät

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preis
	1650095	75 mm	2-Punkt, 450 mm breit	3'150.00
	1650096	100 mm	2-Punkt, 450 mm breit	3'150.00

Invacare Birdie® EVO max. Belastbarkeit: 180 kg
 Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit manueller Fahrgestellspreizung und faltbarem Mast, inkl. Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, elektrischer Notabsenkung und integrierter Kabelführung sowie inkl. einem Standard-Handbedienteil, eingebautem Akku, integriertem Ladegerät und innovativ geformtem 2-Punkt Spreizbügel

Stück	Artikelnummer	Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preis
	1650088	75 mm		2'750.00
	1650092	100 mm	-	2'750.00
	1651722	100 mm	Universalgurt, Gr. M (Art. 1485883)	3'250.00
	1651724	100 mm	Universalgurt, Gr. L (Art. 1485884)	3'300.00

Invacare® Birdie® EVO COMPACT max. Belastbarkeit: 150 kg
 Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit manueller Fahrgestellspreizung, inkl. eingebautem Akku, integriertem Ladegerät und 2-Punkt Spreizbügel, manuelle Fahrgestellspreizung

Stück	Artikelnummer	Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preis
	1650085	75 mm	-	2'550.00
	1651719	100 mm	-	2'550.00
	1651720	100 mm	Universalgurt, Gr. M (Art. 1485883)	2'650.00
	1651721	100 mm	Universalgurt, Gr. L (Art. 1485884)	2'700.00

Invacare® Birdie® EVO PLUS Belastbarkeit: 150 kg
 Passivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit elektrischer Fahrgestellspreizung und Abdeckung der Verstellmotoren, faltbarer Mast, inkl. LINAK JUMBO Care Kontrollbox mit Not-Aus-Schalter, abnehmbarer Akku, integriertes Ladegerät, elektrische und manuelle Notabsenkung, integrierte Kabelführung, Handbedienteil mit Akkuanzeige, innovativ geformtem Spreizbügel, 550 mm breit, patentiertes Schnellwechsel-System SMARTLOCK™, patentiertes Dämpfer-System Slow R™

Stück	Artikelnummer	Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preis
	1650099	125 mm hinten, 100 mm vorne	4-Punkt SMARTLOCK Spreizbügel	3'350.00
	1650101		2-Punkt SMARTLOCK Spreizbügel	3'300.00