



PREISLISTE 2018



e-motion M25

| <input type="checkbox"/> Bitte ankreuzen zum Bestellen | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------------------|
| Artikel-nummer | Bezeichnung | | Verkaufspreis in CHF exkl. MWST |
| 1592559 | e-motion M25 - 24" Schwalbe Right Run Bereifung schwarz, Greifreifen Edelstahl, ECS Fernbedienung | <input type="checkbox"/> | 9'900.00 |
| 1592658 | e-motion M25 - 26" Schwalbe Right Run Bereifung schwarz, Greifreifen Edelstahl, ECS Fernbedienung Lieferzeit plus 10 Tage | <input type="checkbox"/> | 10'100.00 |
| 1592670 | e-motion M25 - 22" Schwalbe Right Run Bereifung schwarz, Greifreifen Edelstahl, ECS Fernbedienung Lieferzeit plus 10 Tage | <input type="checkbox"/> | 9'900.00 |
| 40 Nm Drehmoment pro Rad, bis 8,5 km/h*, 7,8 kg pro Rad, Reichweite bis zu 25 km, individuelle Fahrparameter**, Cruise Mode*, Rückrollverzögerung, vier voreingestellte Fahrprofile individuell einstellbare Empfindlichkeit der Sensoren an den Greifreifen * mit Mobility Plus Package (google play store erhältlich / Appstore ab Dez. 2018 erhältlich) ** kostenloser PIN Code erforderlich | | | |
| 1457771 | Halterung für Anbau am Rollstuhl (<i>muss immer bestellt werden</i>) | <input type="checkbox"/> | 458.00 |
| DL10022 | Anbau von e-motion an bestehenden Rollstuhl | <input type="checkbox"/> | 340.00 |
| 1489214 | Kippstützen mit Bockfunktion, schwenkbar (Paar) | <input type="checkbox"/> | 472.00 |

e-motion M25 Zubehör

| Artikel-nummer | Bezeichnung | | Verkaufspreis in CHF exkl. MWST |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| Greifreifenüberzüge | | | |
| 1592421 | Greifreifenüberzug 24", Paar | <input type="checkbox"/> | 212.00 |
| 1592425 | Greifreifenüberzug 22", Paar | <input type="checkbox"/> | 212.00 |
| 1592426 | Greifreifenüberzug 26", Paar | <input type="checkbox"/> | 212.00 |
| Bereifung | | | |
| 1565894 | Schwalbe Marathon Plus Evolution mit Pannenschutzeinlage, schwarz | <input type="checkbox"/> | 160.00 |
| Greifreifen | | | |
| 1592527 | Greifreifenbeschichtung Tetra, Paar (nicht für 26" verfügbar, + 250gr pro Rad) | <input type="checkbox"/> | 350.00 |

| Speichenschutz | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|--------|
| 1592266 | Speichenschutz 22", Dekor Comic, Paar | <input type="checkbox"/> | 330.00 |
| 1592268 | Speichenschutz 24", Dekor Sphere, Paar | <input type="checkbox"/> | 330.00 |
| 1592269 | Speichenschutz 26", Dekor Sphere, Paar | <input type="checkbox"/> | 330.00 |
| 1592553 | Speichenschutz 24", unbedruckt, Paar | <input type="checkbox"/> | 330.00 |
| Divers | | | |
| 1591500 | Ergonomische Steckachse, Paar | <input type="checkbox"/> | 210.00 |
| 1591362 | Steckachse für Transport | <input type="checkbox"/> | 150.00 |
| 1565005 | Umbau manuelle Räder auf 1/2" - Steckachse | <input type="checkbox"/> | 250.00 |
| 1467780 | Bremsverbreiterungssatz | <input type="checkbox"/> | 65.00 |
| 1592232 | Halterung für ECS-Fernbedienung zur Montage am Rollstuhl | <input type="checkbox"/> | 128.00 |

Informationen für den Anbau

Angaben zum Rollstuhl:

Hersteller:.....

Rollstuhltype:.....

Sitzbreite:.....cm

Sitzhöhe:.....cm


Trommelbremsen vorhanden: ja nein (Trommelbremsen können nicht verwendet werden!)

Kippstützen vorhanden: ja nein

Steckachsen vorhanden: ja nein

Radposition:

Radposition: 1 (hinten) 2 (mittig) 3 (vorne)




Dürfen Ankipprohre gekürzt werden um einen optimalen Anbau der Alber Kippstützen zu gewährleisten? ja nein

Anbau Halterung für Fernbedienung:

Abstand Rückenlehne - Fernbedienung:.....cm (1)

Abstand Sitzrohr - Fernbedienung:.....cm (2)



Bitte senden Sie Ihre Bestellung an INVACARE AG, switzerland@invacare.com

Absender (Rechnungsadresse)

Versandadresse

(Falls abweichend von Rechnungsadresse)

Kunden- Nr.: _____

Kommission: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Bitte ankreuzen: Bestellung

Kostenvoranschlag