

Bestellung



Bestellformular

Angebot

Januar 2019

Yes, you can.®

Preise in CHF

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

exkl. MWSt.

Invacare MyOn HC Rigid

Benutzergewicht: max. 100 bzw. 130 kg

Kunden-Nr.: Firmenstempel:

Ansprechpartner:.....
Bestellnummer.....


Kommission:..... Unterschrift:.....

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option Option ohne Aufpreis (NC9999) = nicht in Verbindung mit Option 9999

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	
SJF0100	Invacare MyOn HC Rigid Standardkonfiguration: - Aktiv-Rollstuhl mit festem 80°-Vorderrahmen - fester 90°-Rücken - feste Rückenhöhe 400 mm, 7°, mit festen, langen Standard Schiebegriffen - gepolsterte, anpassbare Rückenbespannung, tiefeinstellbare Sitzbespannung - hochklappbare Fußplatten - abnehmbarer Radspritzschutz - vielfältig einstellbar - Auswahl aus 10 Sitzbreiten (305 - 530 mm), 7 Sitztiefen (350 - 500 mm), 8 vordere Sitzhöhen (360 - 535 mm), 7 hinteren Sitzhöhen (360 - 510 mm), 9 Rückenhöhen (300 - 500 mm) und Unterschenkelängen 160-525 mm - Auswahl aus 10 Standard-Farben - 5" x 1 3/8" Alu-Softroll Vorderräder, 24" Standard-Hinterräder gekreuzt gespeicht mit grauer Luftbereifung und Alu-Greifreifen - 4 verschiedene Hinterradpositionen - Standard-Druckbremse	<input type="checkbox"/>	2'890.00
SJFSPEC	Sonderbau	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
RAHMENAUSFÜHRUNG			
SJF0200	Invacare MyOn HC Rigid mit wegschwenkbaren Beinstützen (NC: einteilige Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF0210	Invacare MyOn HC Rigid mit festem 80°-Vorderrahmen	<input type="checkbox"/>	♦
ANTRIEBSVERSION			
SJF0300	Greifreifenantrieb	<input type="checkbox"/>	♦
SITZ			
SITZBREITEN (SB) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen)			
SJF1000	305 mm ^{1) 2)}	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1010	330 mm ^{1) 2)}	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1020	355 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1030	380 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1040	405 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1050	430 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1060	455 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1070	480 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1075	505 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1078	530 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
1) Nur mit Standard-Sitzkissen, nicht mit Invacare Matrix Positionierungsrücken 2) Nicht mit Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm			
SITZTIEFE (ST) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen)			
SJF1100	350 mm ^{1) 2) 3) 4) 5)}	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1110	375 mm ^{2) 3) 4) 5)}	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1120	400 mm ^{5) 6)}	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1130	425 mm ⁶⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1140	450 mm ⁷⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1150	475 mm ⁷⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1160	500 mm ²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1170	350-400 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 375 mm) ^{2) 3) 4)}	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1180	400-450 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 425 mm) ⁷⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1190	450-500 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 475 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.



Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkannte Sitzbespannung.

- 1) NC: Winkeleinstellbare Beinstützenoberteile, 6"/7"-Vorderräder
- 2) NC: Invacare MatrX Flo-tech Sitzkissen
- 3) NC: Armlehnenrohr abschwenkbar links und rechts
- 4) NC: Hinterradposition 1 (bei ST 350mm auch Hinterradposition 2)
- 5) NC: Sitzhöhe vorn 535 mm
- 6) NC: Invacare MatrX Sitzkissen mit Sitztiefe 450/500 mm
- 7) NC: Invacare MatrX Sitzkissen mit Sitztiefe 500 mm


		Sitzbreite in mm										
		mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530
Sitztiefe in mm	350	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	375	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	475				x	x	x	x	x	x	x	x
	500				x	x	x	x	x	x	x	x

x	Max. Nutzergewicht 100 kg
x	Max. Nutzergewicht 130 kg


SITZHÖHE VORN (gemessen vom Boden bis zur Mitte des Sitzes vorn)

SJF1200	360 mm (NC: 4"x1 3/8" Alu-Softroll, 5", 6" und 7" Vorderräder, winkeleinstellbare Beinstützenoberteile 0°-80°, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 295-420 und UL 400-525 und Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 360-500)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1210	385 mm (NC: 4", 5"x1 3/8" Alu-Softroll, 6", und 7" Vorderräder, winkeleinstellbare Beinstützenoberteile 0°-80°; Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 400-525 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1220	410 mm (NC: 6" und 7" Vorderräder)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1230	435 mm (NC: 7" Vorderrad)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1240	460 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1250	485 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1260	510 mm (NC: 4" Vorderräder)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1270	535 mm (NC: 90°-Beinstützenoberteile, 4", 5" und 6" Vorderräder, ST 375 mm und 400 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Sitzhöhe vorne gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden.



Sitzhöhe hinten gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden.



SITZHÖHE HINTEN (gemessen vom Boden bis zur Mitte des Sitzes hinten; Max. Differenz zwischen SHv-SHh = 80 mm oder 9°; SHv muss immer höher als SHh sein)

SJF1300	360 mm (NC: 25"-Hinterräder, 24"-Hinterräder nur in Verbindung mit Kleiderschutz)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1310	385 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1320	410 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1330	435 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1340	460 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1350	485 mm (NC: 22" Standard- und Leichtgewicht-Hinterräder)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF1360	510 mm (NC: 22" u. 24"-Standard-Hinterrad, 22" u. 24" Leichtgewicht-Hinterräder)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Sitzhöhe vorn (SHv)		➔	mögliche Sitzhöhen hinten		Sitzhöhe hinten (SHh)					
360	<input type="checkbox"/>		360	<input type="checkbox"/>						
385	<input type="checkbox"/>	385	<input type="checkbox"/>	360	<input type="checkbox"/>					
410	<input type="checkbox"/>	410	<input type="checkbox"/>	385	<input type="checkbox"/>	360	<input type="checkbox"/>			
435	<input type="checkbox"/>	435	<input type="checkbox"/>	410	<input type="checkbox"/>	385	<input type="checkbox"/>			
460	<input type="checkbox"/>	460	<input type="checkbox"/>	435	<input type="checkbox"/>	410	<input type="checkbox"/>			
485	<input type="checkbox"/>	485	<input type="checkbox"/>	460	<input type="checkbox"/>	435	<input type="checkbox"/>			
510	<input type="checkbox"/>	510	<input type="checkbox"/>	485	<input type="checkbox"/>	460	<input type="checkbox"/>			
530	<input type="checkbox"/>			510	<input type="checkbox"/>	485	<input type="checkbox"/>			

SITZPOLSTER

SJF1520	Anpassbare Sitzbespannung, tiefeinstellbar (-50 mm)	<input type="checkbox"/>	99.00
---------	---	--------------------------	-------

RÜCKEN

(1) RÜCKENAUSFÜHRUNG

SJF2000	Fester Rückenwinkel 90°	<input type="checkbox"/>	◆
SJF2010	Winkeleinstellbarer Rücken -15° bis +15°, 90° voreingestellt	<input type="checkbox"/>	234.00
SJF2020	Winkeleinstellbarer u. faltbarer Rücken -15° bis +15°, abklappbar und auf Sitzfläche verriegelbar	<input type="checkbox"/>	280.00

Bitte beachten Sie: Nach Wahl der Rückenausführung (1) fahren Sie fort mit

(2) RÜCKENHÖHE FEST

SJF2130	Fester Rücken, 7°, Höhe 300 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF2140	Fester Rücken, 7°, Höhe 325 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF2143	Fester Rücken, 7°, Höhe 350 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF2150	Fester Rücken, 7°, Höhe 375 mm, mit festen, langen Standardschiebegriffen	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF2153	Fester Rücken, 7°, Höhe 400 mm, mit festen, langen Standardschiebegriffen	<input type="checkbox"/>	◆
SJF2160	Fester Rücken, 7°, Höhe 425 mm, mit festen, langen Standardschiebegriffen	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF2163	Fester Rücken, 7°, Höhe 450 mm, mit festen, langen Standardschiebegriffen	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>



SJF2170	Fester Rücken, 7°, Höhe 475 mm, mit festen, langen Standardschiebegriffen	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF2173	Fester Rücken, 7°, Höhe 500 mm, mit festen, langen Standardschiebegriffen	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
(3) RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR (NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken)			
SJF2300	Höheneinstellbarer Rücken, 360-400 mm, bei 400 mm voreingestellt	<input type="checkbox"/>	95.00
SJF2310	Höheneinstellbarer Rücken, 410-490 mm, bei 450 mm voreingestellt	<input type="checkbox"/>	95.00
(4) SCHIEBEGRIFFE (AUSZUWÄHLEN, WENN RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR GEWÄHLT WURDE)			
SJF2400	Ohne Schiebegriffe, Rückenrohre 7° Lumbalknick (NC: Trommelbremse, Ankipphilfe)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF2410	Schiebegriffe rückversetzt, höhenverstellbar (+150 mm), 7° Lumbalknick (NC: Rückenpolster Standard fest)	<input type="checkbox"/>	295.00
SJF2420	Schiebegriffe höhenverstellbar (+135 mm) integriert, 0° Lumbalknick	<input type="checkbox"/>	273.00
INVACARE MATRIX-POSITIONIERUNGSRÜCKEN			
Bei Wahl eines Invacare Matrix Positionierungsrückens verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage.			
SJF2460	Invacare Matrix Elite inkl. Halterung, Höhe 405 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	797.00
SJF2465	Invacare Matrix Elite inkl. Halterung, Höhe 455 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	797.00
SJF2470	Invacare Matrix Elite Deep inkl. Halterung, Höhe 405 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	977.00
SJF2475	Invacare Matrix Elite Deep inkl. Halterung, Höhe 455 mm ¹⁾	<input type="checkbox"/>	977.00
SJF2480	Standard Halterung ohne Invacare Matrix Rücken, mit 2-Punktbefestigung nur für Invacare Matrix Elite und Elite Deep ¹⁾	<input type="checkbox"/>	289.00
1) NC: ohne Rückenbespannung, Rückenpolster Standard, Rückenbespannung anpassbar			
RÜCKENPOLSTER			
SJF2500	Ohne Rückenbespannung	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF2505	Rückenpolster Standard, fest, mit Reflektorstreifen und Rückentasche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF2510	gepolsterte Rückenbespannung anpassbar, mit Reflektorstreifen und Rückentasche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
BEINSTÜTZENOBERTEILE RECHTS			
SJF3000	Ohne Beinstütze rechts	<input type="checkbox"/>	-40.00
SJF3010	70° Beinstützenoberteil rechts (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3020	80° Beinstützenoberteil rechts (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3030	90° Beinstützenoberteil rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, 6"/7" Vorderräder)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3040	Winkleinstellbares Beinstützenoberteil 0°- 80° rechts (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen mit UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, einstellbares Wadenband)	<input type="checkbox"/>	169.00
SJF3050	Amputationsbeinstütze rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Fußplatte hochklappbar tiefen- u. winkelverstellbar rechts, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband und Taschenhalter)	<input type="checkbox"/>	259.00
BEINSTÜTZENOBERTEILE LINKS			
SJF3100	Ohne Beinstütze links	<input type="checkbox"/>	-40.00
SJF3110	70° Beinstützenoberteil links (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3120	80° Beinstützenoberteil links (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3130	90° Beinstützenoberteil links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm, 6"/7" Vorderräder)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3140	Winkleinstellbares Beinstützenoberteil 0°- 80° links (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm und einstellbares Wadenband)	<input type="checkbox"/>	169.00
SJF3150	Amputationsbeinstütze links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Fußplatte hochklappbar tiefen- u. winkelverstellbar links, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband und Taschenhalter)	<input type="checkbox"/>	259.00
FUSSPLATTEN RECHTS (inkl. Fersenbänder)			
SJF3200	Fußplatte hochklappbar rechts (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3210	Fußplatte hochklappbar, tiefen- u. winkelverstellbar rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
EINTEILIGES FUSSBRETT (inkl. Fersenbänder)			
SJF3230	Einteiliges Fußbrett nach rechts hochklappbar, tiefen-u. winkelverstellbar (NC: Einschubrohr für wegschwenkbaren Beinstützen)	<input type="checkbox"/>	298.00
FUSSPLATTEN LINKS (inkl. Fersenbänder)			
SJF3300	Fußplatte hochklappbar links (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3310	Fußplatte hochklappbar, tiefen- u. winkelverstellbar links	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
EINSCHUBROHR für Vorderrahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen (Gewählte UL für geteilte Fußplatten hoch)			
SJF3400	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm (NC: Taschenhalter)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3410	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 285-375 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3420	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 295-420 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3430	Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 400-525 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
EINSCHUBROHR für festen Vorderrahmen (Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett)			
SJF3440	Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 320-460 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3450	Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 360-500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ARMLEHNEN / SEITENTEILE			



KLEIDERSCHUTZ / RADSPRITZSCHUTZ (PAIR)			
SJF3700	Ohne Kleiderschutz / Radspritzschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3750	Kleiderschutz (NC: Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF3800	Abnehmbarer Radspritzschutz (NC: Armlehnen, Trommelbremse)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
ARMLEHNEN RECHTS			
SJF4000	Ohne Armlehne, rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF4010	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höheneinstellbar, Desk, 280 mm Polster, rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF4020	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höheneinstellbar, lang, 380 mm Polster, rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF4030	Armlehne Nr.3, abnehmbar, höheneinstellbar, abschwenkbar, Desk, 280 mm Polster, rechts	<input type="checkbox"/>	139.00
SJF4040	Armlehne Nr.3, abnehmbar, höheneinstellbar, abschwenkbar, lang, 380 mm Polster, rechts	<input type="checkbox"/>	139.00
SJF4050	Armlehnenrohr, abschwenkbar, gepolstert, rechts	<input type="checkbox"/>	139.00
SJF4060	Armlehne Hemi, abnehmbar, 440 mm Polster, rechts	<input type="checkbox"/>	130.00
ARMLEHNEN LINKS			
SJF4100	Ohne Armlehne, links	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF4110	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höheneinstellbar, Desk, 280 mm Polster, links	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF4120	Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höheneinstellbar, lang, 380 mm Polster, links	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF4130	Armlehne Nr.3, abnehmbar, höheneinstellbar, abschwenkbar, Desk, 280 mm Polster, links	<input type="checkbox"/>	139.00
SJF4140	Armlehne Nr.3, abnehmbar, höheneinstellbar, abschwenkbar, lang, 380 mm Polster, links	<input type="checkbox"/>	139.00
SJF4150	Armlehnenrohr, abschwenkbar, gepolstert, links	<input type="checkbox"/>	139.00
SJF4160	Armlehne Hemi, abnehmbar, 440 mm Polster, links	<input type="checkbox"/>	130.00
SITZOPTIONEN			
SJF5000	Standardsitzkissen 50 mm, Nylonbezug	<input type="checkbox"/>	69.00
INVACARE MATRIX FLO-TECH SITZKISSEN			
SJF5010	Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, Höhe 120 mm	<input type="checkbox"/>	300.00
SJF5030	Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm	<input type="checkbox"/>	134.00
SJF5042	Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Höhe 82,5 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)	<input type="checkbox"/>	517.00
SJF5044	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Höhe 89 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit)	<input type="checkbox"/>	619.00
SITZTIEFE FÜR INVACARE MATRIX FLO-TECH SITZKISSEN			
SJF5050	Sitztiefe 400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF5052	Sitztiefe 450 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF5054	Sitztiefe 500 mm, nur mit Invacare Matrix Vi oder Invacare Matrix Libra möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN			
SJF5400	Einstellbares Wadenband	<input type="checkbox"/>	21.00
Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.			
FARBEN			
RAHMENFARBE			
SJF6000	Perlweiß	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF6010	Anthrazit-Schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF6020	Ozeanblau	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF6030	Rubinrot	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF6040	Limonengrün	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF6050	Violett	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF6060	Silbergrau	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF6070	Matt-Schwarz	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF6080	Knallgelb	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF6090	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
COLOUR-POWER-SET (Hinterrad-Adapterplatte, Abdeckkappen Steckachsen, Vorderradgabeln, Abdeckkappen)			
SJF6100	CPS Silber (nur Hinterrad-Adapterplatte und Vorderradgabel farblich abgesetzt)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
SJF6110	CPS Türkis	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF6200	CPS Flieder	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
VORDERRÄDER (Bitte Tabelle beachten)			
SJF7000	4" x 1.1/4" Softroll	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF7020	4" x 3/4" Pannensicher	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF7030	4" x 1" Pannensicher mit Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	39.00
SJF7040	4" x 1.3/8" Alu-Softroll	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF7055	5" x 1" Pannensicher	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF7060	5" x 1" Pannensicher mit Beleuchtung	<input type="checkbox"/>	39.00
SJF7070	5" x 1.3/8" Alu-Softroll	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
SJF7080	6" x 1" Pannensicher	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF7090	6" x 1.1/4" Luftbereifung	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF7100	6" x 1.3/8" Alu-Softroll	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJF7110	7" x 1.1/4" Pannensicher	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

 3800
 4010 / 4110
 4030 / 4130
 4060 / 4160
 5000
 5010
 5042
 5400

Vorderradgröße	Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn						
	mm	360	385	410	435	460	485
4"	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
5"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
6"	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
7"	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓

HINTERRÄDER (Bitte Tabelle beachten)			
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
SJF7200	22" Standard-Hinterrad (NC: 1" Bereifungen, Pannenschutz 1.3/8", Greifreifen Edelstahl)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

SJF7210	22" Leichtgewichts-Hinterrad (NC: 1" Bereifungen, Pannenschutz 1.3/8", Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)	<input type="checkbox"/>	249.00
SJF7230	24" Standard-Hinterrad gekreuzt gespeicht (NC: 1" pannensichere Schwalbe Maratohn Evolution Plus Bereifung, Pannenschutz 1.3/8")	<input type="checkbox"/>	◆
SJF7240	24" Leichtgewichts-Hinterrad (NC: Pannenschutz 1.3/8", Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)	<input type="checkbox"/>	249.00
SJF7250	25" Leichtgewichts-Hinterrad (NC: 1" Luftbereifung, 1.3/3" pannensichere Bereifung 1.3/8", 1.3/8" Luftbereifung, Pannenschutz 1.3/8", Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen)	<input type="checkbox"/>	249.00
HINTERRADBEREIFUNG			
SJF7300	1.3/3" Pannensichere Bereifung, grau	<input type="checkbox"/>	○
SJF7305	1.3/8" Luftbereifung, grau	<input type="checkbox"/>	◆
SJF7310	1" Luftbereifung, Primo V-Track	<input type="checkbox"/>	69.00
SJF7320	1" Pannensichere Schwalbe Marathon Evolution Plus Bereifung	<input type="checkbox"/>	89.00
SJF7330	Pannenschutz 1.3/8" (35 mm)	<input type="checkbox"/>	95.00
GREIFREIFEN			
SJF7400	Greifreifen Aluminium	<input type="checkbox"/>	◆
SJF7410	Greifreifen Edelstahl poliert	<input type="checkbox"/>	69.00
SJF7420	Greifreifen mit Anti-Rutsch, schwarz	<input type="checkbox"/>	89.00
HINTERRADACHSE			
SJF7500	Steckachse	<input type="checkbox"/>	◆
HINTERRADPOSITION			
SJF7600	Hinterradposition 1 (sehr aktiv) (= 100 mm)	<input type="checkbox"/>	○
SJF7610	Hinterradposition 2 (= 75 mm)	<input type="checkbox"/>	○
SJF7620	Hinterradposition 3 (= 50 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
SJF7630	Hinterradposition 4 (weniger aktiv) (= 25 mm)	<input type="checkbox"/>	○
RADSTURZ			
SJF7700	Radsturz 0°	<input type="checkbox"/>	○
SJF7710	Radsturz 1°	<input type="checkbox"/>	◆
SJF7720	Radsturz 2°	<input type="checkbox"/>	○
SJF7730	Radsturz 3°	<input type="checkbox"/>	○
SJF7740	Radsturz 4°	<input type="checkbox"/>	○
HINTERRADZUBEHÖR			
SJF8000	Speichenschutz, Paar	<input type="checkbox"/>	157.00
SJF8020	Luftpumpe - geringer Druck	<input type="checkbox"/>	20.00
SJF8030	Luftpumpe - hoher Druck	<input type="checkbox"/>	30.00
BREMSEN			
SJF8100	Druckbremse	<input type="checkbox"/>	◆
SJF8110	Ziehbremse	<input type="checkbox"/>	35.00
SJF8120	Druckbremse inkl. Bremshebelverlängerung	<input type="checkbox"/>	46.00
SJF8130	Ziehbremse inkl. Bremshebelverlängerung	<input type="checkbox"/>	35.00
SJF8160	Trommelbremse, inkl. Druckbremse/Ziehbremse in Abhängigkeit zur Konfiguration, nur für Standard-Hinterräder (22", 24")	<input type="checkbox"/>	358.00
ZUBEHÖR			
SJF8300	Beckengurt	<input type="checkbox"/>	28.00
SJF8500	Anti-Kipp rechts (NC: Ankipphilfe rechts)	<input type="checkbox"/>	109.00
SJF8550	Anti-Kipp links (NC: Ankipphilfe links)	<input type="checkbox"/>	109.00
SJF8600	Passive Beleuchtung (Hinterrad)	<input type="checkbox"/>	◆
SJF9000	Stockhalter	<input type="checkbox"/>	49.00
SJF9100	Ankipphilfe links	<input type="checkbox"/>	49.00
SJF9200	Ankipphilfe rechts	<input type="checkbox"/>	49.00
SJF9400	Taschenhalter	<input type="checkbox"/>	169.00

		Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten							
		mm	360	385	410	435	460	485	510
Hinterradgröße	22"	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
	24"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
	25"	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓