



Der Spezielle

Individuelle Anpassmöglichkeiten

- Optimale Anpassung an Schlaganfallpatienten
- Schiebegriff für die beeinträchtigte Körperseite - Einhandbremse für die aktive Körperseite
- Einhandbremse und Schiebegriff individuell anpassbar
- Viel Beinfreiheit und optische Kontrolle durch hochklappbaren Sitz
- Leichter Transport durch kleines Faltmaß
- Pannensichere Bereifung
- Automatisch verriegelnde Klappsperre

Auswahl Ersatzteile:

- ❶ 12712 Sitz hochklappbar
- ❷ 12609 Rad 200 mm SL II inkl. Radbuchsen, Befestigungsmaterial
- ❸ 13485-R/L HP Handgriff rechts oder links

Dolomite **Melody** mit Einhandbremse



Mit Einhandbremse.

S*

Steht sicher.

Auswahl Ersatzteile:

- ❶ 13585-R/13585-L Anatomischer (Leer-) Handgriff (passt links und rechts)
- ❷ 1452460 Griffoberfläche, Schraube Torx (VPE: 10 Stück)
- ❸ 12702-L/R Bremsgriff links oder rechts mit Verstellechraube und Unterlegscheibe

S* = Serienausstattung
O* = Optional

Technische Daten

Bestellnummern	Dolomite Melody L HP	Dolomite Melody L mit Einhandbremse	Dolomite Melody M HP	Dolomite Melody M mit Einhandbremse
HP-Handgriff links, Einhandbremse rechts	12010-44-23HPL		12012-44-23HPL	
HP-Handgriff rechts, Einhandbremse links	12010-44-23HPR		12012-44-23HPR	
Einhandbremse links		12010-44-23L		12012-44-23L
Einhandbremse rechts		12010-44-23R		12012-44-23R
Hilfsmittelverzeichnisnummern				
Rollator	10.50.04.1123	10.50.04.1123	10.50.04.1122	10.50.04.1122
HP-Handgriff (zusätzlich)	10.99.99.4002		10.99.99.4002	
Einhandbremse (zusätzlich)	10.99.99.4001	10.99.99.4001	10.99.99.4001	10.99.99.4001
Weiteres				
Sitzhöhe	61 cm	61 cm	53 cm	53 cm
Gewicht	7,8 kg	7,8 kg	7,6 kg	7,6 kg
Belastbarkeit	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Farbe	Silber	Silber	Silber	Silber