



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 09 11 52355 016

Zertifikatsinhaber: **Küschall AG**
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
SCHWEIZ

**Produktions-
stätte(n):** 52355

Prüfzeichen:



Produkt: **Aktivrollstühle**

Modell(e): **Ultra-Light / Compact**

Kenndaten:

	Ultra-Light	Compact
Gesamtlänge incl. Fußstützen	730-1100 mm	740-1160 mm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	----	570-850 mm
Rollstuhlbreite	490-750 mm	490-750 mm

- weitere Kenndaten siehe Anlage

Geprüft nach: DIN EN 12182:1999
DIN EN 12183:1999

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 71358709

Datum, 2009-11-25 (Torsten Zimmer)
Seite 1 von 2





Anlage zu dem Zertifikat Nr.: Z1 09 11 52355 016

Modellbeschreibung für die Aktivrollstühle Ultra-Light / Compact

	Ultra-Light	Compact
Gesamtlänge einschl. Fußstützen	730 - 1100 mm	740 - 1160 mm
Gesamtlänge ohne Fußstützen	----	570 - 850 mm
Rollstuhlbreite	490 - 750 mm	
Rollstuhlhöhe	690 - 1010 mm	670 - 1010 mm
Sitzbreite	280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420 mm (Einfach-Kreuzstrebe) 440, 460, 480, 500 mm (Doppel-Kreuzstrebe)	
Sitztiefe	320 - 500 mm	
Sitzhöhe an der Vorderkante	430 - 530 mm	370 - 530 mm
Sitzwinkel	-2° - 16°	
Rückenlehnenbreite	280 - 500 mm	
Rückenlehnenhöhe	300 - 510 mm	
Rückenlehnenwinkel	82° - 102°	
Maximales Benutzergewicht	100 kg (Einfach-Kreuzstrebe) 130 kg (Doppel-Kreuzstrebe)	
Antriebsräder		
- Größe	22, 24, 25 und 26 x 1" - 1 3/4"	
- Bereifung	<input checked="" type="checkbox"/> luftbereift	<input checked="" type="checkbox"/> pannensicher
- Verstellbarkeit	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
- Befestigung	<input checked="" type="checkbox"/> quick release	<input type="checkbox"/> fest
- Sturzeinstellung	0° / 3°	
Vorderräder		
- Größe	3, 4, 5, 6 und 7 x 3/4" - 1 1/4"	
- Bereifung	<input checked="" type="checkbox"/> luftbereift	<input checked="" type="checkbox"/> pannensicher
- Verstellbarkeit	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
- Befestigung	<input type="checkbox"/> quick release	<input checked="" type="checkbox"/> fest
Bremssystem	Kniehebelbremsen	
Rahmenmaterial	Aluminium	
Armlehnen	höhenverstellbar und abnehmbar	
Fußstützen	höhenverstellbar, Fußplatte (-en) hochschwenkbar	höhenverstellbar, seitlich wegschwenkbar und abnehmbar, Fußplatte (-en) hochschwenkbar
Antikipphilfe	vorhanden	

Abteilung: MHS 5 / me
Datum: 2009-11-25