



Le nouvel analyseur d'oxygène 3 en 1 : *Invacare Check O₂ Plus*

Le **Check O₂ Plus** est un outil de poche indispensable et économique puisqu'il réunit en un seul dispositif 3 appareils différents. Conçu par des techniciens de maintenance, il permet de contrôler rapidement et précisément les performances nécessaires pour le bon fonctionnement d'un concentrateur d'oxygène. A partir d'une seule connexion, le **Check O₂ Plus** contrôle sur tous les concentrateurs de 0 à 10L/mn:

- La concentration d'oxygène (%)
- Le débit (L/mn)
- La pression de sortie patient (KPa & psi)










Aucun calibrage de l'appareil n'est nécessaire, aucune cellule de mesure n'est à changer. Le **Check O₂ Plus** est l'outil indispensable pour tous les techniciens spécialisés dans la maintenance et l'entretien des concentrateurs d'oxygène.



Caractéristiques du produit

- Multifonctions ! Il contrôle 3 paramètres en un seul en évitant de multiplier l'outillage : la pureté de l'oxygène, le débit et la pression en sortie O₂.
- Il est capable de contrôler la concentration d'oxygène sur le concentrateur portable **XPO₂** doté d'une valve en mode pulsé uniquement.
- Fonctionnel et simple à utiliser, à l'aide de 2 boutons seulement.
- Nécessitent 2 piles AA (> 16000 lectures).
- L'appareil s'éteint automatiquement afin de prolonger la durée de vie de la pile).
- Aucun calibrage n'est à effectuer.
- Tubulure de connexion, housse de protection et manuel d'utilisation inclus.

Caractéristiques techniques

						
Invacare Check O₂ Plus	Poids: 185 g	Conditionnement 1	Débits d'oxygène 0-10 l/min ± 0,2 l/min	Pression de sortie 0,5-50 PSI ± 0,5%	Concentration d'oxygène 21%-95,6% ±1,5%	Température de fonctionnement 15°-40°C
						
Check O₂ Plus	26,4 mm	80,3 mm	129,5 mm			

Référence produit :

IRC450

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil / Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Telefax +41 61 48770-81
E-Mail switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

© 2016 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Indications données à titre
d'information (information non
contractuelle).
Invacare se réserve le droit de
modifier sans préavis les données
techniques ou de présentations de
ce produit.

CheckO2 - CH - 02/2016



Yes, you can.®