

Le nouvel analyseur d'oxygène 3 en 1 : Invacare Check O2 Plus

Le **Check O2 Plus** est un outil de poche indispensable et économique puisqu'il réunit en un seul dispositif 3 appareils différents. Conçu par des techniciens de maintenance, Il permet de contrôler rapidement et précisément les performances nécessaires pour le bon fonctionnement d'un concentrateur d'oxygène.

A partir d'une seule connexion, le **Check O2 Plus** contrôle sur tous les concentrateurs de 0 à 10L/min:

- La concentration d'oxygène (%)
- Le débit (L/min)
- La pression de sortie patient (KPa & psi)

Aucun calibrage de l'appareil n'est nécessaire, aucune cellule de mesure n'est à changer. Le **Check O2 Plus** est l'outil indispensable pour tous les techniciens spécialisés dans la maintenance et l'entretien des concentrateurs d'oxygène.



Caractéristiques du produit

- Multifonctions ! Il contrôle 3 paramètres en un seul en évitant de multiplier l'outillage : la pureté de l'oxygène, le débit et la pression en sortie O2.
- Il est capable de contrôler la concentration d'oxygène sur le concentrateur portable **XPO2** doté d'une valve en mode pulsé uniquement.
- Fonctionnel et simple à utiliser, à l'aide de 2 boutons seulement.
- Nécessitent 2 piles AA (> 16000 lectures).
- L'appareil s'éteint automatiquement afin de prolonger la durée de vie de la pile).
- Aucun calibrage n'est à effectuer.
- Tubulure de connexion, housse de protection et manuel d'utilisation inclus.

Caractéristiques techniques

Pour plus d'informations concernant le produit, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation du fabricant Invacare.

Poids	Conditionnement	Débits d'oxygène	Pression de sortie	Concentration d'oxygène	Température de fonctionnement
185 g	1	0-10 l/min ± 0,2 l/min	0,5-50 PSI ± 0,5%	21%-95,6% ±1,5%	15°-40°C

Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale
26,4 mm	80,3 mm	129,5 mm

Référence produit

IRC450

Check O2 Plus
Appareil de contrôle de l'oxygène



Yes, you can.