

Commande



Formulaire de commande

Juillet 2019

Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF exkl. TVA

Invacare® **Comet® Pro** CE
 Invacare® **Comet® Alpine+**
 Invacare® **Comet® ULTRA**

Poids de l'utilisateur :
 max. 160 kg (Comet®Pro/Comet®Alpine+), max. 220 kg (Comet®Ultra)
 Prix en CHF HTVA

Prix d'entrée : à partir de 5698,00 CHF

N° client :
 Interlocuteur :
 Numéro de commande :
 Commission :
 Signature :
 Tampon de la société :

Veuillez cocher les options souhaitées. Sinon, le modèle standard sera livré Option standard Option sans supplément

Réf. article	Description	Comet® Pro	Comet® Alpine+	Comet® Ultra	Prix
AGE0094	Invacare® Comet® Pro , scooter à 4 roues, 10 km/h, jusqu'à 160 kg				5'698.00
AGE0095	Invacare® Comet® Alpine+ , scooter à 4 roues, 10 km/h, jusqu'à 160 kg				6'498.00
AGE0096	Invacare® Comet® Ultra , scooter à 4 roues, 10 km/h, jusqu'à 220 kg				7'098.00
Description:					
	Assise confortable, pivotante, avec appui-tête et pochette de siège, angle du dossier réglable, largeur d'assise = 520 mm	◆	◆		
	Assise Premium, pivotante, avec appui-tête, soutien lombaire gonflable et pochette de siège, angle du dossier réglable, largeur d'assise = 660 mm			◆	
	Accoudoirs, escamotables vers l'arrière, réglables en hauteur et en largeur	◆	◆		
	Accoudoirs HD, renforcés, escamotables vers l'arrière, réglables en hauteur et en largeur			◆	
	Rails de siège permettant le réglage de la distance par rapport à la colonne de direction	◆	◆	◆	
	Base de siège renforcée			◆	
	Colonne de direction avec bac de rangement et angle réglable en continu	◆	◆	◆	
	Poignées de direction ergonomiques	◆	◆	◆	
	Écran LCD avec touches en relief et affichage de l'heure, de la température et du kilométrage	◆	◆	◆	
	Frein à main	◆	◆	◆	
	Moteur puissant (1 600 W) avec embrayage à deux points	◆			
	Moteur puissant (1 800 W) avec embrayage à deux points		◆	◆	
	Module d'alimentation puissant pour plus de puissance et couple de serrage élevé	◆	◆	◆	
	Étriers de fixation de transport (4 pièces) au niveau du cadre de châssis	◆	◆	◆	
	Diminution automatique de la vitesse dans les virages (peut être arrêtée)	◆	◆	◆	
	Chargeur de batterie 8 A, externe	◆	◆	◆	
	2 batteries AGM 75 Ah pour une autonomie élevée	◆	◆	◆	
	Système d'éclairage avec clignotants, réflecteurs et feu de stop	◆	◆	◆	
	Pneumatique élastique avec roues 13" extra grandes pour le franchissement simple des obstacles	◆	◆	◆	
	Roues porteuses pour un franchissement contrôlé des rebords de trottoir	◆	◆	◆	
	Châssis avec suspension réglable des roues pour un confort accru	◆	◆		
	Châssis avec 4 suspensions HD réglables pour un confort accru (Comet Ultra)			◆	
	Panier avant amovible	◆	◆	◆	
	Rétroviseurs Deluxe gauche et droite	◆	◆	◆	
Options					
Pneus					
AGE2461	Pneu basse pression 13", air, noir	◆	◆	◆	
AGE2462	Pneu basse pression 13", increvable, noir				458.00
AGE2463	Pneu taille basse 13", air, noir				516.00
Batteries					
AGE1249	Batteries AGM 75 Ah	◆	◆	◆	
Chargeur					
AGE1343	Chargeur 8 A	◆	◆	◆	
Coloris standard					
AGE2470	rouge grenat				<input type="radio"/>
AGE0256	Bleu Bondi				<input type="radio"/>



AGE0257	Vert Python				○
AGE0229	Blanc Givré				○
AGE0255	Gris Argenté				○
Coloris Premium					
AGE2472	Champagne Anodisé				98.00
AGE2473	Cuivre Anodisé				98.00
AGE2474	Rouge Metallisé				98.00
AGE0236	Bleu Anodisé				98.00
AGE2475	Chrome				98.00
Coloris					
AGE2476	Pop Art Rouge				108.00
AGE2477	Pop Art Bleu				108.00
AGE2478	Nuances de blanc				108.00
ACCESSOIRES					
AGE2300	Accessoires à monter soi-même	◆	◆	◆	
Ceinture de maintien					
AGEI329	Ceinture de maintien avec fermeture rapide				98.00
Gilet de sécurité					
AGEI492	Gilet de sécurité				33.00
Clé personnalisée					
AGE2451	Cylindre avec deux clés personnalisées				63.00
Pare-chocs					
AGEI497	Arceau de protection à l'avant				109.00
AGEI498	Arceau de protection à l'arrière				109.00
Système d'élévation électrique de l'assise					
AGEI044	Système d'élévation électrique de l'assise 120 mm (pas sur le Comet Ultra)				899.00
Suspension d'assise					
AGEI081	Suspension d'assise (résistance jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 508,5 mm)				199.00
AGEI082	Suspension d'assise (résistance jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 533,5 mm)				199.00
AGEI083	Suspension d'assise (résistance jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 558,5 mm)				199.00
AGEI084	Suspension d'assise (résistance jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 508,5 mm)				199.00
AGEI085	Suspension d'assise (résistance jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 533,5 mm)				199.00
AGEI086	Suspension d'assise (résistance jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 558,5 mm)				199.00
Téléphone portable					
AGE2413	Adaptateur USB				90.00
AGE2414	Support pour téléphone portable				56.00
Pare-brise					
AGEI474	Pare-brise avec dispositif de fixation				98.00
Porte-boisson					
AGEI456	Porte-boisson pliable				59.00
Autres fixations					
AGEI312	Porte-canne, à droite				89.00
AGEI363	Porte-canne, à gauche				89.00
AGEI473	Support pour déambulateur avec porte-canne (pas pour AGEI312, I363)				408.00
Rangement					
AGE2453	Panier XL à l'avant (pas avec coffre avant AGEI451)				159.00
AGEI451	Coffre avant, noir, avec verrou (pas avec le panier XL AGE2453 à l'avant)				229.00
AGEI472	Coffre arrière, noir, avec verrou (pas avec AGEI395, I454, I308)				229.00
AGEI395	Panier à l'arrière (pas avec AGEI472, I454, I308)				159.00
AGEI308	Grande sacoche de siège avec fermeture Velcro (pas avec AGEI395, I472)				129.00
AGEI454	Support pour bouteille à oxygène, diamètre 11 cm (pas pour AGEI395, I472)				132.00
Housses					
AGEI397	Housse pour scooter (protection contre la saleté et la pluie)				179.00
AGEI458	Housse pour siège (protection contre la saleté et la pluie)				99.00

