

- Commande  
 Offre



Yes, you can.®

Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil  
Tél. : 061 487 70 80, Fax : 061 487 70 81  
e-mail : switzerland@invacare.com

Formulaire de commande  
Janvier 2016

Prix en CHF  
hors TVA de 8,00 %



<p><b>Invacare® Dragon Vertic</b>  IV-Pos.: 502 000</p> <p>Fauteuil roulant électrique pour utilisation dans les applications intérieures et extérieures avec Verticalisation électrique</p> <p>Poids max. de l'utilisateur: <b>100 kg</b></p>	<p>N° de client : ..... Tampon de l'entreprise :  Correspondant : .....  N° de commande : .....  Commission : ..... Signature : .....</p>
--	---

Merci de cocher les options désirées  Option standard  Option sans surcoût

(NC XXXX) = signifie non compatible avec option XXXX

N° d'article	Description	Prix en CHF(hors TVA)
AMN0022	<input type="checkbox"/> <b>Invacare® Dragon Vertic</b>	<b>14998.00</b> sur demande
AMZ0022	<input type="checkbox"/> <b>Invacare® Dragon Vertic- Fabrication spéciale</b>	
<b>ASSISE ET DOSSIER</b>		
AMN1175	<input type="checkbox"/> <b>Assise &amp; Dossier Standard</b>	◆
	Toile nylon noir pour coussin et dossier Standard. Largeur d'assise 450 mm - coussin 430 mm. Hauteur de dossier 650 mm - réglable à 600 mm. Inclinaison d'assise fixe 4°. Dossier électrique de 6 à 40°. Palettes séparées réglables en hauteur de 310 à 450 mm. Accoudoirs relevables et réglables en hauteur de 260 à 350 mm. Accroche-taxi avant et arrière + porte-bagages.	
<b>Coussin d'assise</b>		
AMN1336	<input type="checkbox"/> Coussin 50 mm nylon noir	◆
AMN1409	<input type="checkbox"/> Sans coussin d'assise	◆ -15.00
<b>Coussin de dossier</b>		
AMN1177	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension nylon noir	◆
<b>Largeur d'assise</b>		
AMN0334	<input type="checkbox"/> 500 mm	◆
AMN0340	<input type="checkbox"/> 550 mm	○
<b>Profondeur d'assise</b>		
AMN0313	<input type="checkbox"/> 46cm (réglables en largeur de 380 - 460 mm)	◆
AMN0300	<input type="checkbox"/> 50cm (réglables en largeur de 420 - 500 mm)	○ NC 0334
<b>Accoudoirs incl. Manchettes</b>		
AMN0622	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur de 26 à 35 cms	◆
AMN0647	<input type="checkbox"/> Manchettes standards	◆
AMN0648	<input type="checkbox"/> Manchettes confort (nc: 1406)	◆ 150.00 NC 1406
<b>Appui sous-rotulien amovible</b>		
AMN0581	<input type="checkbox"/> Structure rigide avec coussinets	○
AMN0587	<input type="checkbox"/> Sangle réglable avec mousse souple	◆
<b>Accessoires d'assise</b>		
<b>Appui-tête</b>		
AMN1353	<input type="checkbox"/> Appui-tête	◆ 403.00
<b>Protège-vêtements</b>		
AMN1316	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements réglables en largeur de 385 à 420 mm	○
AMN1317	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements réglables en largeur de 420 à 460 mm	◆
<b>Cale-tronc</b>		
AMN1356	<input type="checkbox"/> Cale-tronc	◆ 438.00
<b>Appui-mollets</b>		
AMN0585	<input type="checkbox"/> Appui-mollets	◆
<b>Commandes + support</b>		
AMN1801	<input type="checkbox"/> Commande standard Shark 2	◆
AMN1207	<input type="checkbox"/> Support standard à droite	◆ NC 1406
AMN1208	<input type="checkbox"/> Support standard à gauche	○ NC 1406
AMN1707	<input type="checkbox"/> Support premium escamotable et réglable en hauteur à droite	○
AMN1708	<input type="checkbox"/> Support premium escamotable et réglable en hauteur à gauche	○

N° d'article	Description	Prix en CHF(hors TVA)
<b>Double commande (Utilisateur + Tierce-personne)</b>		
<b>Double commande (Utilisateur + Tierce-personne)</b>		
AMN1891	<input type="checkbox"/> Shark 2, fixation à droite	1125.00
AMN1892	<input type="checkbox"/> Shark 2, fixation à gauche	1125.00
<b>Base motrice</b>		
<b>Coloris du châssis</b>		
AMN0259	<input type="checkbox"/> bleu- métallisé	◆
<b>Suspension</b>		
AMN1264	<input type="checkbox"/> Suspension de roue arrière	◆
<b>Roue avant</b>		
AMN0813	<input type="checkbox"/> 9" grise, bandage	◆
<b>Roue arrière</b>		
AMN0711	<input type="checkbox"/> 12.5 x 2.25 grise, pneumatique	◆
AMN0727	<input type="checkbox"/> 12.5 x 2.25 grise, bandage	255.00
<b>Moteur, Batterie et Chargeur</b>		
AMN1282	<input type="checkbox"/> Moteur 6 km/h	◆
AMN1259	<input type="checkbox"/> Batterie gel 60 Ah	◆
AMN1343	<input type="checkbox"/> Chargeur 8A (200 - 250V)	◆
<b>Options de sécurité</b>		
<b>Fixations transport / Porte-bagage</b>		
AMN1394	<input type="checkbox"/> Porte-bagage	◆
AMN1493	<input type="checkbox"/> 4 fixations avant/arrière (sans utilisateur)	◆
<b>Éclairage</b>		
AMN1367	<input type="checkbox"/> Système d'éclairage avec clignotants	499.00
AMN1254	<input type="checkbox"/> Sans système d'éclairage	◆
<b>Accessoires de sécurité</b>		
<b>Ceinture de maintien</b>		
AMN1329	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité	98.00
<b>Rétroviseur</b>		
AMN1415	<input type="checkbox"/> Rétroviseur à droite	79.00
AMN1339	<input type="checkbox"/> Rétroviseur à gauche	79.00
<b>Accessoires</b>		
<b>Demi Tablette</b>		
AMN1406	<input type="checkbox"/> Escamotable à droite NC 0648, 1801, 1207/1208)	480.00
<b>Set d'outils</b>		
AMN1333	<input type="checkbox"/> Set d'outils	46.00
<b>Fabrication spéciale</b>		
<b>Fabrication spéciale</b>		
AMZ1300	<input type="checkbox"/> Merci de préciser la fabrication spéciale que vous souhaitez.	