



Une traction optimale en toutes circonstances !

En intérieur comme en extérieur, aucun compromis pour les utilisateurs actifs ! Séduisant et puissant, le fauteuil électrique *Invacare FDX* à roues avant motrices offre, grâce à la technologie **G-Trac**®, une excellente maniabilité en intérieur et une parfaite maîtrise de la trajectoire en toutes circonstances, y compris jusqu'à 10 Km/h. L'assise **Modulite**™ réglable en largeur et en profondeur permet une adéquation parfaite avec les besoins de l'utilisateur. Une version compacte (< 600 mm de largeur hors-tout) est disponible pour accéder aux espaces les plus exigus. La version **Low Rider** facilitera les transferts grâce à une hauteur d'assise réduite.

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®

Maniabilité

La conception du fauteuil avec roues avant motrices offre d'excellentes performances en termes de manœuvrabilité en intérieur comme en extérieur. Il est possible de choisir des roues avant de plus petites tailles pour obtenir une largeur hors-tout < 600 mm, afin d'accéder aux espaces réduits et étroits (ascenseur, passage de portes, boutiques, restaurants).

G-Trac® : comme sur des rails !

Le nouveau dispositif **G-trac** opère comme une boussole électronique (Gyroscope) offrant d'excellentes capacités de conduite sans aucun phénomène de Zig-Zag dans les devers et aucune instabilité dans les virages ! **G-trac** procure une sensation de conduite sécurisante, plus confortable et moins fatigante pour l'utilisateur.



Caractéristiques et options



Commande au menton

Multi-réglable et escamotable manuellement ou électriquement. Permet l'accès à toutes les fonctions essentielles du fauteuil.



Compact

<600 mm de largeur hors tout uniquement avec des roues de 12.5" par 2 x 1/4. Idéal pour faciliter l'accès dans des endroits exigus. Option disponible en version 6 km/h.



Bras arrière articulés

Le train arrière est doté de suspensions pour absorber les chocs et garantir une bonne traction durant le franchissement d'obstacles.



Inclinaison d'assise électrique & lift

Le **FDX** est doté d'une élévation électrique de 300 mm (lift), incluant une inclinaison d'assise à translation de 0° à 28°.


Données techniques



Modulite™	380 - 530 mm	410 - 510 mm	0° - 30°	480, 540, 560 mm ³	970 mm ⁸	455 / 470 mm ⁴	245 - 310 mm
Recaro	490 - 530 (360) mm	460 - 510 mm	0° - 45°	770 - 830 mm	1290 mm ²	465 / 470 / 480 mm ⁴	290 - 380 mm
							640 mm ⁶

290 - 510 mm ⁷	0° / 4° / 8° 0° - 30° ³	1250 mm	1070 mm	140 kg ⁹	136 kg	60 Ah (C20)
1400 mm	60 mm	14% (8°)	2 x 250 W ¹⁰ 2 x 340 W ¹¹	32km ¹²	6 km/h 10 km/h	

Coloris de châssis



- 1/ Largeur d'assise réglable, réglages supplémentaires en fonction du type d'accoudoirs choisi.
- 2/ Hauteur incluant l'appui-tête
- 3/ Inclinaison d'assise électrique pour Modulite™
- 4/ Du sol vers la plaque d'assise, sans coussin
- 5/ Taille des roues motrices 12 1/2", version 6 km/h
- 6/ Taille des roues motrices 14", version 10 km/h
- 7/ Dépend du type de repose-jambes
- 8/ Dépend du dossier choisi
- 9/ Dépend de la configuration
- 10/ Version 6 km/h
- 11/ Version 10 km/h
- 12/ l'autonomie peut varier de façon importante en fonction de l'utilisation et de l'environnement. Test ISO 7176-4 :2008 partie 4 - tests TUV

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil / Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Telefax +41 61 48770-81
E-Mail switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

© 2016 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

FDX - CH - 02/2016



Fabrication spéciale en option: différentes fabrications sur le fauteuil sont possibles (taille, accessoires, coloris avec RAL). Veuillez contacter votre Service Clients pour toutes demandes de devis et de délais.
Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fauteuil.