

Invacare® **Bora** **LINXX**®

Fauteuil roulant électrique à entraînement centralisé extrêmement maniable.  
Très stable même pour traverser des obstacles. Idéal pour l'intérieur, stable et sûr même à l'extérieur.  
Poids de l'utilisateur : max. 130 kg

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases  Configuration standard  Options sans supplément de prix

Réf.	Poids du patient = kg	Description	Prix
ASA0064		Invacare® Bora	<b>8.990,00</b>
ASZ0064		Invacare® Bora Modèle spécial	Sur demande
ASA2100		<b>SIÈGE MODULITE NOUVEAU !</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cadre d'assise et plaque d'assise</b>			
ASA2110		Plaque d'assise en une partie, largeur d'assise de 430 mm (réglable sur les accoudoirs de 440 à 480 mm) (pas avec le réglage d'angle d'assise électrique avec décalage du centre de gravité, tubes du dossier longs ou courts, plaque de dossier Flex3)	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2111		Cadre d'assise télescopique avec plaque d'assise et rails de guidage latéraux, 380 - 530 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs) (sans les coussins d'assise standard, cadre du dossier amovible)	<b>399,00</b>
<b>Largeur d'assise prédéfinie pour le cadre d'assise télescopique</b>			
ASA2121		Plaque d'assise 380 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs) (sans Invacare Matrx Flo-tech Contour Visco)	<input type="checkbox"/>
ASA2122		Plaque d'assise 430 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2123		Plaque d'assise 480 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input type="checkbox"/>
ASA2124		Plaque d'assise 530 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs) (sans dossier de positionnement Invacare Matrx, Invacare Matrx Flo-tech Contour Visco, Invacare Matrx Libra en association avec une profondeur d'assise de 410 mm)	<input type="checkbox"/>
<b>Profondeur d'assise</b>			
ASA2132		410 mm (sans Invacare Matrx Libra/Invacare Matrx Vi en association avec une largeur d'assise de 530 mm, uniquement avec un rembourrage d'accoudoir standard)	<input type="checkbox"/>
ASA2134		460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2136		510 mm (sans Flo-tech Contour Visco)	<input type="checkbox"/>
<b>Coussin d'assise</b>			
ASA2141		Coussin d'assise standard, 50 mm (uniquement avec couleur de rembourrage noir, nylon)	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2142		Coussin d'assise Invacare Matrx Flo-Tech Lite, 75 mm (jusqu'à max. 127 kg) coussin d'assise Invacare Matrx Flo-Tech Contour, 100 mm (jusqu'à max. 191 kg) ; sélectionné automatiquement pour une largeur d'assise de 530 mm.	<input type="checkbox"/>
ASA2143		Coussin d'assise Invacare Matrx Flo-tech Contour Visco, 430 x 430 mm, (poids max. de l'utilisateur : 125 kg) (sans une profondeur d'assise de 510 mm)	<b>375,00</b>
ASA2147		Coussin d'assise Invacare Matrx Libra, 90 mm, (poids de l'utilisateur max. 136 kg, version HD 227 kg) (sans une profondeur d'assise de 410 mm en association avec une largeur d'assise de 530 mm)	<b>594,00</b>
ASA2144		Coussin d'assise Invacare Matrx Vi, (poids max. de l'utilisateur 136 kg)	<b>594,00</b>
ASA2140		Sans coussin d'assise	<b>-14,00</b>
<b>Cadre du dossier (possible pour le dossier adaptable et le dossier de positionnement Invacare Matrx)</b>			



2110 / 2161

ASA2161	Cadre du dossier amovible, hauteur 480 mm (uniquement avec réglage manuel de l'angle du dossier) (sans cadre d'assise télescopique, plaque du dossier Flex3, réglage électrique de l'angle du dossier, crochets porte-sac)		◆
ASA2163	Tubes de dossier courts pour une hauteur de rembourrage de 480 mm, avec étriers de stabilisation télescopiques (sans une plaque d'assise en une partie, plaque de dossier Flex 3)		○
<b>Cadre du dossier (possible pour les dossiers adaptables, plaques de dossier Flex3 et dossiers à positionnement Invacare Matrix)</b>			
ASA2162	Tubes de dossier longs pour une hauteur de rembourrage de 540 mm, avec des étriers de stabilisation télescopiques (sans une plaque d'assise en une partie)		○
<b>Poignées coulissantes</b>			
ASA2107	Dossier avec poignées coulissantes		◆
ASA2108	Dossier sans poignée coulissante (sans plaque d'identification arrière, commande et support de console de commande pour un accompagnateur, appuie-tête disponible uniquement en association avec le modèle de dossier Flex3)		○
<b>Coussin de dossier</b>			
ASA2171	Rembourrage du dossier ajustable (long = 540 mm / court = 480 mm) (uniquement avec la couleur de rembourrage noir, nylon, sans des inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		◆
ASA2179	Flex 3 avec rembourrage du dossier (long = 540 mm / court = 480 mm) (uniquement avec la couleur de rembourrage noir, Dartex) (pas avec les accoudoirs mobiles, les accoudoirs inclinables vers l'arrière, le rembourrage d'accoudoirs souple, les pelottes avec un rembourrage fixe)		<b>269,00</b>
ASA2172	Plaque de dossier Flex3, réglable en largeur et en hauteur (sans coussin de dossier) (sans une plaque d'assise en une partie, cadre de dossier amovible, tubes du dossier courts, crochets porte-sac)		○
ASA2173	Plaque de dossier Flex3, réglable en largeur et en hauteur (avec coussin de dossier Laguna) (sans une plaque d'assise en une partie, cadre de dossier amovible, tubes du dossier courts, crochets porte-sac)		○
ASA2174	Dossier de positionnement Invacare Matrix PB, hauteur de dossier 410 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		<b>998,00</b>
ASA2175	Dossier de positionnement Invacare Matrix PB, hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		<b>998,00</b>
ASA2177	Dossier de positionnement Invacare Matrix Elite TR, hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		<b>879,00</b>
ASA2178	Dossier de positionnement Invacare Matrix Elite Deep, hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		<b>829,00</b>
ASA2170	Sans rembourrage de dossier		<b>-25,00</b>
<b>Couleur du rembourrage</b>			
ASA2151	Noir (nylon) (sans dossier ajustable Flex 3)		◆
ASA2152	Noir (Dartex) (sans dossier d'assise standard, rembourrage de dossier ajustable)		○
ASA2153	Noir avec couture orange (version LK) (sans coussin d'assise standard, rembourrage de dossier ajustable, dossier ajustable Flex 3)		<b>52,00</b>
ASA2155	Noir (respirant) (sans coussin standard, coussin d'assise Matrix Flo-tech Contour Visco, coussin d'assise Matrix Libra, coussin d'assise Matrix Vi, dossier ajustable, dossier ajustable Flex 3)		○
<b>Parties latérales</b>			
ASA2191	Parties latérales amovibles, hauteur réglable (290 - 360 mm, mesuré sans coussin d'assise)		◆



ASA 2171



ASA 2172 bzw. 2173



ASA 2174, 2175

ASA2181	Parties latérales amovibles, monté 50 mm plus haut, hauteur réglable (340 - 410 mm, mesuré sans coussin d'assise)		○
ASA2183	Parties latérales pour réduire la largeur d'assise (- 25 mm par côté) (sans des guidages latéraux)		<b>116,00</b>
ASA2198	Accoudoirs rembourrés avec protection intégrée pour les vêtements (sans une profondeur d'assise de 410 mm)		<b>162,00</b>
ASA2193	Accoudoirs inclinables vers l'arrière (sans coussin d'assise standard, inserts latéraux, dossier ajustable Flex 3)		<b>470,00</b>
ASA2192	Accoudoirs mobiles (hauteur réglable de 230 à 300 mm), (sans coussin standard, inserts latéraux, sans cadre d'assise télescopique en association avec une largeur d'assise de 530 mm et un dossier Flex3, dossier ajustable Flex 3)		<b>588,00</b>
ASA2194	Accoudoirs mobiles (hauteur réglable de 300 à 360 mm), (sans coussin standard, inserts latéraux, sans cadre d'assise télescopique en association avec une largeur d'assise de 530 mm et un dossier Flex3, dossier ajustable Flex 3)		<b>588,00</b>
<b>Rembourrage des accoudoirs</b>			
ASA2195	Standard (325 mm)		◆
ASA2196	Rallongé (375 mm) (sans une profondeur d'assise de 410 mm)		○
ASA2197	Long (397 mm) (sans une profondeur d'assise de 410 mm)		<b>64,00</b>
ASA1299	Rembourrage d'accoudoirs souple, élargi (uniquement avec partie latérale amovible, hauteur réglable) (sans dossier ajustable Flex 3)		<b>116,00</b>
<b>Guidage latéral, à gauche (uniquement en association avec parties latérales amovibles, accoudoirs inclinables vers l'arrière ou mobiles)</b>			
ASA2184	Insert de genou à gauche, taille du rembourrage S (140 x 100 mm)		<b>265,00</b>
ASA2186	Guidage de cuisse à gauche, taille du rembourrage M (230 x 100 mm)		<b>271,00</b>
ASA2188	Guidage de cuisse à gauche, taille du rembourrage L (330 x 100 mm)		<b>277,00</b>
<b>Guidage latéral, à droite (uniquement en association avec parties latérales amovibles, accoudoirs inclinables vers l'arrière ou mobiles)</b>			
ASA2185	Insert de genou à droite, taille du rembourrage S (140 x 100 mm)		<b>265,00</b>
ASA2187	Guidage de cuisse à droite, taille du rembourrage M (230 x 100 mm)		<b>271,00</b>
ASA2189	Guidage de cuisse à droite, taille du rembourrage L (330 x 100 mm)		<b>277,00</b>
<b>Appuie-tête</b>			
ASA1350	Appuie-tête, profondeur réglable (Dartex), (possible uniquement en cas de sélection avec poignées coulissantes)		<b>265,00</b>
ASA1427	Appuie-tête, avec mentonnière (Dartex) (possible uniquement en cas de sélection avec poignées coulissantes)		<b>436,00</b>
ASA1432	Appuie-tête à réglage latéral (Dartex) (possible uniquement en cas de sélection avec poignées coulissantes)		<b>382,00</b>
AVA1495	Un appuie-tête adapté, conforme aux exigences de la norme ISO 7176-19, est disponible		○
AVA2323	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		<b>590,00</b>
AVA2324	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		<b>590,00</b>
AVA2322	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante		<b>590,00</b>
AVA2325	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		<b>620,00</b>
AVA2326	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		<b>620,00</b>
AVA2327	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		<b>890,00</b>
<b>ACCESSOIRES D'ASSISE</b>			
<b>Inserts</b>			
ASA1446	Inserts avec accoudoirs rallongés, rembourrage fixe, gris (Dartex), paire (uniquement pour la plaque de dossier Flex3, Invacare Matrx Elite TR) (sans les accoudoirs mobiles, accoudoirs inclinables vers l'arrière)		<b>238,00</b>
ASA1445	Inserts avec accoudoirs rallongés, rembourrage à réglage multiple, gris (Dartex), paire (uniquement pour le dossier Flex3, Invacare Matrx Elite TR) (sans les accoudoirs mobiles, accoudoirs inclinables vers l'arrière)		<b>424,00</b>
<b>RÉGLAGES D'ASSISE</b>			
<b>Réglage de l'angle d'assise</b>			
ASA1091	Réglage de l'angle d'assise manuel (0° - 20°)		◆
ASA1092	Réglage de l'angle d'assise électrique (0° - 20°) (sans porte-bagages)		<b>1.350,00</b>

ASA1093	Réglage de l'angle d'assise électrique (0° - 30°), avec décalage du centre de gravité (uniquement avec suspension arrière « fixe », (sans porte-bagages)		<b>1.990,00</b>
<b>Adaptateur de la hauteur d'assise (uniquement avec réglage de l'angle d'assise manuel ou électrique de 0° à 20°)</b>			
ASA2139	Adaptateur de la hauteur d'assise (+ 15 mm)		<b>46,00</b>
<b>Réglage de l'angle du dossier</b>			
ASA0975	Angle réglable par pas (pas de 3,75°)		◆
ASA0977	Réglage de l'angle du dossier électrique (sans cadre du dossier amovible)		<b>1.650,00</b>
<b>REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS</b>			
<b>PARTIE SUPÉRIEURE DU REPOSE-JAMBES À GAUCHE</b>			
ASA0565	Repose-jambes standard 80° avec angle fixe (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à droite, cale-pieds)		○
ASA0575	Repose-jambes réglage de la hauteur manuel, compensation ergonomique de la longueur, à gauche (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à gauche, cale-pieds)		<b>180,00</b>
ASA0536	Vari F - avec angle prédéfini, gauche, 65° - 90° (réglable avec un outil) (sans repose-jambes standard à droite)		◆
ASA0537	Vari A - réglage manuel, 0° - 90°, à gauche (sans repose-jambes standard à droite, cale-pieds fixe)		<b>145,00</b>
ASA0539	ADE - réglage électrique de la hauteur, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, gauche (sans repose-jambes standard à droite, cale-pieds fixe, cale-pieds)		<b>1.225,00</b>
ASA0535	Sans repose-jambes à gauche		Sur demande
<b>PARTIE SUPÉRIEURE DU REPOSE-JAMBES À DROITE</b>			
ASA0566	Repose-jambes standard 80° avec angle fixe (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à gauche, cale-pieds)		○
ASA0576	Repose-jambes réglage de la hauteur manuel, compensation ergonomique de la longueur, à droite (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à gauche, cale-pieds)		<b>180,00</b>
ASA0546	Vari F - avec angle prédéfini, droite, 65° - 90° (réglable avec un outil) (sans repose-jambes standard à gauche)		◆
ASA0547	Vari A - réglage manuel, 0° - 90°, à droite (sans repose-jambes standard à gauche, cale-pieds fixe)		<b>145,00</b>
ASA0549	ADE - réglage électrique de la hauteur, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, droite (sans repose-jambes standard à gauche, cale-pieds fixe, cale-pieds)		<b>1.225,00</b>
ASA0545	Sans repose-jambes à droite		Sur demande
<b>REPOSE-PIEDS À GAUCHE</b>			
ASA0505	Cale-pieds, angle non réglable, à gauche (uniquement avec partie supérieure du repose-jambes réglable en hauteur manuellement, avec angle fixe ou prédéfini)		◆
ASA0511	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, gauche		<b>170,00</b>
<b>REPOSE-PIEDS À DROITE</b>			
ASA0502	Repose-pieds, angle non réglable, à droite (uniquement avec partie supérieure du repose-jambes réglable en hauteur manuellement, avec angle fixe ou prédéfini)		◆
ASA0508	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, droite		<b>170,00</b>
<b>Cale-pieds</b>			
ASA0522	Cale-pieds, angle réglable (uniquement avec repose-jambes Vari F et Vari A, sans dispositif de levage pour bordure)		<b>325,00</b>
<b>CONSOLE DE COMMANDE</b>			
<b>Console de commande LiNX</b>			
ASA2204	Console de commande REM216		◆
<b>Support de console de commande</b>			
ASA1207	Support standard droite (sans table inclinable à droite)		◆
ASA1208	Support standard gauche (sans table inclinable à gauche)		○
ASA1707	Support rhomboïde inclinable et à hauteur réglable droite (sans table inclinable à droite)		◆
ASA1708	Support rhomboïde inclinable et à hauteur réglable gauche (sans table inclinable à gauche)		○



0565/0566



0536/0546



0539/0549



0537/0547



0575/0576




2204

ASA2227	Support de console de commande pour accompagnateur à droite (possible uniquement avec sélection de poignées coulissantes) (sans commande pour l'accompagnateur, sans porte-sacs)		<b>361,00</b>
ASA2228	Support de console de commande pour accompagnateur à gauche (possible uniquement avec sélection de poignées coulissantes) (sans commande pour l'accompagnateur, sans porte-sacs)		<b>361,00</b>
ASZ2239	Support de console de commande individuel en version spéciale (veuillez fournir des informations sur les spécifications souhaitées)		Sur demande
<b>Commande pour l'accompagnateur LiNX + support (possible uniquement avec sélection de poignées coulissantes)</b>			
ASA2219	Commande d'accompagnateur ACU200 (sans crochets porte-sacs)		<b>706,00</b>
ASA1207	Support standard à droite		<input type="radio"/>
ASA1208	Support standard à gauche		<input type="radio"/>
<b>UNITÉ DE COMMANDE</b>			
<b>Couleurs du cadre</b>			
ASA0228	Cristal-noir		<input type="radio"/>
ASA0252	Blanc		<input checked="" type="radio"/>
<b>Choix de la couleur pour le boîtier de recouvrement</b>			
ASA0242	Perle-bleu nuit		<input type="radio"/>
ASA0243	Argent-métallique		<input type="radio"/>
ASA0224	Noir		<input type="radio"/>
ASA0204	Rouge cerise		<input type="radio"/>
ASA0222	Blanc		<input checked="" type="radio"/>
ASA0248	Vert prairie		<input type="radio"/>
ASA0279	Jaune		<input type="radio"/>
<b>Choix de couleur Jantes</b>			
ASA0290	Blanc		<input type="radio"/>
ASA0292	Argent-métallique		<input type="radio"/>
ASA0291	Noir		<input checked="" type="radio"/>
<b>Roues avant</b>			
ASA0835	Pneumatique 9", noir, sans abrasion		<input type="radio"/>
ASA0836	9" anti-crevaisson, noir, sans abrasion		<input checked="" type="radio"/>
ASA0828	8" anti-crevaisson, noir, sans abrasion (recommandé pour une utilisation en intérieur) (sans 10 km/h)		<input type="radio"/>
<b>Roues arrière</b>			
ASA0714	Pneumatique 12,5 x 2,25, noir, sans abrasion		<input type="radio"/>
ASA0715	12,5 x 2,25 anti-crevaisson, noir, sans abrasion		<input checked="" type="radio"/>
<b>Suspension</b>			
ASA1264	Suspension pour les vibrations des roues arrière (sans réglage électrique de l'angle d'assise avec décalage du centre de gravité)		<input checked="" type="radio"/>
ASA1265	Suspension pour les vibrations des roues arrière, fixe		<input type="radio"/>
<b>Moteur, batteries et chargeur</b>			
ASA1283	Moteurs classiques 10 km/h (sans roue avant 8") (uniquement avec un système d'éclairage classique ASA1367)		<input checked="" type="radio"/>
ASA1257	Batterie 2 x env. 50 Ah, gel		<input checked="" type="radio"/>
ASA1343	Chargeur 8 A (200 - 250 V)		<input checked="" type="radio"/>
ASA1313	Chargeur 10A (200 - 250 V)		<input type="radio"/>
<b>OPTIONS DE SÉCURITÉ</b>			
<b>PROGRAMME DE STABILITÉ</b>			
ASA1215	G-Trac - Programme de stabilité électronique		<b>1.840,00</b>
<b>Protection anti-basculement</b>			
ASA1205	Roues anti-basculement, réglables pour la position déployée de l'unité de commande		<input checked="" type="radio"/>
<b>Éclairage</b>			
ASA1437	Système d'éclairage LED		<b>450,00</b>
ASA1254	Sans système d'éclairage, avec éclairage passif		<input checked="" type="radio"/>
<b>ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ</b>			
<b>Dispositif de levage pour les bordures</b>			



2219


ASA1244	Dispositif de levage pour les bordures, escamotable (sans réglage électrique de l'angle d'assise avec décalage du centre de gravité, cale-pieds)		<b>450,00</b>
<b>Fixation de transport</b>			
ASA1493	Fixation de transport à 4 points (pour sécuriser le fauteuil roulant sans utilisateur)		○
ASA1494	Fixation de transport à 4 points pour le transport de personnes en fauteuil roulant selon ISO 7176-19 (sans crochets porte-sacs)		◆
<b>Sangle de maintien</b>			
ASA1329	Sangle sous-abdominale avec fermeture à déclic, pour un montage au niveau du dos		<b>98,00</b>
ASA2113	Sangle sous-abdominale avec fermeture à déclic, pour un montage sur les rails de guidage latéraux (uniquement pour le siège Modulite avec cadre d'assise télescopique, sans ST 410 mm en association avec les parties latérales amovibles, hauteur réglable)		<b>98,00</b>
<b>Rétroviseur</b>			
ASA1415	Rétroviseur droite		<b>79,00</b>
ASA1339	Rétroviseur gauche		<b>79,00</b>
<b>ACCESSOIRES</b>			
<b>Crochets porte-sacs</b>			
ASA2128	Crochets porte-sacs pour siège Modulite avec cadre d'assise télescopique (charge max. 6 kg) (sans cadre de dossier amovible, plaque de dossier Flex3, support de console de commande pour accompagnateur, commande d'accompagnateur ACU200, fixation de transport à 4 points pour le transport de personnes en fauteuil roulant)		<b>140,00</b>
<b>Porte-bagages</b>			
ASA1438	Porte-bagages (sans système d'éclairage classique, réglage électrique de l'angle d'assise avec décalage du centre de gravité)		<b>149,00</b>
<b>Porte-canne(en combinaison avec une commande pour accompagnateur. Montage respectivement uniquement du côté opposé.)</b>			
ASA1312	Porte-canne à droite		<b>56,00</b>
ASA1363	Porte-canne à gauche		<b>56,00</b>
<b>Garde-boue</b>			
ASA1417	Garde-boue à l'arrière (nécessaire pour l'éclairage LED)		○
<b>Tablette</b>			
ASA1404	Tablette, orientable, à droite (sans support de console de commande à droite)		<b>448,00</b>
ASA1405	Tablette, orientable, à gauche (sans support de console de commande à gauche)		<b>448,00</b>
<b>Sacoche</b>			
ASA1480	Sacoche pour téléphone portable, amovible		<b>86,00</b>
ASA1478	Support à droite		○
ASA1479	Support à gauche		○
<b>Kit d'outils</b>			
ASA1333	Kit d'outils (avec 2 x tournevis, 3 x clé à six pans creux, clé à fourche et fusible principal)		<b>46,00</b>
<b>MODÈLE SPÉCIAL</b>			
<b>Modèle spécial</b>			
ASZ1300	Modèle spécial		
<b>REMARQUES</b>			



1329



1415/1339



1404/1405



1333