















Portfolio

Sommaire





| | |
|---|-----|
| Informations Techniques | 140 |
| Assise Modulite™ | 142 |
| Ajustement de l'assise et du dossier Modulite™ | 150 |
| Assise ULTRA LOW MAXX | 152 |
| Assise MAX | 160 |
| Ajustement de l'assise et du dossier MAX | 163 |
| Commandes Electroniques LiNX | 168 |
| Base Motrice | 173 |
| Performances | 178 |
| Gyroscope | 178 |
| Options | 179 |

| LES PRODUITS | NR |
|-----------------|-----|
| TDX SP2 AA1 | ARH |
| TDX SP2 AA2 | ARJ |
| TDX SP2 AA2 ULM | ARO |
| TDX SP2 NB AA1 | ARL |
| TDX SP2 NB AA2 | ARM |
| TDX SP2 NB ULM | ARP |

Informations Techniques

| | TDX® SP2 | TDX® SP2^{NB} | TDX® SP2 & TDX® SP2^{NB} ULM |
|--|------------------------|------------------------------|---|
|  Autonomie (km) | 31 | 26 | 26 |
|  Vitesse (km/h) | 6/8/10 | 6/10 | 6/10 |
|  Puissance des moteurs | 2 x 324W 2 x 340W | 2 x 324W 2 x 340W | 2 x 324W 2 x 340W |
|  Batteries | 73.5 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
|  Diamètre de giration | 1120 | 1120 | 1120 |
|  Pente Max sécurité | 16% | 16% | 16% |
|  Franchissement (mm) | 75 | 75 | 75 |
|  Suspensions | Roues avant articulées | Roues avant articulées | Roues avant articulées |
|  Largeur hors tout (mm) | 650 | 610 | 610 |
|  Longueur hors tout (mm) | 1160/1240 | 1160 | 1160 |
|  Hauteur (mm) | 1010/1170/1125 | 1010 | 1080-1535 |
|  Poids du fauteuil (kg) | 154 | 138 | 156/169 |

Informations Techniques

| | TDX® SP2 | TDX® SP2^{NB} | TDX® SP2 & TDX® SP2^{NB} ULM |
|--|---|---------------------------------------|---|
|  Poids max. utilisateur (kg) | 180/160 | 150 | 136 |
|  Inclinaison du dossier (en degrés) | 90° à 120° ou 90° à 115° | 90° à 120° | 60° à 170° |
|  Inclinaison de l'assise (en degrés) | 0° à 8° ou 0° à 20° ou 0° à 30° | 0° à 8° ou 0° à 20° ou 0° à 30° | -5° à 55° |
|  Hauteur sol/siège (mm) | 450/475/ de 475 à 775 (lift) 470 / 495 (Max) 420 - 720 ou 403 - 703 (Low Rider) | 450/475/ de 475 à 775 (lift) | 440/460/480 |

Assise Modulite™

Type d'assise

ARH2110
ARL2110

Assise Modulite Standard

Largeur d'assise 43 cm,
accoudoirs réglables de 44 à 48 cm
Profondeur d'assise réglable en continue de 41 à 51 cm.



ARH2111
ARJ2111
ARL2111
ARM2111

Assise Modulite Modulable

Rigide réglable en largeur
(de 38 à 53 cm par palier de 5 cm)
et en profondeur (en continue de 41 à 51 cm),
accoudoirs réglables en largeur (+ 2.5 cm par côté)



ARH2112
ARJ2112
ARL2112
ARM2112

Assise Modulite Modulable

Souple réglable en tension, en largeur
(de 38 à 53 cm par palier de 5cm)
et en profondeur (en continue de 41 à 51 cm),
accoudoirs réglables en largeur (+ 2.5 cm par côté)



ARH2141
ARL2141

Coussin d'assise Standard

Nylon noir,
hauteur 5 cm



ARH2142
ARJ2142
ARL2142
ARM2142

Matrx Flo-tech Lite / Contour

Coussin d'assise



ARH2143
ARJ2143
ARL2143
ARM2143

Matrx Flo-tech Contour Visco

Coussin d'assise



Type d'assise

ARH2147
ARJ2147
ARL2147
ARM2147

Matrx Libra

Coussin d'assise



ARH2144
ARJ2144
ARL2144
ARM2144

Matrx Vi


Coussin d'assise



Type de revêtement


ARH2151
ARJ2151
ARL2151
ARM2151

Nylon noir



ARH2152
ARJ2152
ARL2152
ARM2152

Dartex noir




ARH2153
ARJ2153
ARL2153
ARM2153

Extra LK noir (Skaï noir, coutures orange)



ARH2154
ARJ2154
ARL2154
ARM2154

Mesh noir



Type de poignées

ARH2154
ARJ2154
ARL2154
ARM2154

Avec poignées à pousser



ARH2154
ARJ2154
ARL2154
ARM2154

Sans poignées à pousser

Uniquement pour dossiers Flex 3



Type de dossier

(dossier rabattable ou démontable sans outils de série selon configurations)

ARH2171
ARJ2171
ARL2171
ARM2171

Dossier réglable en tension

Avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière



ARH2173
ARJ2173
ARL2173
ARM2173

Dossier rigide *Flex 3*,

réglable en largeur et en hauteur (de 56 à 79 cm), avec coussin de dossier *Laguna*



ARH2179
ARJ2179
ARL2179
ARM2179

Dossier réglable en tension *Flex 3*,

avec coussin de dossier *Lateral*



ARH2174
ARJ2174
ARL2174
ARM2174

Matrx Posture Back,

hauteur 40 cm



Type de dossier (dossier rabattable ou démontable sans outils de série selon configurations)

ARH2175
ARJ2175
ARL2175
ARM2175

Matrx Posture Back,
hauteur 50 cm



ARH2176
ARJ2176
ARL2176
ARM2176

Matrx Elite,
hauteur 50 cm



ARH2177
ARJ2177
ARL2177
ARM2177

Matrx Elite TR,
hauteur 50 cm



ARH2178
ARJ2178
ARL2178
ARM2178

Matrx Elite Deep
hauteur 50 cm



Options communes aux assises MODULITE

ARH2191
ARJ2191
ARL2191
ARM2191

Accoudoirs réglables en hauteur

de 29 à 36 cm,
en profondeur et amovible,
la paire



ARH2181
ARJ2181
ARL2181
ARM2181

Accoudoirs réglables en hauteur

de 34 à 41 cm,
en profondeur et amovible,
la paire



ARH2195
ARJ2195
ARL2195
ARM2195

Manchettes standard

longueur 32,5 cm,
la paire



ARH2196
ARJ2196
ARL2196
ARM2196

Manchettes longues

longueur 37,5 cm,
la paire



ARH2197
ARJ2197
ARL2197
ARM2197

Manchettes longues ergonomiques

Longueur 39,7 cm,
la paire



ARH2198
ARJ2198
ARL2198
ARM2198

Accoudoirs enveloppants,

la paire



ARH2183
ARJ2183
ARL2183
ARM2183

Accoudoirs courbés

Vers l'intérieur



Options communes aux assises MODULITE

ARH2193
ARJ2193
ARL2193
ARM2193

Accoudoirs relevables


Hauteur ajustable de 230 à 360 mm



ARH2192
ARJ2192
ARL2192
ARM2192

Accoudoirs relevables et parallèles


Hauteur ajustable de 230 à 300 mm



ARH2194
ARJ2194
ARL2194
ARM2194

Accoudoirs relevables et parallèles


Hauteur ajustable de 300 à 360 mm



Accessoires d'assise

ARH1432
ARJ1432
ARL1432
ARM1432

Appui-tête revêtement Dartex
réglable en profondeur et en largeur



ARJ1350
ARM1350

Appui-nuque revêtement Dartex
réglable en profondeur



ARH1427
ARJ1427
ARL1427
ARM1427

Appui-tête Kontour multi réglable
avec oreillettes latérales revêtement Dartex



ARH2323
ARJ2323
ARL2323
ARM2323

Appui-tête Elan standard 6"
Housse noire respirante



ARH2324
ARJ2324
ARL2324
ARM2324

Appui-tête Elan standard 10"
Housse noire respirante



ARH2322
ARJ2322
ARL2322
ARM2322

Appui-tête Elan standard 14"
Housse noire respirante



ARH2325
ARJ2325
ARL2325
ARM2325

Appui-tête Elan Occipital 19"
Housse noire respirante



ARH2326
ARJ2326
ARL2326
ARM2326

Appui-tête Elan occipital 12"
Housse noire respirante



ARH2327
ARJ2327
ARL2327
ARM2327

Appui-tête Elan 4 points 11"
Housse noire respirante



Accessoires d'assise

ARH1445
ARJ1445
ARL1445
ARM1445

Cale-tronc articulé, amovible,
réglable en profondeur/hauteur/largeur,
Revêtement Dartex
(la paire)



ARH1446
ARJ1446
ARL1446
ARM1446

Cale-tronc amovible,
réglable en profondeur/hauteur/largeur,
Revêtement Dartex
(la paire)



ARH2184
ARJ2184
ARL2184
ARM2184

Cale-cuisse gauche
140 x 100 mm



ARH2186
ARJ2186
ARL2186
ARM2186

Cale-cuisse gauche
230 x 100 mm



ARH2188
ARJ2188
ARL2188
ARM2188

Cale-cuisse gauche
330 x 100 mm



ARH2185
ARJ2185
ARL2185
ARM2185

Cale-cuisse droit
140 x 100 mm



ARH2187
ARJ2187
ARL2187
ARM2187

Cale-cuisse droit
230 x 100 mm



ARH2189
ARJ2189
ARL2189
ARM2189

Cale-cuisse droit
330 x 100 mm



ARH1307
ARJ1307
ARL1307
ARM1307

Tendeur de dossier



Ajustement de l'assise et du dossier *Modulite™*

Inclinaison d'assise

ARH1092
ARH1095
ARJ1092
ARJ1095
ARL1092
ARL1095
ARM1092
ARM1095

Electrique
de 0° à 20°



ARH1093
ARJ1093
ARL1093
ARM1093

Electrique
à compensation de 0° à 30°



ARH1094
ARJ1094
ARL1094
ARM1094

Lift 30 cm
Assise élévatrice électriquement avec inclinaison
d'assise électrique à compensation



ARH1091
ARL1091

Manuelle
de 0° à 12°

visuel non disponible

Inclinaison de dossier

| | | |
|---------|---|-----------------------|
| ARH0975 | Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° | visuel non disponible |
| ARL0975 | | |

| | | |
|---------|----------------------------------|-----------------------|
| ARH0977 | Electrique de 0° à 30° | visuel non disponible |
| ARJ0977 | | |
| ARL0977 | | |
| ARM0977 | | |

Assise **ULTRA LOW MAXX**

Type d'assise

ARO0080
ARP0080

Assise Ultra Low Maxx

Assise réglable en largeur de 405 à 505 ou de 505 à 610 mm et en profondeur de 380 à 480 ou de 480 à 580 mm.



ARO2144
ARP2144

Coussin d'assise MatrX Vi



ARO2145
ARP2145
ARO2146
ARP2146

Coussin d'assise Flo-tech Lite / Contour



ARO2147
ARP2147

Coussin d'assise MatrX Libra



Type de dossier

| | | |
|--|--|---|
| <p>ARO2050 ARP2050 ARO2051 ARP2051 ARO2320 ARP2320</p> | <p>Dossier High Back, hauteur 41 cm, hauteur 46 cm, hauteur 51 cm</p> |  |
| <p>ARO2174 ARP2174 ARO2175 ARP2175</p> | <p>Dossier Matrix Posture Back, hauteur 41cm, hauteur 51cm</p> |  |
| <p>ARO2560 ARP2560 ARO2561 ARP2561</p> | <p>Dossier Matrix Posture Back Deep, hauteur 41 cm, hauteur 51cm</p> |  |
| <p>ARO2550 ARP2550 ARO2551 ARP2551 ARO2552 ARP2552 ARO2553 ARP2553</p> | <p>Dossier Matrix Elite, hauteur 36 cm, auteur 41 cm, hauteur 46 cm, hauteur 51cm</p> |  |
| <p>ARO2554 ARP2254 ARO2555 ARP2555</p> | <p>Dossier Elite Max, hauteur 41 cm, hauteur 51cm</p> |  |
| <p>ARO2556 ARP2556 ARO2557 ARP2557 ARO2177 ARP2177</p> | <p>Dossier Matrix Elite TR, hauteur 41 cm, hauteur 46 cm, hauteur 51 cm</p> |  |
| <p>ARO2563 ARP2563</p> | <p>Dossier Elite TR Max hauteur 51 cm</p> |  |
| <p>ARO2558 ARP2558 ARO2559 ARP2559 ARO2178 ARP2178</p> | <p>Dossier Matrix Elite Deep, hauteur 41 cm, hauteur 46 cm, hauteur 51 cm</p> |  |
| <p>ARO2562 AROP2562</p> | <p>Dossier Elite Deep Max hauteur 51 cm</p> |  |

Accessoires d'assise pour Assise Ultra Low Maxx

ARO2095
ARP2095

Accoudoirs relevables et parallèles,
réglables en largeur
(+40mm par côté par pas de 13mm),
en angle et en hauteur (24 à 33cm),
la paire



ARO2096
ARP2096

Accoudoirs relevables et parallèles,
réglables en largeur
(+40mm par côté par pas de 13mm),
en angle et en hauteur (32 à 40,5cm),
la paire



ARO2097
ARP2097

Accoudoirs relevables,
amovibles et parallèles renforcés,
réglables en angle et en hauteur (24 à 33cm),
la paire

visuel non disponible

ARO2098
ARP2098

Accoudoirs relevables,
amovibles et parallèles renforcés,
réglables en angle et en hauteur (33 à 40,5cm),
la paire

visuel non disponible

ARO2012/
ARO2016
ARP2012 /
ARP2016

Manchettes standard
(coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex),
longueur 255mm
Gauche / Droite



ARO2013/
ARO2017
ARP2013 /
ARP2017

Manchettes longues
(coussin mousse viscoélastique, revêtement Startex),
longueur 355mm
Gauche / Droite



ARO2014/
ARO2018
ARP2014 /
ARP2018

Gouttières
(longueur 300mm)
Gauche / Droite



Accessoires d'assise pour Assise Ultra Low Maxx

ARO2080/
ARO2083
ARP2080 /
ARP2083

Appuis palmaires plats,

longueur 130mm
Gauche / Droite



ARO2082/
ARO2085
ARP2082 /
ARP2085

Supports multiréglables (rotule) pour manchettes

Gauche / Droite



ARO2347/
ARO2351
ARP2347/
ARP2351

Cale-coude XS

110 x 83 mm



ARO2348/
ARO2352
ARP2348/
ARP2352

Cale-coude S

135 x 90 mm



ARO2349/
ARO2353
ARP2349/
ARP2353

Cale-coude M

145 x 95 mm



ARO2350/
ARO2354
ARP2350/
ARP2354

Cale-coude L

165 x 110 mm



ARO2184
ARP2184
ARO2185
ARO2185

Cale-cuisse

140 x 100mm
Gauche/Droite



ARO2186
ARP2186
ARO2187
ARP2187

Cale-cuisse

230 x 100mm
Gauche/Droite



ARO2188
ARP2188
ARO2189
ARP2189

Cale-cuisse

330 x 100mm
Gauche/Droite



Accessoires d'assise pour Assise Ultra Low Maxx

ARO2092
ARP2092

Appui-tête Onyx



ARO2323
ARP2323

Appui-tête Elan standard 6"

Housse noire respirante



ARO2324
ARP2324

Appui-tête Elan standard 10"

Housse noire respirante



ARO2322
ARP2322

Appui-tête Elan standard 14"

Housse noire respirante



ARO2325
ARP2325

Appui-tête Elan Occipital 19"

Housse noire respirante



ARO2326
ARP2326

Appui-tête Elan occipital 12"

Housse noire respirante



ARO2327
ARP2327

Appui-tête Elan 4 points 11"

Housse noire respirante



Accessoires d'assise pour Assise Ultra Low Maxx

ARO2043 **Cale-tronc escamotable *Maxx Style* gauche**
 ARP2043 145 x 95 mm



ARO2045 **Cale-tronc escamotable *Maxx Style* gauche**
 ARP2045 165 x 110 mm




ARO2044 **Cale-tronc escamotable *Maxx Style* droite**
 ARP2044 145 x 95 mm



ARO2046 **Cale-tronc escamotable *Maxx Style* droite**
 ARP2046 165 x 110 mm



ARO2049 **Supports de cale-troncs**
 ARP2049 rallongés de 2,5 cm,
 la paire



Inclinaison d'assise pour Assise Ultra Low Maxx

ARO2052
ARP2052

Inclinaison d'assise électrique
à compensation **Ultra Low Maxx**
de 0° à 50°



ARO2053
ARP2053

Inclinaison d'assise électrique
à compensation **Ultra Low Maxx**
de 0° à 45° avec lift 300mm



ARO2054
ARP2054

Proclive d'assise de 5°

visuel non disponible

ARO2055
ARP2055

Proclive d'assise de 10°

visuel non disponible

ARO2056
ARP2056

Déclive de 5°

visuel non disponible

Inclinaison de dossier pour Ultra Low Maxx

ARO2060
ARP2060

Inclinaison de dossier électrique Biomécanique
à Forte Compensation, de 90° à 170°



ARO2063
ARP2063

Proclive de dossier de 8°



ARO2066
ARP2066

Proclive de dossier de 30°

visuel non disponible

Assise **MAX**

Type d'assise

ARH1145

ARJ1145

Assise et Dossier Max

Largeur d'assise 55 cm, réglable de 49 à 61 cm

Profondeur d'assise réglable de 56 à 63 cm

Accoudoirs réglables en hauteur de 25 à 38,
amovibles



Accessoires d'assise pour Assise Max

ARH1427
ARJ1427

Appui tête *Kontour*

multi-réglable avec oreillettes latérales,
revêtement ***Dartex***



ARH1432
ARJ1432

Appui tête réglable

en profondeur, en hauteur et latéralement,
Dartex



Accoudoirs & Manchettes pour Assise Max

ARH0635
ARJ0635
ARH0636
ARJ0636

Accoudoirs,

la paire
Réglables en hauteur de 25 à 34 ou de 29 à 38 cm,
amovibles



ARH0647
ARJ0649
ARH0647
ARJ0649

Manchettes d'accoudoirs réglables

de 29 à 38 cm courtes (32.5 cm)
ou longues (37.5 cm)



Ajustement de l'assise et du dossier MAX

Inclinaison de dossier

ARH0947 **Electrique de 0° à 20°**
ARJ0947 Pour assises **Max**



ARH0958 **Manuelle de 0° à 25°**



Repose-jambes

ARH0533
ARJ0533
ARL0533
ARM0533

Repose-jambes manuels
réglables en angle type
Storm®3



ARH0531
ARJ0531
ARL0531
ARM0531

Repose-jambes
ergonomiques électrique de 0° à 80°



ARJ0532
ARM0532

Repose-jambes
ergonomiques de 0° à 80°



Repose-jambes pour Assise Ultra Low Maxx

ARO0537/
ARO0547
ARP0537 /
ARP0547

Repose-jambes manuels de 0° à 80°


Gauche / Droite



ARO0538/
ARO0548
ARP0538 /
ARP0548

Repose-jambes ergonomiques manuels de 0° à 80°

Gauche / Droite



ARO0539/
ARO0549
ARP0539 /
ARP0549

Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°

Gauche / Droite



ARO0572/
ARO0579
ARP0572 /
ARP0579

Repose-jambes renforcés Pivot Plus

manuels de 0° à 80°

Palette réglable en angle, profondeur et largeur

Gauche / Droite



ARO0577/
ARO0584
ARP0577 /
ARP0584

Repose-jambes renforcés Pivot Plus

électriques de 0° à 80°

Palette réglable en angle, profondeur et largeur

Gauche / Droite



Palettes

ARL0512

Fixes



ARH0504
ARJ0504
ARL0504
ARM0504

Réglables en inclinaison



ARH0513
ARJ0513
ARL0513
ARM0513

**Réglables en inclinaison
et profondeur**



ARO0509/
ARO0506
ARP0509 /
ARP0506

Réglables en inclinaison
Gauche / Droite



ARO0511/
ARO0508
ARP0511 /
ARP0508

Réglables en inclinaison et en profondeur
Gauche / Droite



Repose-jambes central

ARH0556
ARJ0556
ARL0556
ARM0556

Manuel réglable en inclinaison avec appui-mollets

AUA0583 et palette réglable en angle AUA0559



ARH0589
ARJ0589
ARL0589

Electrique LNX avec compensation,

réglable en inclinaison avec appui-mollets AUA0583 et palette réglable en angle AUA0559 positionné à 90°



ARO0586
ARP0586

Manuel,

réglable de 27,5 à 36,4 cm en inclinaison avec appui-mollets et palettes séparées réglables en angle, hauteur et largeur



ARO0589
ARP0589

Electrique LNX avec compensation,

positionné à 90°, réglable à +7°/-7°



ARX0592
ARU0592

Electrique LNX avec compensation,

palette télescopique sur 59 mm, appui-mollets et palette inclus

visuel non disponible

Commandes Electroniques LiNX

Commande principale pour électronique LiNX

(également disponible en tierce-personne)

ARH2201
ARL2201

Manipulateur LiNX

REM 110: conduite



ARH2203
ARJ2203
ARL2203
ARM2203
ARO2203
ARP2203

Manipulateur LiNX REM211

Conduite et contrôle des vérins



ARH2204
ARJ2204
ARL2204
ARM2204
ARO2204
ARP2204

Manipulateur LiNX REM216

Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage



ARH2205
ARJ2205
ARL2205
ARM2205
ARO2205
ARP2205

Manipulateur LiNX REM400

Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage
Émulation souris



ARH2205
ARJ2205
ARL2205
ARM2205
ARO2206
ARP2206

Écran de contrôle LiNX REM500

Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth
Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage
Émulation souris

Nécessite une commande spéciale



Option REM400

ARH2270
ARJ2270
ARL2270
ARM2270
ARO2270
ARP2270

Interrupteurs à bascule programmables REM400

Par défaut : marche/arrêt et potentiomètre de vitesse
(la paire)



Double commande LiNX

(utilisateur + tierce-personne) ___2220

ARH2220
ARJ2220
ARL2220
ARM2220

Double commande LiNX REM050

Montage à droite (___1207) ou à gauche (___1208)



ARH2219
ARJ2219
ARL2219
ARM2219
ARO2219
ARP2219

Double commande Compact LiNX

3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins
Montage à droite (___1207) ou à gauche (___1208)



ARH2245
ARJ2245
ARL2245
ARM2245
ARO2245
ARP2245

Double commande intuitive LiNX

Profil de conduite dédié
Montage à droite (___1221) ou à gauche (___1222)



Joysticks externes & commandes spéciales

ARH2231
ARJ2231
ARL2231
ARM2231
ARO2231
ARP2231

Joystick LiNX Compact proportionnel

Force de déflexion : 160g
Montage à droite (___1207), à gauche (___1208),
centrale escamotable à droite (___2213), centrale
escamotable à gauche (___2214), ou personnalisé
(sur devis)



ARH2232
ARJ2232
ARL2232
ARM2232
ARO2232
ARP2232

Joystick LiNX Compact proportionnel Low Force

Force de déflexion : 112g
Montage à droite (___1207), à gauche (___1208),
centrale escamotable à droite (___2213), centrale
escamotable à gauche (___2214), ou personnalisé
(sur devis)



ARH2229
ARJ2229
ARL2229
ARM2229
ARO2229
ARP2229

Commande au menton ASL138 + contacteur Egg

Fixation escamotable manuellement à droite
(___1289)
Fixation escamotable manuellement à gauche
(___1288)
Fixation escamotable électriquement à droite
(___1287)
Fixation escamotable électriquement à gauche
(___1286)
Appui-tête ELAN obligatoire



Joysticks externes & commandes spéciales

ARH2230
ARJ2230
ARL2230
ARM2230
ARO2230
ARP2230

**Commande occipitale à capteurs de proximité
ATOM ASL104**
+ contacteur Egg



ARH2247
ARJ2247
ARL2247
ARM2247
ARO2247
ARP2247

**Commande occipitale à capteurs de proximité
PROTON ASL104P**
+ contacteur Egg



ARH2257
ARJ2257
ARL2257
ARM2257
ARO2257
ARP2257

4 Contacteurs à capteurs de proximité ASL106
Montage central sur tablette, escamotable à droite (___2275), Montage central sur tablette, escamotable à gauche (___2276), Montage personnalisé (sur devis)



ARH2250
ARJ2250
ARL2250
ARM2250
ARO2250
ARP2250

Emulation souris



ARH2233
ARJ2233
ARL2233
ARM2233
ARO2233
ARP2233

Mini joystick proportionnel MEC ASL130
Montage sur mini tablette ASL603 à droite (___2235),
Montage sur mini tablette ASL603 à gauche (___2236),
Montage central sur tablette, escamotable à droite (___2213),
Montage central sur tablette, escamotable à gauche (___2214)
Montage central sur mini tablette ASL603, escamotable à droite (___2241), Montage central sur mini tablette ASL603, escamotable à gauche (___2242), Montage personnalisé (sur devis)



Joysticks externes & commandes spéciales

ARH2240 **Joystick renforcé proportionnel ASL133**
 ARJ2240 Montage sur mini tablette ASL603 à droite
 ARL2240 (___2235),
 ARM2240 Montage sur mini tablette ASL603 à gauche
 ARO2240 (___2236),
 ARP2233 Montage central sur tablette, escamotable à droite
 (___2213),
 Montage central sur tablette, escamotable à gauche
 (___2214)
 Montage central sur mini tablette ASL603,
 escamotable à droite (___2241), Montage central
 sur mini tablette ASL603, escamotable à gauche
 (___2242), Montage personnalisé (sur devis)



ARO2243 **Joystick compact pédiatrique ASL132**
 ARP2243 Montage sur mini tablette ASL603 à droite
 (___2235),
 Montage sur mini tablette ASL603 à gauche
 (___2236),
 Montage central sur tablette, escamotable à droite
 (___2213),
 Montage central sur tablette, escamotable à gauche
 (___2214)
 Montage central sur mini tablette ASL603,
 escamotable à droite (___2241), Montage central
 sur mini tablette ASL603, escamotable à gauche
 (___2242), Montage personnalisé (sur devis)



ARO2255 **Commande au souffle et à capteurs de proximité**
 ARP2255 **ASL109**
 livré avec module d'entrée, tube et embout buccal
 ASL301LIP



ARO2256 **Commande au souffle ASL109**
 ARP2256 livré avec module d'entrée, tube et embout buccal
 ASL301LIP



ARO2272 **Module d'entrée**
 ARP2272



ARO2271 **Module de sortie**
 ARP2271



Options complémentaires LiNX

| | | |
|--|---|---|
| <p>ARH2251 ARJ2251 ARL2251 ARM2251 ARO2251 ARP2251</p> | <p>Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble de sortie double jack). Fixation utilisateur à droite (___2217), ou à gauche (___2218), fixation tierce-personne à droite (___2227) ou à gauche (___2228), ou sans montage (___2225)</p> |  |
| <p>ARO2261 ARP2261</p> | <p>Clavier 2 contacteurs accès direct à la bascule d'assise Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p> |  |
| <p>ARO2262 ARP2262</p> | <p>Interrupteur 2 directions accès direct à la bascule d'assise Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p> |  |
| <p>ARO2263 ARP2263</p> | <p>Clavier 4 contacteurs accès direct à la conduite - 4 directions Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p> |  |
| <p>ARO2264 ARP2264</p> | <p>Interrupteur 4 directions accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p> |  |
| <p>ARH2253 ARJ2253 ARL2253 ARM2253 ARO2253 ARP2253</p> | <p>Prises de charge USB 2 prises USB Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p> |  |
| <p>ARH168_ ARJ168_ ARL168_ ARM168_</p> | <p>Contacteurs ronds et plats Diamètre : 63 mm, livrés non montés Compatible REM400 et REM500. Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252 1685 : Rouge / 1686 : Jaune / 1687 : Vert / 1688 : Bleu</p> |  |
| <p>ARH2254 ARJ2254 ARL2254 ARM2254 ARO2254 ARP2254</p> | <p>Contacteur Egg, noir Compatible REM400 et REM500 Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252</p> |  |
| <p>ARH171_ ARJ171_ ARL171_ ARM171_ ARO171_ ARP171_</p> | <p>Mini contacteurs ronds et plats Diamètre : 30 mm, livrés non montés Compatible REM400 et REM500. Si autre manipulateur LiNX, prendre câble de sortie double jack 2252 1711 : Rouge / 1712 : Jaune / 1713 : Vert 1714 : Orange / 1715 : Bleu / 1716 : Noir</p> |  |
| <p>ARH2258 ARJ2258 ARL2258 ARM2258 ARO2258 ARP2258</p> | <p>Commande d'arrêt à distance ASL504 accès direct à la bascule d'assise et l'inclinaison de dossier Fixation à droite (___2207) ou à gauche (___2208)</p> |  |

Embouts de joystick Bodypoint

ARH2721
ARJ2721
ARL2721
ARM2721
ARO2721
ARP2721

Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")



ARH2722
ARJ2722
ARL2722
ARM2722
ARO2722
ARP2722

Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")



ARH2723
ARJ2723
ARL2723
ARM2723
ARO2723
ARP2723

Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm



ARH2724
ARJ2724
ARL2724
ARM2724
ARO2724
ARP2724

Embout champignon rainuré - diamètre 42 mm

Possibilité de le couper pour réduire sa hauteur



Base Motrice

Coloris de châssis / Carénages

Gris Argenté

ARH2061
ARJ2061
ARL2061
ARM2061
ARP2061
ARO2061



Bleu Azur

ARH2602
ARJ2602
ARL2602
ARM2602
ARP2602
ARO2602



Violet Fuschia

ARH2603
ARJ2603
ARL2603
ARM2603
ARP2603
ARO2603



Vert Monster

ARH2604
ARJ2604
ARL2604
ARM2604
ARP2604
ARO2604




Orange Tangerine

ARH2605
ARJ2605
ARL2605
ARM2605
ARP2605
ARO2605



Blanc Givré

ARH2606
ARJ2606
ARL2606
ARM2606
ARP2606
ARO2606



Coloris de châssis / Carénages

ARH2607 **Rouge Absolu**
 ARJ2607
 ARL2607
 ARM2607
 ARP2607
 ARO2607




ARH2608 **Noir Mat**
 ARJ2608
 ARL2608
 ARM2608
 ARP2608
 ARO2608



ARH2609 **Bleu Pop**
 ARJ2609
 ARL2609
 ARM2609
 ARP2609
 ARO2609



ARH0228 **Noir Brillant**
 ARJ0228
 ARLO228
 ARM0228
 ARPO228
 ARO0228



Base Motrice

Coloris de châssis / Carénages

ARH2061 **Gris Argenté**
 ARJ2061
 ARL2061
 ARM2061
 ARP2061
 ARO2061



ARH2602 **Bleu Azur**
 ARJ2602
 ARL2602
 ARM2602
 ARP2602
 ARO2602



ARH2603 **Violet Fuschia**
 ARJ2603
 ARL2603
 ARM2603
 ARP2603
 ARO2603



ARH2604 **Vert Monster**
 ARJ2604
 ARL2604
 ARM2604
 ARP2604
 ARO2604



ARH2605 **Orange Tangerine**
 ARJ2605
 ARL2605
 ARM2605
 ARP2605
 ARO2605



ARH2606 **Blanc Givré**
 ARJ2606
 ARL2606
 ARM2606
 ARP2606
 ARO2606



Coloris de châssis / Carénages

ARH2607 **Rouge Absolu**
 ARJ2607
 ARL2607
 ARM2607
 ARP2607
 ARO2607




ARH2608 **Noir Mat**
 ARJ2608
 ARL2608
 ARM2608
 ARP2608
 ARO2608



ARH2609 **Bleu Pop**
 ARJ2609
 ARL2609
 ARM2609
 ARP2609
 ARO2609



ARH0228 **Noir Brillant**
 ARJ0228
 ARLO228
 ARM0228
 ARP0228
 ARO0228




Fourches

ARO2631 **Fourches monobras**
ARP2631



ARO2632 **Fourches doubles**
ARP2632



Roues Centrales

ARH0704 **3.00 x 8 - 14"**
ARJ0704 Pneumatique noir à crampons
ARL0704
ARM0704
ARP0704
ARO0704



ARH0732 **3.00 x 8 - 14"**
ARJ0732 Pneumatique anti-crevaison noir à crampons
ARL0732
ARM0732
ARP0732
ARO0732



ARH0733 **3.00 x 8 - 14"**
ARJ0733 Bandage Soft plein noir à crampons
ARL0733
ARM0733
ARP0733
ARO0733



Performances

Moteurs

ARH1313 **Chargeur Opticharge 10Ah**
 ARJ1313
 ARL1313
 ARM1313
 ARO1313
 ARP1313



Gyroscope

G-Trac

ARH1215 **G-Trac**
 ARJ1215 Contrôle directionnel
 ARL1215 de la trajectoire durant la conduite
 ARM1215
 ARP1215
 ARO1215




Options

Rampe

1440530

Mono rampe pliante

en carbone 2430x820 mm
Poids : 13.2 kg
(poids max : 300kg)



Eclairage

ARH1367
ARJ1367
ARL1367
ARM1367
ARP1367
ARO1367

Equipement route de sécurité

Clignotants,
feux de position



ARH1437
ARJ1437
ARL1437
ARM1437
ARP1437
ARO1437

Equipement route

de sécurité Led,
clignotants,
feux de position,
warning



Ceinture de maintien

ARH1329
ARJ1329
ARL1329
ARM1329

Fermeture à boucle type Automobile (version XL sur **Storm4 Max**)



ARH2113
ARJ2113
ARL2113
ARM2113
ARP2113
ARO2113

Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglables sur l'assise



ARH1332
ARJ1332
ARL1332
ARM1332

Harnais de maintien en H



Ceinture de positionnement

ARH270_ **Ceinture de positionnement Bodypoint Evoflex**

ARJ270_
ARL270_
ARM270_
ARO270_
ARP270_
Loquet Rehab
2701 : taille L / 2702 : taille M



ARH270_ **Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points**

ARJ270_
ARL270_
ARM270_
ARO270_
ARP270_
Bouton à pousser, ajustement central
2703 : taille L / 2704 : taille M



ARH270_ **Ceinture de positionnement Bodypoint 2 points**


ARJ270_
ARL270_
ARM270_
ARO270_
ARP270_
Verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'avant
2705 : taille L / 2706 : taille M



Rétroviseur

ARH1____ **Côté droit (____1415)**

ARJ1____
ARL1____
ARM1____
ARO1____
ARP1____
ou gauche (____1339)



Porte-canne

ARH13____ **Côté droit (____1312)**

ARJ13____
ARL13____
ARM13____
ou gauche (____1363)



Crochets porte-sac

ARH2128
ARJ2128
ARL2128
ARM2128

Crochets porte-sac
Charge max : 6kg
Uniquement avec l'assise Modulite Modulable



Tablette escamotable

ARH140_
ARJ140_
ARL140_
ARM140_
ARO140_
ARP140_

Côté droit (___1404)
ou gauche (___1405)



Demi-tablette escamotable

ARO231_
ARP231_

Côté droit (___2310)
ou gauche (___2311)



Accroche-taxi

ARH1493
ARL1493

Accroche-taxi
(2 fixations int. Avant
Et 2 fixations arrière)



ARH1494
ARJ1494
ARL1494
ARM1494
ARP1494
ARO1494

Accroche-taxi pour
Le transport des personnes



Options

ARW1450
ARV1450

Préparation pour station d'accueil
DAHL Engineering

DAHL
ENGINEERING



