

# Commande d'arrêt à distance (ASL504)

La commande d'arrêt à distance est prévue pour être utilisée par un professionnel de santé ou une tierce-personne qui accompagne un nouvel utilisateur inexpérimenté sur son fauteuil roulant électrique. Cette commande lui permet d'arrêter à distance le fauteuil, sans l'éteindre, afin par exemple d'éviter toute collision ou accident.

La conduite d'un fauteuil roulant électrique n'est pas innée ; il faut du temps pour apprendre à conduire et maîtriser un fauteuil. Il est important que les utilisateurs découvrent et apprennent à utiliser un fauteuil roulant électrique dans des conditions de sécurité optimales et assimilent l'interaction d'un contacteur ou du joystick sur celui-ci. Ils doivent également cerner les limites du fauteuil et apprendre à éviter des obstacles. L'apprentissage peut être plus long si une commande spéciale est présente.



La commande d'arrêt d'urgence fonctionne sans fil et peut arrêter un fauteuil dans un rayon de 6 mètres en verrouillant la conduite de celui-ci. Elle peut aussi déverrouiller la conduite pour permettre à l'utilisateur de redémarrer. Cette commande est idéale lors des essais, des formations et pendant des réglages.

Pour plus d'informations sur les fauteuils roulants, découvrez notre Guide clinique des fauteuils roulants électriques, disponible sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)