

Moteurs DuraWatt



Les moteurs *Invacare DuraWatt* ont été spécialement conçus pour procurer une expérience de conduite silencieuse pour les utilisateurs, tout en réduisant la maintenance pour le prestataire. Ces moteurs de haute qualité, disponibles sur les renommés fauteuils électriques **TDX SP2 / TDX SP2^{NB}**, **Aviva RX** et **Storm⁴** ont encore été améliorés grâce à un nouveau design moulé avec des câbles robustes, des charbons qui ne s'usent pas et des freins innovants.

Charbons sans usure :

- Charbons sans maintenance
- Pas de bouchons de charbons : l'eau ne s'infiltré pas et les émissions de rayonnement sont réduites
- Réduction des problèmes de tolérance des charbons
- Moteurs plus silencieux pendant toute sa durée de vie - Pas de différence de son entre marche avant et marche arrière



Freins Warner :

- Un design unique
- Enclenchement et coupure du frein significativement plus silencieux



Ressort de charbons à torsion

- Niveau constant de puissance pour une performance fiable pendant toute sa durée de vie
- Réduction des bruits des moteurs garantis
- Amélioration du suivi sur toute la durée de vie des moteurs

