

Invacare® présente :

Sa gamme de fauteuils roulants manuels à pousser !

Configurabilité /
Fonctionnalité



Action^{®3} NG Transit



Action^{®2} NG Transit



Alu Lite

Profitez de l'élargissement de notre gamme des fauteuils roulants manuels à pousser en découvrant nos modèles uniques :

- L'Action^{®3} NG Transit : le fauteuil à pousser **multi-configurable**
- L'Action^{®2} NG Transit : un excellent compromis entre **rigidité et compacité**
- L'Alu Lite : le fauteuil **le plus léger** et compact de la gamme



Transportabilité

Trusted Solutions,
Passionate People



	Alu Lite	Action^{®2} NG Transit	Action^{®3} NG Transit
			
Tarif Public TTC	356,94 €	403,50 €	403,50 €
LPPR à 100%	356,94 € - 4252810	403,50 € - 4263950	403,50 € - 4263950 ou 356,94 € - 4252810 (non 100% LPPR)
Largeur d'assise	2 largeurs disponibles : 410 / 460 mm (largeur utile 360 / 410 mm)	4 largeurs disponibles : 405 / 430 / 455 / 480 mm	6 largeurs disponibles : De 380 à 505 mm par pas de 25 mm
Largeur hors-tout	Largeur d'assise + 110 mm	Largeur d'assise + 145 mm	Largeur d'assise + 160 mm
Type de dossier	Dossier pliant à mi-hauteur	Dossier inclinable par crémaillère	Dossier inclinable par crémaillère par vérin gaz ou dossier pliant à mi-hauteur
Type d'accoudoirs	Fixes	Relevables et amovibles	Réglables en hauteur et amovibles
Poids maximum utilisateur	100 kg	125 kg	125 kg
Type de freins	Freins tierce personne avec position freins de parking de série	Freins tierce personne au pied	Freins tierce personne ou freins tambour en option
Configurabilité	Non	Non	Oui
Coloris de châssis	Bleu	Gris	5 coloris au choix
Poids du fauteuil	À partir de 11 kg	À partir de 14,9 kg	À partir de 13,8 kg
Le + du produit	Un fauteuil léger et compact, pratique à transporter et à stocker	Un dossier inclinable et des freins tierce personne pour apporter confort et sécurité	Un fauteuil multi configurable pour un confort optimal

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®