



INVACARE® TOP END® PRO™ TENNIS



Pour les nouveaux joueurs, le réglage est la clé. Le fauteuil roulant **Invacare® Top End® Pro™ Tennis** est parfaitement ajustable avec sa hauteur d'assise avant et arrière réglables, son centre de gravité réglable, sa palette et son dossier réglables en hauteur et en angle ainsi que sa roulette anti-bascule également réglable. De plus, le fauteuil Top End Pro Tennis est disponible avec deux tailles de châssis : bas ou haut pour s'adapter à votre morphologie. Ce fauteuil est idéal pour les programmes impliquant différents utilisateurs. Ajustable en quelques minutes, facile à utiliser, léger et résistant... Ce fauteuil est un champion !

Caractéristiques

Hauteur d'assise avant et arrière réglables

Roulette anti-bascule : réglable en hauteur

Dossier fixe

Hauteur de dossier réglable

Toile de dossier réglable en tension

Centre de gravité réglable

Carrossage fixe 15°, 18° ou 20°

Roues High performance Sun Components® :
24", 25", 26"

Mains-courantes en aluminium anodisées

Pneus haute pression

Système de réglage précis de la fourche

Roues AV 72 mm

Palette plateforme réglable

Peinture traitée par chaleur

Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)

Modèle : SPTN



1. Hauteur d'assise avant et centre de gravité réglables
2. Hauteur d'assise arrière réglable
3. Levier à démontage rapide
4. Roulette anti-bascule fixe et pivotante
5. Système de réglage précis de la fourche
6. Palette multi-réglable

Options

Protège-vêtements clampés en aluminium

Roues Spinergy® SLX

Roues Sun Components Equalizer®

12 fixations pour mains-courantes

Pneus Kenda®

Ceinture à clip

Ceinture à boucle

Protège-rayons

Protection de châssis

Calibre d'alignement

Roulette anti-bascule télescopique

Coussin

Dossier rabattable

Protège-vêtements rabattables