

True Track[®] Plus



... pour ceux qui en veulent plus



La nouvelle génération de moteurs **True Track Plus** donne plus d'autonomie et de puissance aux utilisateurs qui apprécient de relever des défis. **True Track Plus** permet d'avoir une réponse immédiate et précise du fauteuil aux commandes de l'utilisateur et offre plus de liberté pour découvrir le monde en franchissant les obstacles facilement et en douceur. Les utilisateurs apprécieront également la discrétion de ces moteurs silencieux.



Efficacité, puissance et couple moteur incomparable

Le rendement élevé de ces moteurs offre plus d'autonomie et de puissance. Avec 40% de couple moteur en plus, il est aisé de monter les pentes même à faible vitesse. La puissance, la réactivité et la souplesse d'utilisation sont autant de facteurs qui facilitent la conduite pour les utilisateurs débutants ou qui raviront les utilisateurs plus expérimentés à la recherche d'une conduite dynamique et rapide.

Absolument silencieux et sans entretien

Pas d'engrenage, pas de pièce d'usure, pas de charbon - Ces moteurs sont sans entretien.

True Track Plus a également l'avantage d'être silencieux et sans vibration apportant ainsi à l'utilisateur un niveau de confort de conduite incomparable.



Caractéristiques et options



Vitesse programmable

Pour s'adapter au besoin de l'utilisateur. La totalité du couple reste présent même à vitesse réduite.

Esthétique allégée

Grâce aux moteurs intégrés dans les roues arrière.

Electronique ACS2

Offre un large choix de personnalisation de l'électronique du fauteuil.

True Track Plus est disponible sur les fauteuils *Invacare Storm®4 X-plore* et *Invacare Storm®4*.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Puissance des moteurs	Vitesse	Autonomie

True Track Plus 600 W 6 / 10 / 13 km/h 59 km¹



1. Conforme à la norme ISO 7176-4 sur les fauteuils **Storm4** et **Storm4 X-plore**
2. 6 km/h = 59 km
10 km/h = 44 km
13 km/h = 36 km