



Cetus[®]

PERFORMANCES | CONFORT | INDEPENDANCE



Yes, you can.®

Le scooter *Invacare Cetus* a été spécialement conçu pour offrir un produit haut de gamme pour ceux qui désirent plus d'indépendance dans leurs déplacements. Avec des performances élevées, les utilisateurs en quête d'un mode de vie plus actif et plus indépendant pourront bénéficier d'une autonomie jusqu'à 44 km grâce au **Cetus**. Son assise confortable et ses suspensions avant et arrière offrent une expérience de conduite tout en douceur sur la plupart des terrains.

Développer son indépendance

Longues distances

Le **Cetus** est le scooter idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance. Avec une autonomie de 44 km, le **Cetus** pourra offrir de longues balades. L'utilisateur pourra facilement contrôler et ajuster sa vitesse jusqu'à 15 km/h en fonction des terrains, grâce au potentiomètre.



Pour tous les utilisateurs

Le **Cetus** dispose d'un siège pivotant de 56 cm de largeur pour accueillir toutes les morphologies. Il peut être configuré facilement grâce à plusieurs réglages : réglage en hauteur et en profondeur de l'assise, angle de dossier. Avec un poids maximum utilisateur de 226 kg, le **Cetus** s'adapte à de nombreux utilisateurs.



Scoter tout-terrain

Parfait pour les terrains difficiles, le **Cetus** est équipé de pneumatiques 15", ainsi que des suspensions avant et arrière pour procurer une conduite douce et agréable lors des balades les plus aventureuses.

5

CARACTERISTIQUES

1 Confortable

- ▶ Siège pivotant de 56 cm de largeur
- ▶ Conduite agréable
- ▶ Dossier réglable en angle et réglage en hauteur de l'assise

2

Tableau de bord LCD

- ▶ Affiche toutes les informations clés comme : la vitesse, la température extérieure, niveau de batteries et codes pannes.
- ▶ Ecran rétro-éclairé

3

Visibilité en toutes circonstances

- ▶ Feux avant et arrière
- ▶ Clignotants
- ▶ Paire de rétroviseurs inclus

4

Design dynamique

- ▶ Gamme d'accessoires
- ▶ Design sportif, moderne et premium

5

Tout-terrain







- ▶ Pneumatiques 15"
- ▶ Suspensions avant et arrière
- ▶ 11 cm de garde au sol pour un meilleur franchissement







Accessoires disponibles





- ▶ Panier avant
- ▶ Prise charge USB
- ▶ Porte-bouteille d'oxygène
- ▶ Porte-téléphone (smartphone)
- ▶ Porte-rollator
- ▶ Housse de protection
- ▶ Porte-canne
- ▶ Pare-chocs avant et arrière
- ▶ Lift électrique

Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet ww.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

						
	Largeur de dossier ▼	Profondeur d'assise ▼	Hauteur siège/plancher ▼	Hauteur de dossier ▼	Largeur base motrice ▼	Longueur hors-tout ▼
Cetus	560 mm	510 mm	670 - 695 - 720 mm	500 mm	720 mm	1600 mm

						
	Poids du scooter ▼	Poids max. utilisateur ▼	Batteries ▼	Diamètre de giration ▼	Franchissement ▼	Garde au sol ▼
Cetus	178 kg	226 kg	2 x 12 V/100Ah	1860 mm	90 mm	110 mm

					* Assise réglée au plus bas par défaut ** Sans appui-tête *** Batteries incluses
	Pente max. sécurité ▼	Autonomie ▼	Vitesse ▼	Moteurs ▼	
Cetus	9°	44 km	15 km/h	800W	

Coloris des carénages ▼



Gris

Revêtement ▼



Noir