

INVACARE®
TOP END®
FAUTEUILS ROULANTS DE SPORTS



INVACARE®

TOP END®

FAUTEUILS ROULANTS DE SPORTS

Invacare Top End est né en 1986 lorsque Chris Peterson a commencé à élaborer des fauteuils roulants de course dans son petit atelier de Floride. Top End a été racheté par Invacare en 1995. L'entreprise est désormais mondialement reconnue comme le fabricant leader des produits de mobilité de haut niveau. Pendant plus de 28 ans, la mission d'Invacare Top End est restée la même - être l'innovateur dans l'équipement sportif, de loisir et de la vie quotidienne en combinant des matériaux de pointe, une avancée en termes de recherche et la volonté de repousser les limites. Les athlètes équipés de Top End et les clients, aident à accomplir cette mission en demandant des produits plus résistants, plus légers, plus rapides et plus performants.

L'innovation Invacare Top End correspond à un désir de dépasser les limites qui semblent insurmontables. L'innovation commence et se termine avec la structure et le cœur du fauteuil roulant. Alors qu'un accent significatif est souvent placé sur le choix des matériaux, ici, la véritable base de la structure est sa géométrie. Invacare Top End a passé plus de 28 ans à perfectionner ses calculs qui se reflètent dans la performance des fauteuils qui ont une conduite et une prise en main tout à fait légendaire.

INVACARE®
TOP END®
FAUTEUILS ROULANTS DE SPORTS

Invacare® Top End® Schulte Elite Série 7000 BB	4
Invacare® Top End® T-5 Elite Série 7000 Tennis	6
Invacare® Top End® Pro™ Basketball	8
Invacare® Top End® Pro™ Tennis	10
Invacare® Top End® Pro™-2 Multisports	12



INVACARE® TOP END®
SCHULTE ELITE
SÉRIE 7000 BB




Le fauteuil roulant **Invacare® Top End® Schulte Elite Serie 7000 BB** est plus rapide, plus léger, plus solide et meilleur que jamais. En 2011, il a marqué les esprits avec de nouveaux matériaux pour ses têtes de fourches et son système de sécurisation des canons d'axes permettant d'alléger son poids et d'augmenter ses performances. Chaque fauteuil roulant Schulte Elite Serie 7000 BB est conçu sur mesure selon le cahier des charges d'un athlète, le tout contrôlé par Paul Schulte lui-même. L'ingénieur de Top End, 3 fois paralympien, fut un membre très actif de l'équipe nationale masculine de basket fauteuil aux USA.

Caractéristiques

Châssis fixe sur mesure en aluminium 7005
Roulette anti-bascule 58mm réglable en hauteur
Dossier fixe avec hauteur réglable ou fixe
Toile d'assise et toile de dossier réglables en tension
Position de l'axe fixe avec empattement fixe
Carrossage fixe : 15°, 18° ou 20°
Roues High performance Sun Component® :
24", 25", 26" ou 700C
Bord d'attaque 4 parties
Mains-courantes anodisées

Pneus gonflables à haute pression
Système de réglage précis de la fourche
Roues AV 72 mm
Palette réglable en hauteur
Peinture traitée par chaleur
Protection arrière du châssis
Système de sécurisation des canons d'axes
Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)

Modèle : PS7



1. Double roulette anti-bascule pivotante
2. Système de réglage précis de la fourche
3. Option protège-vêtement soudé en aluminium avec plaque
4. Centre de gravité réglable
5. Roulette anti-bascule réglable en hauteur
6. Châssis en Aluminium 7005 traité thermiquement

Options

Centre de gravité réglable
Roues Spinergy® SLX ou Spox
Roues Sun Equalizer
12 fixations de mains-courantes
Assise avant rétrécie
Assise rigide avec barre aluminium soudée
Double roulette anti-bascule
Ceintures à clip
Assise avant double amputé

Palette plateforme avec rebord
Palette réglable en angle
Protège-vêtements vissés en aluminium
Protège-vêtements soudés
Protège-vêtements fixe en carbone ou aluminium
Axes en titane
Mains-courantes titanium
Protection arrière du châssis
Calibre d'alignement



INVACARE® TOP END® T-5 ELITE SERIE 7000 TENNIS




Le fauteuil roulant **Invacare® Top End® T-5 Elite Serie 7000** est plus rapide, plus léger, plus solide et meilleur que jamais. En 2011, il a marqué les esprits avec de nouveaux matériaux pour ses têtes de fourches et son système de sécurisation des canons d'axes permettant d'alléger son poids et d'augmenter ses performances. Chaque fauteuil roulant T-5 Elite Serie 7000 7000 BB est conçu sur mesure selon le cahier des charges d'un athlète, le tout contrôlé par Paul Schulte lui-même. L'ingénieur de Top End, 3 fois paralympien, fut un membre très actif de l'équipe nationale masculine de basket fauteuil aux USA.

Caractéristiques

Châssis sur mesure en aluminium 7005
Roulette anti-bascule réglable en hauteur fixe et pivotante
Roulette anti-bascule 58mm
Dossier fixe avec hauteur fixe ou réglable
Toile d'assise et de dossier réglable en tension
Position fixe des axes avec empattement fixe
Carrossage fixe : 15°, 18° ou 20°
Roues High performance Sun Components® :
24", 25", 26" ou 700C

Mains-courantes en aluminium anodisées
Pneus haute pression
Système de réglage précis de la fourche
Roues AV 72 mm
Repose-pieds tube réglable en hauteur
Peinture traitée par chaleur
Protection de châssis arrière
Système d'axes sécurisés
Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)

Modèle : T57



1. Angle du châssis avant sur-mesure et repose-pieds tubulaire
2. Roulette anti-bascule réglable en hauteur, fixe et pivotante
3. Châssis en Aluminium 7005 traité thermiquement
4. Système de réglage précis de la fourche
5. En option : protège-vêtements soudé
6. En option : centre de gravité réglable

Options

Roues Spinergy® Spox ou SLX
Roues Sun Components Fusion
Centre de gravité réglable
Assise rigide, barre de rigidification soudée
Roulette anti-bascule amovible et télescopique
Ceinture à clip
Protège-vêtements fixes
Protège-vêtements fixes, tube soudé
Protège-vêtements fixes en aluminium ou carbone
Axes titane
Mains-courantes titanes

Mains-courantes anti-dérapantes
Palettes en plastique ou carbone
Protections de châssis
Sangle click strap / Sangle de maintien en bout de palette
Calibre d'alignement
Palette réglable en angle/Sangle de maintien en bout de palette
Palette plateforme avec sangle de maintien en bout de palette
Pneus Kenda®
Mains-courantes rapprochées/pattes de fixations raccourcies



INVACARE® TOP END®
PRO™
BASKETBALL



Le fauteuil **Invacare® Top End® Pro™ Basketball** délivre des performances sur mesure avec des réglages faciles et rapides.

Caractéristiques

Châssis en aluminium
Bord d'attaque 4 parties
Hauteur d'assise avant/arrière réglable
Roulette anti-bascule : réglable en hauteur
Dossier fixe
Dossier réglable en hauteur
Toile de dossier réglable en tension
Centre de gravité réglable
Hauteur d'assise arrière réglable sur 6" et le châssis est disponible en version haute ou basse pour s'adapter aux besoins des athlètes

Carrossage fixe : 15°, 18° ou 20°
Roues High performance Sun®
Mains-courantes en aluminium anodisées
Pneus gonflables à haute pression
Système de réglage rapide des fourches
Roues AV 72 mm
Palette plateforme réglable
Peinture traitée par chaleur
Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)
Levier à démontage rapide pour permettre au joueur de régler sa hauteur d'assise arrière en quelques minutes

Modèle : SPBB



1. Hauteur d'assise avant et du centre de gravité réglables
2. Hauteur d'assise arrière réglable
3. Levier à démontage rapide
4. Roulette anti-bascule fixe
5. Système de réglage précis de la fourche
6. Palette réglable

Options

Protège-vêtements clampés en aluminium
Roues Spinergy® SLX
Roues Sun® Equalizer™
12 fixations pour mains-courantes
Pneus Kenda®
Ceinture à boucle
Pattes de fixations pour main-courantes rapprochées/ raccourcies
Ceintures à clip
Protège-rayons
Protections de châssis
Calibre d'alignement
Roulette anti-bascule double
Coussin : mou ou dur
Dossier rabattable



INVACARE® TOP END® PRO™ TENNIS



Pour les nouveaux joueurs, le réglage est la clé. Le fauteuil roulant **Invacare® Top End® Pro™ Tennis** est parfaitement ajustable avec sa hauteur d'assise avant et arrière réglables, son centre de gravité réglable, sa palette et son dossier réglables en hauteur et en angle ainsi que sa roulette anti-bascule également réglable. De plus, le fauteuil Top End Pro Tennis est disponible avec deux tailles de châssis : bas ou haut pour s'adapter à votre morphologie. Ce fauteuil est idéal pour les programmes impliquant différents utilisateurs. Ajustable en quelques minutes, facile à utiliser, léger et résistant... Ce fauteuil est un champion !

Caractéristiques

Hauteur d'assise avant et arrière réglables

Roulette anti-bascule : réglable en hauteur

Dossier fixe

Hauteur de dossier réglable

Toile de dossier réglable en tension

Centre de gravité réglable

Carrossage fixe 15°, 18° ou 20°

Roues High performance Sun Components® :
24", 25", 26"

Mains-courantes en aluminium anodisées

Pneus haute pression

Système de réglage précis de la fourche

Roues AV 72 mm

Palette plateforme réglable

Peinture traitée par chaleur

Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)

Modèle : SPTN



1. Hauteur d'assise avant et centre de gravité réglables
2. Hauteur d'assise arrière réglable
3. Levier à démontage rapide
4. Roulette anti-bascule fixe et pivotante
5. Système de réglage précis de la fourche
6. Palette multi-réglable

Options

Protège-vêtements clampés en aluminium

Roues Spinergy® SLX

Roues Sun Components Equalizer®

12 fixations pour mains-courantes

Pneus Kenda®

Ceinture à clip

Ceinture à boucle

Protège-rayons

Protection de châssis

Calibre d'alignement

Roulette anti-bascule télescopique

Coussin

Dossier rabattable

Protège-vêtements rabattables



INVACARE® TOP END®
PRO™ -2
MULTISPORTS



L'Invacare® Top End® Pro™-2 est un fauteuil roulant multisports idéal pour débuter et pour les clubs et centres de rééducation. Si vous souhaitez entrer dans le jeu, il est fait pour vous. Qu'il s'agisse de basket-ball, tennis, ping-pong, badminton, hockey en salle ou tout autre sport qui se pratique sur un terrain, l'Invacare Top End Pro-2 est le fauteuil qu'il vous faut pour débuter. Le fauteuil est disponible en 3 largeurs d'assise et offre de nombreux réglages. Entrez dans le jeu !

Caractéristiques

Châssis en aluminium : 3 largeurs d'assise 14", 16" & 18"

Profondeur d'assise ajustable 13"-17"

Toile d'assise vissée

Hauteur d'assise avant et arrière réglables

Palette tube clampée réglable en hauteur

Réglage du centre de gravité

Roulette anti-bascule simple amovible et réglable

Carrossage : 15°

Roues 25" High performance avec pneus haute pression

Axes à démontage rapide

Dossier non rabattable réglable : en angle et en hauteur

Toile de dossier réglable en tension

Protège-vêtements en aluminium

Coussin

Sangle de maintien

Protections de châssis arrière

Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)

Modèle : P2AS



1. Barre pare-choc/palette tube du fauteuil multisports Pro-2

2. Profondeur d'assise réglable : 13" - 17"

3. Roulette anti-bascule amovible et pivotante

4. Hauteur d'assise réglable : avant et arrière

Options

Sac pour ballon de basket

Ceintures à clip

Ceinture de maintien à boucle

Coussin d'assise

Remarque : Le fauteuil est livré en kit.


Invacare® Vos Responsables Régionaux

Ligne Sélection 2021



Frédéric BOUVART
 Directeur Commercial France
 02 47 62 64 96
 fbouvard@invacare.com

Responsables des gammes : Fauteuils Roulants Electriques, Motorisations Alber, Fauteuils actifs küschall, Positionnement Matrux et Fauteuils Roulants Manuels Standards et Conforts.



1

Patrick BRETECHER
 06 07 44 42 88
 pbretech@invacare.com



2

Ludovic FLORENTIN
 06 80 98 66 73
 lflorent@invacare.com



3

Julien VILBERT
 06 07 81 80 30
 jvilbert@invacare.com



4

Filipe LOPES
 06 80 98 66 71
 flopes@invacare.com



5

Guillaume PRONOST
 06 78 89 24 40
 gpronost@invacare.com



6

Stéphane GARCIA
 06 07 11 25 33
 sgarcia@invacare.com



7

Didier HUREZ
 06 80 98 66 67
 dhurez@invacare.com



8

06 86 62 05 89



Pierre-Marie JURANVILLE
 06 87 76 05 02
 pmjuranville@jufine.fr
 Afrique



Charles DOROTHÉE
 06 90 62 74 57
 charles.dorothee@gmail.com
 Guadeloupe
 Martinique - Guyane



David VU VAN
 06 92 21 82 10
 dvuvan@diffusionmeditec.com
 La Réunion
 Mayotte
 Madagascar
 Ile Maurice



Marie Elia GONINET
 + 212 655 31 70 22
 06 45 07 66 43
 megconsultant@hotmail.fr
 Maroc



Philippe MALAGA
 00 687 79 42 78
 p.malaga@pharmagence.nc
 Nouvelle-Calédonie
 Polynésie Française
 Wallis
 Futuna



Amina AOUADI
 + 216 53 84 14 99
 amina_aouadi@hotmail.fr
 Tunisie
 Algérie

Tout a été mis en œuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression ; Dans le cadre d'un perfectionnement continu des produits, Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés. Toute utilisation de ce catalogue, dans son intégralité ou par des extraits, ainsi que toute reproduction des illustrations sont interdites sans autorisation préalable écrite de la part d'Invacare.

© 2021 Invacare International Sarl.
 Tous droits réservés

INVACARE POIRIER S.A.S.
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes France
 Tél. : +33 2 47 62 64 00
 Email : contactfr@invacare.com

www.invacare.fr

