

AQUATEC®

PICO GREEN et PICO COMMUNE GREEN



Effet antibactérien 100% naturel

ANTIBACTÉRIEN | CONFORTABLE | DURABLE



La chaise de douche *Aquatec* **PICO GREEN** est un produit pionnier dans le domaine de l'aide à la douche. D'un design moderne et unique, elle peut compléter la plus élégante des salles de bains tout en offrant un excellent confort à ceux qui ont besoin d'un peu plus de sécurité et de soutien pendant la douche. Léger mais suffisamment résistant pour supporter jusqu'à 160 kg, la **PICO GREEN** peut être réglée pour s'adapter à différentes hauteurs et positions assises.

Disponible en deux versions :

- ▶ **PICO GREEN** : chaise de douche avec accoudoirs et dossier amovibles
- ▶ **PICO COMMODE GREEN** : chaise percée 3 en 1 avec seau et rails vissés, accoudoirs et dossier amovibles



Respectueux de l'environnement, respectueux de votre peau

Le véritable avantage de la gamme **PICO GREEN** est sa composition de 10% de fibres de bois naturelles en provenance de forêts durables en Allemagne. Cela procure non seulement un parfum boisé mais aussi un effet antibactérien 100% naturel afin de minimiser le risque d'infection et de réduire l'utilisation de désinfectants chimiques puissants.

Les fibres de bois ont une fonction protectrice et tuent les bactéries sans utiliser d'additifs chimiques ou de nano-ions d'argent.


Les propriétés antibactériennes naturelles du **PICO GREEN** permettent de tuer 99,9% des bactéries* ce qui a été prouvé par un laboratoire de biologie indépendant !

*mesurée sur E. coli et S. aureus



Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.



Hauteur d'assise ▼ Largeur d'assise ▼ Profondeur d'assise ▼ Largeur hors-tout ▼ Profondeur hors-tout ▼ Largeur entre les accoudoirs ▼

PICO GREEN / PICO COMMODE GREEN	425 - 575 mm	430 mm	420 mm	575 mm	520 mm	430 mm
--	--------------	--------	--------	--------	--------	--------



Poids de la chaise de douche ▼ Poids max. utilisateur ▼

PICO GREEN	4.6 kg	160 kg
PICO COMMODE GREEN	5.4 kg	

Coloris ▼



Blanc avec fibres de bois brunes

Tel. : +33 2 47 62 64 00
 Fax : +33 2 47 42 12 24
 Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes
 France



Yes, you can.®