



Commande

Yes, you can.

Offre

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF hors TVA

Invacare® Alu Lite



avec accoudoirs et repose-jambes Fauteuil de transfert et de voyage, pliable Poids max. de l'utilisateur : 100 kg

Poids du fauteuil : 11 kg

Numéro de client:

Personne de contact:

Commission:

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: https://get.adobe.com/de/reader/

	Poids du patient =	kg			
Code	Description			Prix	
	Invacare® Alu Lite			688,00	
	Configuration de base : couleur bleu métalisé, hauteur d'assise de 490 mm, toile d'assise rembourrée, dossier rabattable, hauteur de dossier 450 mm, toile de dossier rembourrée, accoudoirs rembourrés longs, poignées de poussée fixes, repose-jambes (80°) escamotables vers l'int./l'ext et amovibles, palettes rabattables, talonnières réglables, roues avant 8" x 1", roues arrière 12" x 2" pneus pleins, freins accompagnant avec fonction d'immobilisation, ceinture abdominale				
FREIN STANDARD		QUANTITÉ			
1517737	Largeur d'assise de 40,5 cm Profondeur d'assise de 43 cm			688,00	
1517738	Largeur d'assise de 45,5 cm Profondeur d'assise de 43 cm			688,00	
REMARQUES					