

Commande



Formulaire de commande 2024

Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF hors TVA

Invacare® AVIVA RX20 CE

Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices
Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg

Prix de base: 10.591,00


Numéro de client: _____

Personne de contact: _____

Commission: _____

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix
Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Code	Description	Prix
JCB0000	Invacare AVIVA RX20 (incl. 75A Power module)	10.591,00
JCX1300	Version spéciale (délai de livraison rallongé de 10 jours)	Sur devis
CHASSIS		
JCB2810	Châssis - 560 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
MODULITE-SITZ STANDARD		
JCB2105	Type de siège A: siège Modulite avec cadre de siège en une partie (si le siège Modulite avec cadre de siège télescopique est sélectionné, veuillez continuer avec le type de siège B)	<input checked="" type="checkbox"/>
Plaque de siège		
JCB2110	Plaque de siège monobloc	<input checked="" type="checkbox"/>
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)		
JCB2122	430 mm, (+ 25 mm par coté)	<input checked="" type="checkbox"/>
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)		
JCB2134	460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Coussin d'assise (sécurisé par des bandes velcro pour éviter de glisser)		
JCB2141	Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Cannes de dossier		
JCB2161	Hauteur 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Type de dossier		
JCB2171	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	<input checked="" type="checkbox"/>
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)		
JCB2151	Nylon noir	<input checked="" type="checkbox"/>
Accoudoirs		
JCB2191	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire	<input checked="" type="checkbox"/>
Manchettes		
JCB2195	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	<input checked="" type="checkbox"/>
Appui-tête		
JCB1350	Appui-tête (revêtement PU avec matériau extensible) réglable en profondeur	353,00
JCB1495	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	<input type="checkbox"/>
Réglages de l'assise		
Inclinaison d'assise		
JCB1091	Manuelle de 0° à 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°		
JCB2858	460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Inclinaison de dossier		
JCB0975	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75°	<input checked="" type="checkbox"/>



ASSISE MODULITE MODULABLE			
JCB2100	Type de siège B: siège Modulite avec cadre télescopique (si le type de siège A a déjà été sélectionné, veuillez continuer avec les repose-jambes)		519,00
Type d'assise			
JCB2111	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté)		◆
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)			
JCB2121	380 mm		○
JCB2122	430 mm, (+ 25 mm par coté)		◆
JCB2123	480 mm		○
JCB2124	530 mm Recommandé : prendre les batteries 60 Ah		○
Kit D'écartement Des Points De Pivot			
JCB2106	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège NOUVEAU		110,00
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)			
JCB2132	410 mm		○
JCB2134	460 mm		◆
JCB2136	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3		○
Coussin d'assise (sécurisé par des bandes velcro pour éviter de glisser)			
JCB2142	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆
JCB2143	Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco NG (hauteur 90 mm, poids max 100 kg)	434,00	
JCB2147	Coussin d'assise Matrx Libra, (hauteur 90mm, poids max 136kg)	686,00	
JCB2144	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	686,00	
Cannes de dossier avec poignées à pousser			
JCB2163	Hauteur 480 mm		◆
JCB2162	Hauteur 540 mm		○
Cannes de dossier sans poignées à pousser			
JCB2108	Sans poignées à pousser		○
Type de dossier			
JCB2171	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière		◆
JCB2174	Matrx Posture Back, hauteur 400 mm	982,00	
JCB2175	Matrx Posture Back, hauteur 500 mm	982,00	
JCB2177	Matrx Elite TR, hauteur 500 mm	1.028,00	
JCB2178	Matrx Elite Deep, hauteur 500 mm	1.153,00	
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)			
JCB2151	Nylon noir		◆
JCB2152	Revêtement PU avec matériau extensible noir		○
JCB2155	Mesh noir	114,00	
Accoudoirs			
JCB2191	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆
JCB2181	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		○
JCB2193	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	543,00	
Manchettes			
JCB2195	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆
JCB2196	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		○
Appui-tête			
JCB1350	Appui-tête (revêtement PU avec matériau extensible) réglable en profondeur	353,00	
JCB1432	Appui-tête revêtement réglable en profondeur et en largeur	441,00	
JCB1427	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement	504,00	



JCB1495	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule		○	
Réglages de l'assise				
Inclinaison d'assise				
JCB1091	Manuelle de 0° à 15°		◆	
JCB1092	Electrique de 0° à 20°			1.721,00
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°				
JCB2857	435 mm		○	
JCB2858	460 mm		◆	
JCB2859	485 mm		○	
Inclinaison de dossier				
JCB0975	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75°		◆	
JCB0977	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS			1.906,00
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS				
Partie supérieure du repose-jambes à gauche				
JCB0565	Repose-jambe standard 80°, avec angle fixe, gauche 1)		◆	
JCB0555	Support d'amputation à gauche 1)			289,00
JCB0536	Vari F - angle réglable avec outil, de 70° à 0°, UL 290-460 mm, gauche 2)		○	
JCB0537	Vari A - angle réglable à l'aide d'un volant, de 70°-0°, UL 290 - 460 mm, incl. coussinets mollets, gauche 2) 3)			168,00
JCB0539	ADE - relevable électriquement, 80°- 0°, incl. coussinets mollets, UL 290 - 460 mm, gauche 2) 3)			1.490,00
JCB0535	Sans repose-jambe gauche		○	
„1) NC: Vari F-, Vari A- et ADE droite 2) NC: Repose-jambe standard et support d'amputation droite 3) NC: Repose-pied fixe gauche"				
Partie supérieure du repose-jambes à droite				
JCB0566	Repose-jambe standard 80°, avec angle fixe, droite 1)		◆	
JCB0554	Support d'amputation à droite 1)			289,00
JCB0546	Vari F - angle réglable avec outil, de 70° à 0°, UL 290-460 mm, droite 2)		○	
JCB0547	Vari A - angle réglable à l'aide d'un volant, de 70°-0°, UL 290 - 460 mm, incl. coussinets mollets, droite 2) 3)			168,00
JCB0549	ADE - relevable électriquement, 80°- 0°, incl. coussinets mollets, UL 290 - 460 mm, droite 2) 3)			1.490,00
JCB0545	Sans repose-jambe droite		○	
1) NC: Vari F-, Vari A- et ADE gauche 2) NC: Repose-jambe standard et support d'amputation gauche 3) NC: Repose-pied fixe droite				
Repose-pieds à gauche				
JCB0505	Repose-pieds, angle non réglable, à gauche		◆	
JCB0511	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, gauche			207,00
Repose-pieds à droite				
JCB0502	Repose-pieds, angle non réglable, à droite		◆	
JCB0508	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, droite			207,00
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX				
Commande principale pour Electronique LINX				
JCB2204	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage		◆	
Fixation de la commande principale				
JCB1207	Fixation à droite, non escamotable		◆	
JCB1208	Fixation à gauche, non escamotable		○	
JCB1707	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé		○	
JCB1708	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé		○	
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)				
JCB2219	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins			866,00
JCB2259	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne		◆	
JCB2260	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne		○	



2204



2219

BASE MOTRICE			
Coloris de châssis			
JCB2871	Noir Anthracite		◆
JCB2872	Argenté		○
Coloris de jantes			
JCB2882	Noir		◆
JCB2883	Argenté		○
Fourches			
JCB2632	Fourches Doubles		◆
Roues avant			
JCB0835	9" Pneumatique Noir		◆
JCB0836	9" Bandage Plein Noir		219,00
Roues arrière			
JCB0704	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆
JCB0705	14x3 Bandage plein noir à crampons		243,00
Suspensions			
JCB2870	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆
Suspensions latérales arrière			
JCB1910	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg		○
JCB1912	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg		○
JCB1911	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○
JCB1915	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		◆
Moteur			
JCB1283	Moteur DuraWatt 10 km/h		◆
Batterie			
JCB2860	52 Ah - batterie GEL/AGM		◆
JCB1259	60 Ah - batterie GEL		173,00
Chargeur			
JCB1343	Chargeur 8A OptiCharge		◆
OPTIONS DE SECURITE			
Roulette anti-bascule			
JCB1205	Roulette anti-bascule		◆
Eclairage			
JCB1437	Equipement route de sécurité standard type Storm*3 - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)		520,00
JCB2837	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500) NOUVEAU		635,00
Accessoires de sécurité			
Monte-trottoir			
JCB1244	Monte-trottoir		520,00
Accroche-taxi			
JCB1494	Accroche-taxi 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		◆
Ceinture de maintien			
JCB1329	Fermeture à boucle type automobile		139,00
JCB2113	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		139,00
Rétroviseur			
JCB1415	Droit		87,00
JCB1339	Gauche		87,00
Autres accessoires			
Porte-canne			
JCB1312	Côté droit		65,00
JCB1363	Côté gauche		65,00
Garde-boue (la paire)			
JCB1416	Garde-boue pour roues avant noir		143,00
JCB1417	Garde-boue pour roues arrière noir		172,00



2632



1205

Clé de programmation		
SP1602886	LAK- clé de programmation pour LiNX	173,00

REMARQUES



SP1602886