

Commande



Formulaire de commande 2024

Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Prix en CHF hors TVA

Invacare® AVIVA RX40 CE

Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices
Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.

Prix de base: 13.302,00

Numéro de client: _____

Personne de contact: _____

Commission: _____

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix
Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

| Code | Description | Poids de l'utilisateur = | kg | Prix |
|---|--|--------------------------|----|-------------------------------------|
| JCF0001 | Invacare AVIVA RX40 (inkl. 120A Power-Modul) | | | 13.302,00 |
| JCX1300 | Version spéciale (délai de livraison rallongé de 10 jours) | | | Sur devis |
| CHASSIS | | | | |
| JCF2810 | Châssis standard (560 mm) | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ASSISE MODULITE STANDARD | | | | |
| JCF2100 | Siège Modulite avec cadre télescopique | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Type d'assise | | | | |
| JCF2111 | Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Largeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | |
| JCF2121 | 380 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| JCF2122 | 430 mm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| JCF2123 | 480 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| JCF2124 | 530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit D'écartement Des Points De Pivot | | | | |
| JCF2106 | Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège NOUVEAU | | | 108,00 |
| Profondeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | |
| JCF2132 | 410 mm ^{1) 2)} | | | <input type="checkbox"/> |
| JCF2134 | 460 mm ²⁾ | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| JCF2136 | 510 mm ³⁾ | | | <input type="checkbox"/> |
| 1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, Bodypoint Positionierungsurte 2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen 3) NC: Invacare Matrix Contour Visco NG | | | | |
| Coussin d'assise (sécurisé par des bandes velcro pour éviter de glisser) | | | | |
| JCF2142 | Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg) | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| JCF2143 | Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (hauteur 90 mm, poids max 100 kg) | | | 434,00 |
| JCF2147 | Coussin d'assise Matrix Libra, (hauteur 90mm, poids max 136kg) | | | 686,00 |
| JCF2144 | Coussin d'assise Matrix Vi (Housse micro-aérée) | | | 686,00 |
| Cannes de dossier avec poignées à pousser | | | | |
| JCF2163 | Hauteur 480 mm | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| JCF2162 | Hauteur 540 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Cannes de dossier avec poignées à pousser | | | | |
| JCF2108 | Sans poignées à pousser | | | <input type="checkbox"/> |
| Type de dossier | | | | |
| JCF2171 | Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| JCF2179 | Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral, revêtement PU (avec supplément) | | | <input checked="" type="checkbox"/> |



| | | | | | |
|--|---|--|----------|---|------------------|
| JCF2172 | Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) sans coussin de dossier | | 219,00 |  | 2179 |
| JCF2173 | Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna | | 289,00 |  | |
| JCF2174 | Matrx Posture Back, hauteur 400 mm | | 982,00 |  | |
| JCF2175 | Matrx Posture Back, hauteur 500 mm | | 982,00 |  | |
| JCF2177 | Matrx Elite TR, hauteur 500 mm | | 1.028,00 |  | 2172 / 2173 |
| JCF2178 | Matrx Elite E2 Deep, hauteur 500 mm | | 1.153,00 |  | |
| Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration) | | | | | |
| JCF2151 | Nylon noir | | ◆ |  | |
| JCF2152 | revêtement PU avec matériau extensible noir | | ○ |  | |
| JCF2155 | Mesh noir | | 114,00 |  | 2174 / 2175 |
| Accoudoirs | | | | | |
| JCF2191 | Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire | | ◆ |  | |
| JCF2181 | Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire | | ○ |  | |
| JCF2198 | Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire | | 187,00 |  | 2177 2178 |
| JCF2183 | Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté) | | 134,00 |  | 2181 2191 |
| JCF2193 | Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm | | 543,00 |  | |
| JCF2192 | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm | | 679,00 |  | |
| JCF2194 | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm | | 679,00 |  | |
| Manchettes | | | | | |
| JCF2195 | Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire | | ◆ |  | 2198 |
| JCF2196 | Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire | | ◆ |  | |
| JCF2197 | Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire | | 76,00 |  | 2183 |
| JCF2199 | doux, élargi (en combinaison avec l'unité de commande à 10 boutons, l'unité de commande doit être montée sur le côté opposé de la télécommande) | | 134,00 |  | 2193 2192 / 2194 |
| Cale-cuisse gauche (NC: ceinture de positionnement Bodypoint) | | | | | |
| JCF2184 | Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm | | 307,00 |  | |
| JCF2186 | Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm | | 307,00 |  | |
| JCF2188 | Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm | | 320,00 |  | |
| Cale-cuisse droite (NC: ceinture de positionnement Bodypoint) | | | | | |
| JCF2185 | Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm | | 307,00 |  | 2195 2196 |
| JCF2187 | Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm | | 307,00 | | |
| JCF2189 | Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm | | 320,00 | | |
| Supports pour cale-cuisse | | | | | |
| JCF2164 | Supports pour cale-cuisse 155 mm | | ○ | | 2197 2199 |
| JCF2165 | Supports pour cale-cuisse 206 mm | | ○ | | |
| Appui-tête | | | | | |
| JCF1350 | Appui-tête revêtement PU avec matériau extensible réglable en profondeur | | 353,00 | | 1350 1432 |
| JCF1432 | Appui-tête revêtement PU avec matériau extensible réglable en profondeur et en largeur | | 441,00 | | |
| JCF1427 | Appui-tête Contour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU avec matériau extensible | | 504,00 | | 2324 |
| JCF2324 | Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante | | 681,00 | | |
| JCF2325 | Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante | | 716,00 | | |
| JCF2327 | Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante | | 1.028,00 | | |
| JCF1495 | Sans appui-tête (conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule) | | ○ | | 2327 2325 |
| Accessoires d'assise | | | | | |
| Support latéral (par paire; revêtement PU avec matériau extensible) (NC: Invacare Matrx dossiers de positionnement) | | | | | |
| JCF1445 | Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur (la paire) | | 434,00 | | 1445 |

| Réglages de l'assise | | | |
|---|--|--|-----------|
| Inclinaison d'assise | | | |
| JCF1091 | Réglage de l'angle d'assise manuel (0° - 15°) | | ◆ |
| JCF1092 | Réglage de l'angle d'assise électrique (0° - 20°) | | 1.559,00 |
| JCF1093 | Réglage de l'angle d'assise électrique (0° - 30°), avec décalage du centre de gravité | | 2.298,00 |
| Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20° | | | |
| JCF2857 | 435 mm | | ○ |
| JCF2858 | 460 mm | | ◆ |
| JCF2859 | 485 mm | | ○ |
| Inclinaison de dossier | | | |
| JCF0975 | Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS | | ◆ |
| JCF0977 | Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS | | 1.906,00 |
| REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS | | | |
| Partie supérieure du repose-jambes à gauche | | | |
| JCF0565 | Repose-jambe standard 80°, avec angle fixe, gauche | | ◆ |
| JCF0555 | Support d'amputation à gauche | | 289,00 |
| JCF0536 | Vari F - angle réglable avec outil, de 70° à 0°, UL 290-460 mm, gauche | | ○ |
| JCF0537 | Vari A - angle réglable à l'aide d'un volant, de 70°-0°, UL 290 - 460 mm, incl. coussinets mollets, gauche | | 168,00 |
| JCF0539 | ADE - relevable électriquement, 80°- 0°, incl. coussinets mollets, UL 290 - 460 mm, gauche | | 1.415,00 |
| JCF0535 | Sans repose-jambe gauche | | ○ |
| Partie supérieure du repose-jambes à droite | | | |
| JCF0566 | Repose-jambe standard 80°, avec angle fixe, droite | | ◆ |
| JCF0554 | Support d'amputation à droite | | 289,00 |
| JCF0546 | Vari F - angle réglable avec outil, de 70° à 0°, UL 290-460 mm, droite | | ○ |
| JCF0547 | Vari A - angle réglable à l'aide d'un volant, de 70°-0°, UL 290 - 460 mm, incl. coussinets mollets, droite | | 168,00 |
| JCF0549 | ADE - relevable électriquement, 80°- 0°, incl. coussinets mollets, UL 290 - 460 mm, droite | | 1.415,00 |
| JCF0545 | Sans repose-jambe droite | | ○ |
| Repose-pieds à gauche | | | |
| JCF0505 | Repose-pieds, angle non réglable, à gauche | | ◆ |
| JCF0511 | Repose-pieds, angle et profondeur réglables, gauche | | 207,00 |
| Repose-pieds à droite | | | |
| JCF0502 | Repose-pieds, angle non réglable, à droite | | ◆ |
| JCF0508 | Repose-pieds, angle et profondeur réglables, droite | | 207,00 |
| COMMANDES ELECTRONIQUES LINX | | | |
| Commande principale pour Electronique LiNX | | | |
| JCF2204 | Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage | | ◆ |
| JCF2205 | Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris | | 1.020,00 |
| JCF2206 | Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229) | | 1.633,00 |
| JCF2270 | Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire | | 601,00 |
| Fixation de la commande principale (REM216/400) | | | |
| JCF1207 | Fixation à droite, non escamotable | | ◆ |
| JCF1208 | Fixation à gauche, non escamotable | | ○ |
| JCF1707 | Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé | | ○ |
| JCF1708 | Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé | | ○ |
| JCF2213 | Fixation centrale, escamotable à droite | | 1.224,00 |
| JCF2214 | Fixation centrale, escamotable à gauche | | 1.224,00 |
| JCF2227 | Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | | 491,00 |
| JCF2228 | Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | | 491,00 |
| JCX2239 | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis |



| Fixation de la commande principale (REM500) | | | |
|--|--|--|-----------|
| JCF2209 | Escamotable à droite , multi-ajustable | | ○ |
| JCF2210 | Escamotable à gauche, multi-ajustable | | ○ |
| JCF2213 | Fixation centrale, escamotable à droite | | 1.224,00 |
| JCF2214 | Fixation centrale, escamotable à gauche | | 1.224,00 |
| JCX2239 | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis |
| Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne) | | | |
| JCF2219 | Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins | | 816,00 |
| JCF2245 | Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié | | 1.358,00 |
| JCF2259 | Fixation A Droite Pour Tierce-Personne | | ◆ |
| JCF2260 | Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne | | ○ |
| JCF1221 | Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX | | ◆ |
| JCF1222 | Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX | | ○ |
| Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500 | | | |
| Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215 | | | |
| JCF2231 | Joystick LiNX Compact proportionel (force de déflexion : 160 g) | | 1.088,00 |
| JCF2232 | Joystick LiNX Compact proportionel Low force (force de déflexion : 112 g) | | 1.293,00 |
| JCF2207 | Fixation à droite | | ○ |
| JCF2208 | Fixation à gauche | | ○ |
| JCF2265 | Montage Central, Escamotable A Droite | | 1.259,00 |
| JCF2266 | Montage Central, Escamotable A Gauche | | 1.259,00 |
| JCX2215 | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis |
| Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500 | | | |
| JCF2229 | Commande au menton ASL138 + contacteur egg | | 5.450,00 |
| JCF1289 | Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire) | | ○ |
| JCF1288 | Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire) | | ○ |
| JCF1287 | Fixation escamotable électriquement, à droite | | 4.505,00 |
| JCF1286 | Fixation escamotable électriquement, à gauche | | 4.505,00 |
| Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM | | | |
| JCF2230 | ATOM ASL104 + contacteur egg | | 7.970,00 |
| JCF2247 | PROTON ASL104P + contacteur egg | | 9.529,00 |
| Accessoire sans fil | | | |
| JCF2249 | Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3) | | 658,00 |
| JCF2250 | Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON | | 1.271,00 |
| Commande Mini Joystick proportionnel | | | |
| JCF2233 | Mini Joystick Proportionnel MEC | | 6.584,00 |
| JCF2240 | Joystick Renforcé Proportionnel ASL133 | | 3.350,00 |
| JCF2285 | Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm) | | 820,00 |
| JCF2286 | Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm) | | 820,00 |
| JCF2283 | Montage Central, Escamotable A Droite | | 1.259,00 |
| JCF2284 | Montage Central, Escamotable A Gauche | | 1.259,00 |
| JCF2287 | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | | 2.067,00 |
| JCF2288 | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | | 2.067,00 |
| JCX2289 | Montage Personnalisé Fabrication Spéciale | | Sur devis |
| Options complémentaires LiNX | | | |
| Extra Bedieneinheit | | | |
| JCF2251 | Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252 | | 749,00 |
| JCF2217 | Fixation utilisateur à droite | | ○ |
| JCF2218 | Fixation utilisateur à gauche | | ○ |
| JCF2291 | Fixation aidant à droite | | ○ |



2219



2245



2231



2232



2229



2230



2247



2249



2250



2233



2240



2251

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| JCF2292 | Fixation aidant à gauche | | ○ |
| JCF2225 | Sans montage | | ○ |
| Prises de charge USB | | | |
| JCF2253 | Prises de charge USB (2 prises USB) | | 338,00 |
| JCF2281 | Fixation à droite | | ○ |
| JCF2282 | Fixation à gauche | | ○ |
| Autres accessoires et contacteurs | | | |
| JCF2300 | A inclure avec le fauteuil | | ○ |
| JCX2301 | A connecter et programmer (Spécial) | | Sur devis |
| Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500) | | | |
| JCF1685 | Contacteur Rouge | | 196,00 |
| JCF1686 | Contacteur Jaune | | 196,00 |
| JCF1687 | Contacteur Vert | | 196,00 |
| JCF1690 | Contacteur Bleu | | 196,00 |
| Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400) | | | |
| JCF2254 | Contacteur Egg, noir | | 196,00 |
| Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500) | | | |
| JCF1711 | Mini contacteur Rouge | | 214,00 |
| JCF1712 | Mini contacteur Jaune | | 214,00 |
| JCF1713 | Mini contacteur Vert | | 214,00 |
| JCF1714 | Mini contacteur Orange | | 214,00 |
| JCF1715 | Mini contacteur Bleu | | 214,00 |
| JCF1716 | Mini contacteur Noir | | 214,00 |
| Embout Joystick Bodypoint | | | |
| JCF2721 | Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3 Pouces PC101A | | 196,00 |
| JCF2722 | Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4 Pouces PC102A | | 196,00 |
| JCF2723 | Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm | | 196,00 |
| JCF2724 | Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm | | 196,00 |
| BASE MOTRICE | | | |
| Coloris de châssis | | | |
| JCF2871 | Noir Anthracite | | ◆ |
| JCF2872 | Argenté | | ○ |
| JCF2873 | Rouge Bengale | | ○ |
| JCF2874 | Bleu Mercure | | ○ |
| JCF2875 | Violet Midnight | | ○ |
| JCX0299 | Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé | | Sur devis |
| Coloris de jantes | | | |
| JCF2882 | Noir Anthracite | | ◆ |
| JCF2883 | Argenté | | ○ |
| JCF2884 | Rouge Bengale | | ○ |
| JCF2885 | Bleu Mercure | | ○ |
| JCF2886 | Violet Midnight | | ○ |
| JCX2887 | Premium - Coloris Jantes Personnalisé | | ○ |
| Fourches | | | |
| JCF2631 | Fourches Monobras | | 566,00 |
| JCF2632 | Fourches Doubles | | ◆ |
| Roues avant | | | |
| JCF0835 | 9" Pneumatique Noir | | ◆ |
| JCF0836 | 9" Bandage Plein Noir | | 219,00 |
| JCF0838 | 9" Pneumatique Anti Crevaison Noir | | 289,00 |
| Système de verrouillage des fourches avant | | | |
| JCF1490 | Système de verrouillage des fourches avant | | 254,00 |



2253



1685 / 1686 /
1687 / 1690



2721 / 2722



2723

2724



2631



2632



1490

| Roues arrière | | |
|--|---|----------|
| JCF0704 | 14x3 Pneumatique noir à crampons | ◆ |
| JCF0705 | 14x3 Bandage plein noir à crampons | 243,00 |
| JCF0706 | 14x3 Pneu anti-crevaisson noir à crampons | 312,00 |
| SUSPENSIONS | | |
| JCF2870 | Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort | ◆ |
| Suspensions latérales arrière | | |
| JCF1910 | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg | ○ |
| JCF1912 | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg | ○ |
| JCF1911 | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg | ○ |
| JCF1915 | Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg | ◆ |
| Moteur | | |
| JCF1283 | Moteur DuraWatt 10 km/h | ◆ |
| Batterie | | |
| JCF1259 | 60 Ah - batterie GEL | ◆ |
| JCF1260 | 73,5 Ah - batterie GEL | 543,00 |
| Gyroscope | | |
| JCF1215 | Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite) | 1,675,00 |
| Chargeur | | |
| JCF1313 | Chargeur 10A OptiCharge | ◆ |
| OPTIONS DE SECURITE | | |
| Roulette anti-bascule | | |
| JCF1205 | Roulette anti-bascule | ◆ |
| Eclairage | | |
| JCF1437 | Equipement route de sécurité standard type Storm*3 - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500) | 520,00 |
| JCF2837 | Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500) | 635,00 |
| Accessoires de sécurité | | |
| Monte-trottoir | | |
| JCF1244 | Monte-trottoir | 520,00 |
| Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl | | |
| JCF1450 | Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl | 993,00 |
| JCF1493 | Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière | ○ |
| JCF1494 | Fixation de transport à 4 points pour le transport de personnes en fauteuil roulant selon ISO 7176- 19 (sans crochets porte-sacs) | ◆ |
| Accroche-taxi | | |
| JCF2894 | Accroche-taxis Avant Accessibles Facilement | 266,00 |
| Ceinture de maintien | | |
| JCF1329 | Fermeture à boucle type automobile | 113,00 |
| JCF2113 | Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise | 113,00 |
| Ceinture de positionnement Bodypoint (fixations incluses) | | |
| JCF2701 | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L | 254,00 |
| JCF2702 | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M | 254,00 |
| JCF2703 | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L | 185,00 |
| JCF2704 | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M | 185,00 |
| JCF2705 | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L | 150,00 |
| JCF2706 | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M | 150,00 |
| Rétroviseur | | |
| JCF1415 | Droit | 91,00 |
| JCF1339 | Gauche | 91,00 |
| AUTRES ACCESSOIRES | | |
| Fixations | | |
| JCF2128 | Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable) | 162,00 |



1205

| Porte-canne | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--------|
| JCF1312 | Côté droit | | 65,00 |
| JCF1363 | Côté gauche | | 65,00 |
| Garde-boue (la paire) | | | |
| JCF1416 | Garde-boue pour roues avant noir | | 143,00 |
| JCF1417 | Garde-boue pour roues arrière noir | | 172,00 |
| Tablette escamotable | | | |
| JCF1404 | Côté droit | | 518,00 |
| JCF1405 | Côté gauche | | 518,00 |
| Trousse à outils | | | |
| JCF1333 | Trousse à outils | | 48,00 |
| Clé de programmation | | | |
| SP1602886 | LAK - clé de programmation pour LiNX | | 158,00 |
| REMARQUES | | | |



1404 / 1405



SP1602886