

## Merci de tout renseigner!

Enquête

Une commande

**Informations**

Numéro de client

Coordonnées du contact

Date, Signature


**Commission**

**Nous adaptons votre élévateur de bain à votre baignoire!**

**Baignoire sur pieds**

oui  non


**Mesures pour élévateurs de baignoires avec rabats latéraux spéciaux**



|          |   |    |
|----------|---|----|
| <b>B</b> | Largeur baignoire (bas)<br>Pas possible si:<br>< 280 mm / > 600 mm  | mm |
| <b>E</b> | Largeur baignoire (en haut et à l'extérieur)  | mm |
| <b>F</b> | Largeur baignoire (en haut et à l'intérieur)  | mm |
| <b>T</b> | Profondeur baignoire*<br>En cas de profondeur baignoire $\geq 430$ mm – alors un adaptateur est nécessaire. Max. 3 adaptateurs avec chaque fois 2 cm possibles. | mm |

Attention:  
La différence entre "E" et "F" doit être au minimum de 60 mm.  
 $E - F = > 60$  mm, au moins 30 mm de côté

**Mesures supplémentaires avec rabats de dimensions différentes**



Largeurs des rabats latéraux:  
 $d1; d2$  max.: 300 mm  
 $d1; d2$  min.: 100 mm

|           |                         |    |
|-----------|-------------------------|----|
| <b>d1</b> | Largeur du rabat gauche | mm |
| <b>d2</b> | Largeur du rabat droit  | mm |

**Revêtement d'assise spécial**

Pour des revêtements pour des assises avec des rabats latéraux spéciaux - merci de donner les mesures suivantes:  
 **$d1 + 375$  mm (Largeur assise) +  $d2$**

|           |                         |        |
|-----------|-------------------------|--------|
| <b>d1</b> | Largeur du rabat gauche | mm     |
|           | Largeur assise          | 375 mm |
| <b>d2</b> | Largeur du rabat droit  | mm     |

\* Pour ce faire, veuillez poser une plaque de bois ou similaire en travers d'un bord à l'autre et mesurer la profondeur au milieu de la baignoire.

**L'acheteur est responsable de l'intégralité et de l'exactitude des mesures indiquées.**