



Invacare® **Kite avec lève-siège** CE

LINX®

Fauteuil roulant électrique à entraînement centralisé extrêmement maniable.
Très stable même pour traverser des obstacles. Idéal pour l'intérieur, stable et sûr même à l'extérieur.
Poids de l'utilisateur : max. 160 kg avec moteurs de 34

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

Réf.	Poids du patient = kg	Description	Prix
AVB0012		Invacare® Kite® avec lève-siège (pas avec siège max)	14.790,00
AVZ0012		Invacare® Kite® avec lève-siège, modele spéciale	Sur demande
AVB0013		Invacare® Kite® Heavy Duty avec lève-siège, (136 kg jusqu'à 160 kg) avec moteur à 4 pôles, module de puissance de 120 A et suspension avec système d'amortissement rigide (pas avec siège max)	15.790,00
AVZ0013		Invacare® Kite® Heavy Duty avec lève-siège, modele spéciale, (136 kg jusqu'à 160 kg) avec moteur à 4 pôles, module de puissance de 120 A et suspension avec système d'amortissement rigide	Sur demande
AVB2100		(1) SIÈGE MODULITE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cadre d'assise et plaque d'assise			
AVB2111		Cadre d'assise télescopique avec plaque d'assise et rails de guidage latéraux, 380 - 530 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input checked="" type="checkbox"/>
Largeur d'assise prédéfinie pour le cadre d'assise télescopique			
AVB2121		Plaque d'assise 380 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input type="checkbox"/>
AVB2122		Plaque d'assise 430 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input checked="" type="checkbox"/>
AVB2123		Plaque d'assise 480 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs)	<input type="checkbox"/>
AVB2124		Plaque d'assise 530 mm (+ 50 mm supplémentaires sur les accoudoirs) (sans une hauteur d'assise de 440 mm ou 460 mm en association avec le système d'éclairage standard ; sans le dossier de positionnement Invacare MatrX, sans Invacare MatrX Libra en association avec une profondeur d'assise de 410 mm)	<input type="checkbox"/>
Profondeur d'assise			
AVB2132		410 mm (sans Invacare MatrX Libra/MatrX Vi en association avec une largeur d'assise de 530 mm, uniquement avec un rembourrage d'accoudoir standard)	<input type="checkbox"/>
AVB2134		460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
AVB2136		510 mm (sans Flo-tech Contour Visco)	<input type="checkbox"/>
Coussin d'assise			
AVB2142		Coussin d'assise Invacare MatrX Flo-Tech Lite, 75 mm (jusqu'à max. 127 kg) coussin d'assise Invacare MatrX Flo-Tech Contour, 100 mm (jusqu'à max. 191 kg) ; sélectionné automatiquement pour une largeur d'assise de 530 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
AVB2143		Coussin d'assise Invacare MatrX Flo-tech Contour Visco, 430 x 430 mm, (poids max. de l'utilisateur : 125 kg) (sans une profondeur d'assise de 510 mm, 560 mm)	375,00
AVB2144		Coussin d'assise Invacare MatrX Vi, hauteur 82,5 mm (poids max. de l'utilisateur 136 kg)	594,00
AVB2147		Coussin d'assise Invacare MatrX Libra, 90 mm, (poids de l'utilisateur max. 136 kg, version HD 227 kg) (sans une profondeur d'assise de 410 mm en association avec une largeur d'assise de 530 mm)	629,00
AVB2140		Sans coussin d'assise	-14,00

Cadre du dossier (possible pour le dossier adaptable et le dossier de positionnement Invacare Matrix)			
AVB2163	Tubes de dossier courts pour une hauteur de rembourrage de 480 mm, avec étriers de stabilisation télescopiques (sans une plaque de dossier Flex3)		◆
Cadre du dossier (possible pour les dossiers adaptables, plaques de dossier Flex3 et dossiers à positionnement Invacare Matrix)			
AVB2162	Tubes de dossier longs pour hauteur de rembourrage 540 mm, avec étriers de stabilisation télescopiques		○
Poignées coulissantes			
AVB2107	Dossier avec poignées coulissantes		◆
AVB2108	Dossier sans poignée coulissante (sans plaque d'identification arrière, commande et support de console de commande pour un accompagnateur, appuie-tête disponible uniquement en association avec le modèle de dossier Flex3)		○
Coussin de dossier			
AVB2171	Rembourrage du dossier ajustable (long = 540 mm / court = 480 mm) (uniquement avec la couleur de rembourrage noir, nylon, sans des inserts commande de mentonnière), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible		◆
AVB2179	Flex 3 avec rembourrage du dossier (long = 540 mm / court = 480 mm) (uniquement avec la couleur de rembourrage noir, Dartex) (sans les accoudoirs mobiles, le rembourrage d'accoudoirs souple, les inserts avec un rembourrage fixe, la commande de mentonnière)	269,00	
AVB2172	Plaque de dossier Flex3, réglable en largeur et en hauteur (sans coussin de dossier) (sans tubes du dossier courts, crochets porte-sac)		○
AVB2173	Plaque de dossier Flex3, réglable en largeur et en hauteur (avec coussin de dossier Laguna) (sans tubes du dossier courts, crochets porte-sac)		○
AVB2174	Dossier de positionnement Invacare Matrix PB, hauteur de dossier 410 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible	998,00	
AVB2175	Dossier de positionnement Invacare Matrix PB, hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible	998,00	
AVB2177	Dossier de positionnement Invacare Matrix Elite TR, hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible	879,00	
AVB2178	Dossier de positionnement Invacare Matrix Elite Deep, hauteur de dossier 510 mm, avec housse respirante et support standard (sans un cadre d'assise télescopique pour une largeur d'assise de 530 mm, inserts), en cas de sélection sans poignées coulissantes, appuie-tête non disponible	829,00	
AVB2170	Sans rembourrage de dossier		-25,00
Couleur du rembourrage			
AVB2151	Noir (nylon) (sans dossier ajustable Flex 3)		◆
AVB2152	Noir (Dartex) (sans rembourrage de dossier ajustable)		○
AVB2153	Noir avec couture orange (version LK) (sans rembourrage de dossier ajustable, dossier ajustable Flex 3)	52,00	
AVB2155	Noir (respirant) (sans coussin d'assise Matrix Flo-tech, coussin d'assise Matrix Libra, coussin d'assise Matrix Vi, rembourrage de dossier ajustable, dossier ajustable Flex 3)		○
Parties latérales			
AVB2191	Parties latérales amovibles, hauteur réglable (290 - 360 mm, mesuré sans coussin d'assise)		◆
AVB2181	Parties latérales amovibles, monté 50 mm plus haut, hauteur réglable (340 - 410 mm, mesuré sans coussin d'assise)		○
AVB2183	Parties latérales pour réduire la largeur d'assise (- 25 mm par côté) (sans des guidages latéraux)	116,00	
AVB2198	Accoudoirs rembourrés avec protection intégrée pour les vêtements (sans une profondeur d'assise de 410 mm)	162,00	



Dossier: ASA 2171



Dossier: ASA 2172 bzw. 2173



Dossier: ASA 2174, 2175

AVB2193	Accoudoirs inclinables vers l'arrière (sans inserts latéraux, dossier ajustable Flex 3)		470,00
AVB2192	Accoudoirs mobiles (hauteur réglable de 230 à 300 mm), (sans des inserts latéraux, sans cadre d'assise télescopique avec une largeur d'assise de 530 mm et dossier Flex3, dossier ajustable Flex 3, sans une profondeur d'assise de 410 mm ou 460 mm en association avec des guidages latéraux et un raccord de chargement USB)		588,00
AVB2194	Accoudoirs mobiles (hauteur réglable de 300 à 360 mm), (sans des inserts latéraux, sans cadre d'assise télescopique avec une largeur d'assise de 530 mm et dossier Flex3, dossier ajustable Flex 3, sans une profondeur d'assise de 410 mm ou 460 mm en association avec des guidages latéraux et un raccord de chargement USB)		588,00
Rembourrage des accoudoirs			
AVB2195	Standard (325 mm)		◆
AVB2196	Rallongé (375 mm) (sans une profondeur d'assise de 410 mm)		○
AVB2197	Long (397 mm) (sans une profondeur d'assise de 410 mm)		65,00
AVB2199	Rembourrage d'accoudoirs souple, élargi (uniquement avec partie latérale amovible, hauteur réglable) (sans dossier ajustable Flex 3)		116,00
Guidage latéral, à gauche (uniquement en association avec parties latérales amovibles, accoudoirs inclinables vers l'arrière ou mobiles)			
AVB2184	Insert de genou à gauche, taille du rembourrage S (140 x 100 mm)		265,00
AVB2186	Guidage de cuisse à gauche, taille du rembourrage M (230 x 100 mm)		265,00
AVB2188	Guidage de cuisse à gauche, taille du rembourrage L (330 x 100 mm)		277,00
Guidage latéral, à droite (uniquement en association avec parties latérales amovibles, accoudoirs inclinables vers l'arrière ou mobiles)			
AVB2185	Insert de genou à droite, taille du rembourrage S (140 x 100 mm)		265,00
AVB2187	Guidage de cuisse à droite, taille du rembourrage M (230 x 100 mm)		265,00
AVB2189	Guidage de cuisse à droite, taille du rembourrage L (330 x 100 mm)		277,00
Appui-tête			
AVA1350	Appui-nuque revêtement Dartex réglable en profondeur		305,00
AVA1432	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur		403,00
AVA1427	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex		498,00
AVA2323	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		590,00
AVA2324	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		590,00
AVA2322	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante		590,00
AVA2325	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		620,00
AVA2326	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		620,00
AVA2327	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		890,00
AVA1495	sans appui-tête		○
ACCESSOIRES D'ASSISE			
Inserts			
AVB1446	Inserts avec accoudoirs rallongés, rembourrage fixe, gris (Dartex), paire (uniquement pour la plaque de dossier Flex3, Invacare Matrx Elite TR) (sans les accoudoirs mobiles, accoudoirs inclinables vers l'arrière)		344,00
AVB1445	Inserts avec accoudoirs rallongés, rembourrage à réglage multiple, gris (Dartex), paire (uniquement pour le dossier Flex3, Invacare Matrx Elite TR) (sans les accoudoirs mobiles, accoudoirs inclinables vers l'arrière)		375,00
RÉGLAGES DU SIÈGE MODULITE			
Lève-siège			
AVB1094	Lève-siège électrique 300 mm avec réglage élec. de l'angle d'assise (0° - 30°), avec décalage du centre de gravité (hauteur d'assise 460 mm)		◆
Réglage de l'angle du dossier			
AVB0975	Angle réglable par pas (pas de 3,75°)		◆
AVB0977	Réglage de l'angle du dossier électrique		1.650,00
***SI VOUS AVEZ CHOISI LE SYSTÈME D'ASSISE SOUHAITÉ AVEC DES RÉGLAGES D'ASSISE, VEUILLEZ POURSUIVRE AVEC LES REPOSE-JAMBES ***			

AVB1145	(2) SIÈGE MAX (sans le repose-jambes standard de 80° ; repose-jambes à réglage de la hauteur manuel, console de commande REM400 / REM500, commande de la mentonnière, raccord de chargement USB, crochets porte-sac)		1.119,00
*** SI VOUS SOUHAITEZ UN PORTE-BAGAGES, VEUILLEZ TENIR COMPTE DU TABLEAU DES EXCEPTIONS À LA FIN ***			
LARGEUR D'ASSISE 560 - 600 mm			
AVB0383	Largeur du cadre d'assise 550 mm (réglage à l'aide des parois latérales 560 - 600 mm) (sans tablette orientable)		◆
Profondeur d'assise			
AVB0317	Profondeur d'assise 510 - 580 mm		◆
Coussin d'assise			
AVB1459	Coussin d'assise max. (550 x 635 mm)		◆
AVB1114	Sans rembourrage d'assise (planche d'assise 10 mm)		-14,00
Poignées coulissantes			
AVB1306	Poignées coulissantes, hauteur réglable		◆
REMBOURRAGE DE DOSSIER (HAUTEUR DE DOSSIER 630 - 680 mm)			
AVB1104	Dossier ajustable (Dartex)		◆
AVB1107	Sans coussin de dossier		-25,00
Couleur du rembourrage			
AVB0278	Gris Dartex		◆
ACCOUDOIRS (avec support renforcé réglable en profondeur)			
AVB0606	Parois latérales à hauteur réglable (290-360 mm), mesures sans coussin d'assise, sans rembourrage des accoudoirs		◆
REMBOURRAGE DES ACCOUDOIRS			
AVB0649	Rembourrage des accoudoirs, rallongé (env. 375 mm)		◆
Appuie-tête			
AVB1350	Appuie-tête simple (Dartex)		305,00
AVB1427	Appuie-tête avec mentonnière (Dartex)		498,00
AVB1432	Appuie-tête réglable latéralement (Dartex)		403,00
AVB1495	Un appuie-tête adapté, conforme aux exigences de la norme ISO 7176-19:2001, est disponible		○
RÉGLAGES DE L'ASSISE POUR LE SIÈGE MAX			
Lève-siège			
AVB1021	Lève-siège élec. 300 mm avec réglage élec. de l'angle d'assise de 28° (hauteur d'assise 500 mm)		◆
Réglage de l'angle du dossier (l'angle de réglage max. varie en fonction des différents types d'assise)			
AVB0955	Réglage du dossier via un vérin pneumatique (0-20°)		◆
AVB0947	Réglage de l'angle du dossier électrique (0 - 30°)		1.650,00
REPOSE-JAMBES / REPOSE-PIEDS			
Partie supérieure du repose-jambes à gauche			
AVB0565	Repose-jambes standard 80° avec angle fixe (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à droite, cale-pieds)		○
AVB0575	Repose-jambes réglage de la hauteur manuel, compensation ergonomique de la longueur, à gauche (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à gauche, cale-pieds)		180,00
AVB0536	Vari F - avec angle prédéfini, gauche, 65° - 90° (réglable avec un outil) (sans repose-jambes standard à droite, repose-jambes à hauteur réglable manuellement à droite)		◆
AVB0537	Vari A - réglage manuel, 0° - 90°, à gauche (sans le repose-jambes standard à droite, repose-jambes à hauteur réglable manuellement, repose-pieds fixe)		145,00
AVB0539	ADE - orientable électriquement, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, à gauche (sans repose-jambes standard à droite, repose-jambes à hauteur réglable manuellement à droite, repose-pieds fixe, cale-pieds)		1.225,00
AVB0535	Sans repose-jambes à gauche		Sur demande
Partie supérieure du repose-jambes à droite			
AVB0566	Repose-jambes standard 80° avec angle fixe (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à gauche, cale-pieds)		○
AVB0576	Repose-jambes réglage de la hauteur manuel, compensation ergonomique de la longueur, à droite (sans repose-jambes Vari F, Vari A, ADE à gauche, cale-pieds)		180,00



0575/0576



0537/0547



0539/0549







0565/0566



0536/0546

AVB0546	Vari F - avec angle prédéfini, droite, 65° - 90° (réglable avec un outil) (sans repose-jambes standard à gauche, repose-jambes à hauteur réglable manuellement à gauche)		◆
AVB0547	Vari A - réglage manuel, 0° - 90°, à droite (sans le repose-jambes standard à gauche, repose-jambes à hauteur réglable manuellement, repose-pieds fixe)		145,00
AVB0549	ADE - orientable électriquement, 0° - 80°, compensation ergonomique de la longueur, à droite (sans repose-jambes standard à gauche, repose-jambes à hauteur réglable manuellement à gauche, repose-pieds fixe, cale-pieds)		1.225,00
AVB0545	Sans repose-jambes à droite		Sur demande
Repose-pieds à gauche			
AVB0505	Cale-pieds, angle non réglable, à gauche (uniquement avec partie supérieure du repose-jambes réglable en hauteur manuellement, avec angle fixe ou prédéfini)		◆
AVB0511	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, gauche		170,00
Repose-pieds à droite			
AVB0502	Repose-pieds, angle non réglable, à droite (uniquement avec partie supérieure du repose-jambes réglable en hauteur manuellement, avec angle fixe ou prédéfini)		◆
AVB0508	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, droite		170,00
Cale-pieds			
AVB0522	Cale-pieds, angle réglable (uniquement avec repose-jambes Vari F et Vari A, sans dispositif de levage pour bordure)		325,00
CONSOLE DE COMMANDE			
Console de commande LiNX			
AVB2204	Console de commande REM216 (sans joysticks externes, commande de mentonnière)		◆
AVB2205	Console de commande REM400 avec écran tactile et prises configurables		883,00
AVB2206	Console de commande REM500 sans joystick, pour commandes spéciales, avec écran tactile et prises configurables		1.414,00
ARH2270	Module Toggle Switch assignable pour REM400 (DLX-SW400TGL) pré-réglage à gauche: ON/OFF, et à droite: régulateur de vitesse		520,00
Support de console de commande			
AVB1207	Support standard droite (sans table inclinable à droite)		○
AVB1208	Support standard gauche (sans table inclinable à gauche)		○
AVB1707	Support rhomboïde inclinable et à hauteur réglable droite (sans table inclinable à droite)		◆
AVB1708	Support rhomboïde inclinable et à hauteur réglable gauche (sans table inclinable à gauche)		○
AVB2227	Support de console de commande pour accompagnateur à droite (possible uniquement avec sélection de poignées coulissantes) (sans commande pour l'accompagnateur, sans porte-sacs)		425,00
AVB2228	Support de console de commande pour accompagnateur à gauche (possible uniquement avec sélection de poignées coulissantes) (sans commande pour l'accompagnateur, commande de mentonnière avec support orientable électriquement à gauche, porte-sacs)		425,00
AVZ2239	Support de console de commande individuel en version spéciale (veuillez fournir des informations sur les spécifications souhaitées)		Sur demande
Support de console de commande pour écran REM500			
AVB2209	Orientable à droite, réglage multiple (sans unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à droite, sans tablette orientable à droite)		○
AVB2210	Orientable à gauche, réglage multiple (sans unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à gauche, sans tablette orientable à gauche)		○
AVB2213	Montage au centre, support orientable vers la droite (sans support de console de commande standard à droite, support de console de commande orientable et réglage de la hauteur à droite, unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à droite, sans tablette orientable à droite ou à gauche, rétroviseur à droite)		1.060,00



AVB2214	Montage au centre, support orientable vers la gauche (sans support de console de commande standard à gauche, support de console de commande orientable et réglage de la hauteur à gauche, unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à gauche, sans tablette orientable à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche)		1.060,00	 2219  2245
AVZ2239	Support de console de commande individuel en version spéciale (veuillez fournir des informations sur les spécifications souhaitées)		Sur demande	
Commande pour l'accompagnateur LiNX + support (possible uniquement avec sélection de poignées coulissantes)				
AVB2219	Commande d'accompagnateur ACU200 (sans support amovible, crochets porte-sacs)		706,00	
AVB2245	Commande d'accompagnateur intuitive (sans support standard, crochets porte-sacs)		1.175,00	
AVB1207	Support standard à droite (sans commande d'accompagnateur intuitive IDC)		◆	
AVB1208	Support standard à gauche (sans commande d'accompagnateur intuitive IDC)		○	
AVB1221	Support amovible à droite (sans commande d'accompagnateur ACU200)		◆	
AVB1222	Support amovible à gauche (sans commande d'accompagnateur ACU200)		○	
Joysticks compacts externes LiNX + support (console de commande REM400 ou REM500 nécessaire)				
Si plusieurs joysticks ou si un joystick + une console de commande doivent être montés sur un support, veuillez choisir l'option 2215, support en version spéciale				
AVB2231	Joystick compact proportionnel CR400 (sans console de commande REM216)		942,00	 2231 / 2232
AVB2232	Joystick compact proportionnel à faible force CR400LF avec une course de joystick env. 30 % plus facile (sans console de commande REM216)		1.119,00	
AVB2207	Montage à droite (sans tablette orientable à droite, support de console de commande standard à droite, support de console de commande orientable et à hauteur réglable à droite)		○	
AVB2208	Montage à gauche (sans tablette orientable à gauche, support de console de commande standard à gauche, support de console de commande orientable et à hauteur réglable à gauche)		○	
AVB2213	Montage au centre, support orientable vers la droite (sans support de console de commande standard à droite, support de console de commande orientable et réglage de la hauteur à droite, unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à droite, sans tablette orientable à droite ou à gauche, rétroviseur à droite)		1.060,00	
AVB2214	Montage au centre, support orientable vers la gauche (sans support de console de commande standard à gauche, support de console de commande orientable et réglage de la hauteur à gauche, unité de commande avec 10 boutons et support de commande par l'utilisateur à gauche, sans tablette orientable à droite ou à gauche, rétroviseur à gauche)		1.060,00	
AVZ2215	Support individuel en version spéciale (veuillez fournir des informations sur les spécifications souhaitées)		Sur demande	
Commande de mentonnière LiNX + support (console de commande REM400 ou REM500 nécessaire)				
AVB2229	Commande de mentonnière avec joystick proportionnel ASL138 (sans console de commande REM216, siège max, porte-sacs)		4.718,00	 2229
AVB1289	Support manuel orientable latéralement à droite ASL628 (uniquement en association avec l'appuie-tête pour la commande de mentonnière)		○	
AVB1288	Support manuel orientable latéralement à gauche ASL 628 (uniquement en association avec l'appuie-tête pour la commande de mentonnière)		○	

AVB1287	Support électrique orientable latéralement à droite (sans appui-tête pour commande de mentonnière, support de console de commande pour accompagnateur à droite, unité de commande avec 10 boutons et support de commande pour l'accompagnateur à droite, commande pour l'accompagnateur et support à droite, tablette orientable à droite, rétroviseur à droite, porte-canne à droite)		2.358,00
AVB1286	Support électrique orientable latéralement à gauche (sans appui-tête pour commande de mentonnière, support de console de commande pour accompagnateur à gauche, unité de commande avec 10 boutons et support de commande pour l'accompagnateur à gauche, commande pour l'accompagnateur et support à gauche, tablette orientable à gauche, rétroviseur à gauche, porte-canne à gauche)		2.358,00
Commande occipitale			
ARH2230	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (ATOM, ASL104) et wings standard M3		6.900,00
ARH2247	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON		8.250,00
Accessoire sans fil			
ARH2249	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)		570,00
ARH2250	Emulation souris sans fil (ASL558)		1.100,00
Commande mini joystick proportionnel			
ARH2233	Mini joystick proportionnel MEC		5.700,00
ARH2235	Montage sur mini tablette, à droite (ASL603, 100x150 mm)		710,00
ARH2236	Montage sur mini tablette, à gauche (ASL603, 100x150 mm)		710,00
ARH2213	Montage central, escamotable à droite, Nucleus		1.090,00
ARH2214	Montage central, escamotable à gauche, Nucleus		1.090,00
ARH2241	Montage central sur mini tablette, escamotable à droite, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)		1.790,00
ARH2242	Montage central sur mini tablette, escamotable à gauche, Nucleus (Tablette incl. ASL603, 100x150 mm)		1.790,00
ARW2215	Montage personnalisé sur demande (Special) - PLUS D'INFOS NECESSAIRES		Sur demande
Accessoires LiNX			
Unités de commande supplémentaires			
AVB2251	Unité de commande avec 10 boutons (avec entrée pour connecteur) (pour le joystick externe, support possible uniquement du côté opposé du joystick)		648,00
AVB2217	Support pour commande de l'utilisateur, à droite (sans montage au centre, support orientable vers la droite)		○
AVB2218	Support pour commande de l'utilisateur, à gauche (sans montage au centre, support orientable vers la gauche)		○
AVB2227	Support pour commande de l'accompagnateur, à droite (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à droite, porte-sacs)		○
AVB2228	Support pour commande de l'accompagnateur, à gauche (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à gauche, porte-sacs)		○
AVB2225	Sans position de montage fixe		○
AVB2252	Entrée pour connecteur (pour contrôler les vitesses et le menu via un bouton externe)		128,00
Raccord de chargement USB			
AVB2253	Chargeur USB DLX-USB02-A (sans siège Max)		293,00
AVB2207	Montage à droite		○
AVB2208	Montage à gauche		○
Autres composants/accessoires			
AVB2300	Joint, non raccordé		○
AVZ2301	Raccordé et programmé (version spéciale)		Sur demande
Boutons Buddy (entrée pour connecteur nécessaire, si la console de commande REM400 n'a pas été sélectionnée)			
AVB1685	Rouge		170,00
AVB1686	Jaune		170,00
AVB1687	Vert		170,00





2251



2253

AVB1690	Bleu		170,00
Boutons ovoïdes (entrée pour connecteur nécessaire, si la console de commande REM400 n'a pas été sélectionnée)			
AVB2254	Noir		170,00
Boutons Piko (entrée pour connecteur nécessaire, si la console de commande REM400 n'a pas été sélectionnée)			
AVB1711	Rouge		185,00
AVB1712	Jaune		185,00
AVB1713	Vert		185,00
AVB1714	Orange		185,00
AVB1715	Bleu		185,00
AVB1716	Noir		185,00
Boutons de joystick Bodypoint			
ARH2721	3" bouton de joystick en U, Bodypoint PC101A		170,00
ARH2722	4" bouton de joystick en U, Bodypoint PC102A		170,00
ARH2723	Bouton de joystick en forme de coupole en caoutchouc, Bodypoint PC107A		170,00
ARH2724	Bouton de joystick fongiforme, Bodypoint PC110A		170,00
UNITÉ DE COMMANDE			
Choix de couleur pour le cadre			
AVB0228	Cristal-noir		◆
AVB0252	Blanc		○
Choix de la couleur pour le boîtier de recouvrement			
AVB0242	Perle-bleu nuit		○
AVB0243	Argent-métallique		○
AVB0224	Noir		○
AVB0204	Rouge cerise		○
AVB0222	Blanc		◆
AVB0248	Vert prairie		○
AVB0279	Jaune		○
Choix de couleur pour la partie latérale			
AVB0284	Perle-bleu nuit		○
AVB0285	Argent-métallique		○
AVB0265	Noir		◆
AVB0261	Rouge cerise		○
AVB0253	Blanc		○
AVB0250	Vert prairie		○
AVB0254	Jaune		○
Choix de couleur Jantes			
AVB0290	Blanc		60,00
AVB0292	Argent-métallique		○
AVB0291	Noir		◆
Roues avant			
AVB0804	10", pneumatique, noir, sans abrasion		◆
AVB0805	10", Bandage plein, noir, sans abrasion		190,00
AVB0806	10", anti-crevaisson, noir, sans abrasion		210,00
Roues arrière			
AVB0704	14", pneumatique, noir, sans abrasion		◆
AVB0705	14", Bandage plein, noir, sans abrasion		195,00
AVB0706	14", anti-crevaisson, noir, sans abrasion		220,00
Technologie Dual Swing			
AVB1200	Technologie Dual Swing - système d'amortissement		◆
Suspension arrière			
AVB1219	Suspension arrière avec système d'amortissement rigide		○
MOTEUR, BATTERIE			
AVB1283	Moteurs classiques 10 km/h (uniquement avec un système d'éclairage classique AVB1367)		◆
AVB1259	2 x batterie gel 60 Ah		◆
AVB1364	2 x batterie gel 73,5 Ah		259,00

Programme de stabilité		
AVB1215	G-Trac - Programme de stabilité électronique	1.840,00
CHARGEUR		
AVB1313	Chargeur 10A (200 - 250 V)	◆
OPTIONS DE SÉCURITÉ		
Protection anti-basculement		
AVB1205	Roues anti-basculement	◆
Éclairage		
AVB1437	Système d'éclairage LED	450,00
AVB1254	Sans système d'éclairage, avec éclairage passif	◆
PLAQUE D'IDENTIFICATION ARRIÈRE		
AVB1378	Plaque d'identification arrière selon §4 FZV (nécessaire pour v>6km/h) (pas pour le dossier sans poignées coulissantes)	75,00
Accessoires de sécurité		
Dispositif de levage pour les bordures		
AVB1244	Dispositif de levage pour les bordures, rabattable (pas avec le cale-pieds)	398,00
Fixation de transport		
AVB1493	Fixation de transport à 4 points (pour sécuriser le fauteuil roulant sans utilisateur)	○
AVB1494	Fixation de transport à 4 points pour le transport de personnes en fauteuil roulant selon ISO 7176-19 (sans crochets porte-sacs)	◆
Sangle de maintien		
AVB1329	Sangle sous-abdominale avec fermeture à déclic pour un montage au niveau du dos	98,00
AVB2113	Sangle sous-abdominale avec fermeture à déclic, pour un montage sur les rails de guidage latéraux (uniquement pour le siège Modulite avec cadre d'assise télescopique, sans ST 410 mm en association avec les parties latérales amovibles, hauteur réglable)	98,00
Ceinture Bodypoint (kit de montage incl.)		
ARH2701	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille L (longueur 620 mm)	220,00
ARH2702	Evoflex Pelvic Stabilizer, Rehab Latch Taille M (longueur 460 mm)	220,00
ARH2703	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-montage Taille L (longueur 620 mm)	160,00
ARH2704	Ceinture de hanche 2 points, Ctr-Pull, Bouton à pousser, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	160,00
ARH2705	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille L (longueur 620 mm)	130,00
ARH2706	Ceinture de hanche 2 points, Dual-Pull, Bouton Side-Release, Cinch-Montage Taille M (longueur 460 mm)	130,00
Rétroviseur		
AVB1415	Rétroviseur à droite (sans console de commande pour écran REM500 orientable à droite, réglage multiple, montage au centre, support orientable vers la droite, sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à droite)	79,00
AVB1339	Rétroviseur à gauche (sans console de commande pour écran REM500 orientable à gauche, réglage multiple, montage au centre, support orientable vers la gauche, sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à gauche)	79,00
ACCESSOIRES		
Crochets porte-sacs		
AVB2128	Crochets porte-sacs pour siège Modulite avec cadre d'assise télescopique (charge max. 6 kg) (sans plaque de dossier Flex3, siège Max, console de commande pour accompagnateur, commande pour accompagnateur, commande de mentonnière, unité de commande avec 10 boutons et support pour commande d'accompagnateur, fixation de transport à 4 points pour le transport de personnes dans un fauteuil roulant)	140,00
Porte-bagages		



AVB1438	Porte-bagages (sans système d'éclairage classique, siège Max en association avec réglage d'angle d'assise électrique 0°-20° et hauteur de siège de 480 mm)		149,00
Porte-canne(en combinaison avec une commande pour accompagnateur. Montage respectivement uniquement du côté opposé.)			
AVB1312	Porte-canne à droite (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à droite)		56,00
AVB1363	Porte-canne à gauche (sans commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement à gauche)		56,00
Garde-boue			
AVB1416	Garde-boue avant, noir		○
AVB1417	Garde-boue arrière, noir		○
Tablette			
AVB1404	Tablette, orientable, à droite (sans console de commande et support de console à droite, montage au centre, support orientable vers la droite ou la gauche, commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement vers la droite, siège Max)		448,00
AVB1405	Tablette, orientable, à gauche (sans console de commande et support de console à gauche, montage au centre, support orientable vers la droite ou la gauche, commande de mentonnière et support électrique orientable latéralement vers la gauche, siège Max)		448,00
Kit d'outils			
AVB1333	Kit d'outils (avec 2 x tournevis, 3 x clé à six pans creux, clé à fourche et fusible principal)		46,00
MODÈLE SPÉCIAL			
Modèle spécial			
AVZ1300	Veuillez indiquer vos demandes spécifiques. Prix sur demande		Sur demande



1404/1405