

# Commande



# Formulaire de commande 2024

## Offre

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / [switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)

Prix en CHF hors TVA

**Invacare® Orion® PRO** CE

Poids de l'utilisateur : **max. 160 kg**

**Prix de base: 5.638,00**

Numéro de client: \_\_\_\_\_

Personne de contact: \_\_\_\_\_

Commission: \_\_\_\_\_

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases  Configuration standard  Options sans supplément de prix  
 Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Code	Description	Prix
1676188	Invacare® Orion®Pro, scooter à 4 roues, 10 km/h, argent, jusqu'à 160 kg	5.638,00
1676187	Invacare® Orion®Pro, scooter à 4 roues, 10 km/h, bleu ciel, jusqu'à 160 kg	5.638,00
1676189	Invacare® Orion®Pro, scooter à 4 roues, 10 km/h, rouge érable, jusqu'à 160 kg	5.638,00
<b>CONTENU DE LA LIVRAISON</b>		
	Siège confort, pivotant, avec appui-tête et sac d'assise, angle du dossier réglable, largeur du siège = 510mm	◆
	Accoudoirs, pivotant vers l'arrière, réglables en hauteur et en largeur	◆
	Rails de siège, permettent de régler la distance par rapport à la colonne de direction	◆
	Colonne de direction avec compartiment de rangement et angle réglable en continu	◆
	Poignée de direction ergonomique	◆
	Écran LCD avec touches en surbrillance et affichage de l'heure, de la température et du kilométrage	◆
	Rétroviseur Premium gauche	◆
	Rétroviseur Premium droit	◆
	Levier de frein	◆
	Module de puissance pour la force et le couple élevé	◆
	Fixation pour le transport (4 pièces) sur le cadre du châssis	◆
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES D'ÉQUIPEMENT</b>		
	Réduction automatique de la vitesse dans les virages (désactivable)	◆
	Chargeur OptiCharge, 8 A, externe	◆
	Batterie AGM 2 x 75 Ah pour une grande autonomie	◆
	Système d'éclairage puissant avec clignotants, réflecteurs et feux de stop	◆
	Panneau de marquage arrière	◆
	Roues pneumatiques à ressorts avec roues extra larges de 12" pour franchir facilement les obstacles	◆
	Roues d'appui pour un franchissement contrôlé des bordures de trottoir	◆
	Châssis avec suspension à roues indépendantes pour un grand confort de conduite	◆
	Panier, avant, amovible	◆
<b>OPTIONS DE SIÈGE</b>		
ZBI518274	Sangle de maintien avec fermeture à ressort	113,00
ZBI528986	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 508 mm)	1034,00
ZBI528987	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 533 mm)	189,00
ZBI528988	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 100 kg, hauteur d'assise 558 mm)	189,00
ZBI522459	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 508 mm)	189,00
ZBI522460	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 533 mm)	189,00
ZBI522461	Suspension d'assise, kit de montage (capacité de charge jusqu'à 160 kg, hauteur d'assise 558 mm)	189,00
<b>ACCESSOIRES (joints)</b>		
<b>TÉLÉPHONE MOBILE</b>		
API637917	Adaptateur USB	104,00
API637912	Support pour téléphone portable	64,00

<b>PORTEUR</b>		
ZBI528274	Porte-canne pour montage à droite (NC : support pour déambulateur)	102,00
ZBI553851	Support pour déambulateur, y compris porte-canne (NC : sac de siège, porte-canne, panier à provisions arrière, support pour bouteille d'oxygène, boîte à objets de valeur arrière)	299,00
ZBI521594	Porte-boissons	105,00
<b>PROTECTION PAIE-CHOCS</b>		
API638965	Arceau de protection avant, noir, kit de montage avec matériel de fixation	99,00
API638966	Arceau de protection arrière, noir, kit de montage avec matériel de fixation	99,00
<b>CLÉ PERSONNALISÉE</b>		
ZBI543154	Cylindre avec deux clés personnalisées	39,00
<b>COFFRE ET CORBEILLES</b>		
API637910	Boîte à objets de valeur, verrouillable, noire, à monter à l'avant (NC : panier XL)	269,00
API637915	Panier XL à monter sur la colonne de direction (NC : boîte à objets de valeur à l'avant)	99,00
<b>PROTECTION CONTRE LE VENT ET LES INTEMPÉRIES</b>		
ZBI543160	Pare-brise	119,00
ZBI518240	Couverture, protège le scooter garé de la saleté	179,00
ZBI521684	Housse de siège (noire), protège le siège de la pluie et de la saleté	99,00
<b>AUTRES</b>		
ZBI521644	Câble d'adaptateur de charge pour recharger les batteries retirées (par exemple en hiver)	169,00
ZBI521592	Gilet de sécurité	29,00
<b>Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue de pièces détachées et d'accessoires en ligne sur <a href="http://www.invacare.ch">www.invacare.ch</a>.</b>		
<b>REMARQUES</b>		