

- Commande
 Offre

Formulaire de commande
 Janvier 2016



Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil
 Tél. : 061 487 70 80, Fax : 061 487 70 81
 e-mail : switzerland@invacare.com

Prix en CHF
 hors TVA de 8,00 %

Invacare® FDX Pos. AI: 502 000 Fauteuil roulant électrique maniable à l'intérieur comme à l'extérieur avec de très bonnes caractéristiques de conduite. Module G-Trac pour encore plus de stabilité. Important pour une conduite sans fatigue, en particulier avec un système de contrôle sensible (ex. commande tête/menton). Facilement personnalisable selon les besoins de l'utilisateur.		N° de client : Tampon de l'entreprise : Correspondant : N° de commande : Commission : Signature :
--	--	--

Merci de cocher les options désirées Option standard Option sans surcoût

(NC XXXX) = signifie non compatible avec option XXXX

Numéro d'article	Description	Prix en CHF (hors TVA)
AUA0000	<input type="checkbox"/> Invacare® FDX	12980.00
AUZ0000	<input type="checkbox"/> Invacare® FDX - Fabrication spéciale	sur demande
1. Système d'assise Easy-Adapt 2. Système d'assise Recaro 3. Système d'assise Modulite™		
1. Système d'assise Easy-Adapt		
AUA1180	<input type="checkbox"/> Système d'assise Easy-Adapt	NC 0958 990.00
Largeur d'assise		
AUA0352	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise réglable de 38 à 53 cm	◆
Coussin d'assise Flo-Shape (largeur x profondeur)		
AUA1970	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 38 x 41 cm	NC 1185, 1186 ○
AUA1971	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 38 x 46 cm	NC 1185, 1186 ○
AUA1972	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 38 x 51 cm	NC 1185, 1186 ○
AUA1973	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 43 x 41 cm	NC 1186 ○
AUA1974	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 43 x 46 cm	NC 1186 ◆
AUA1975	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 43 x 51 cm	NC 1186 ○
AUA1976	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 48 x 41 cm	NC 1186 ○
AUA1977	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 48 x 46 cm	NC 1186 ○
AUA1978	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 48 x 51 cm	NC 1186 ○
AUA1979	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 53 x 43 cm	○
AUA1980	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 53 x 46 cm	○
AUA1981	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise EasyAdapt 53 x 51 cm	○
AUA1120	<input type="checkbox"/> Sans coussin d'assise (préciser la profondeur d'assise)	-90.00
Coussin d'assise Onyx (largeur x profondeur)		
AUA2000	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Onyx 41 x 41 cm	○
AUA2001	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Onyx 41 x 46 cm	○
AUA2004	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Onyx 46 x 41 cm	○
AUA2005	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Onyx 46 x 46 cm	○
AUA2006	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Onyx 51 x 41 cm	◆
AUA2007	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Onyx 51 x 46 cm	○
AUA2002	<input type="checkbox"/> Sans coussin d'assise Onyx	-90.00
Coussin de dossier Easy-Adapt (largeur x hauteur) NC avec coussin d'assise Onyx		
AUA1985	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Easy-Adapt 38 cm (37 x 55 cm)	NC (1446/1447+1307) ○
AUA1986	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Easy-Adapt 43 cm (40 x 55 cm)	◆
AUA1987	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Easy-Adapt 48 cm (45 x 55 cm)	○
AUA1988	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Easy-Adapt 53 cm (49 x 55 cm)	○
AUA0423	<input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier	-90.00
Dossier réglable en tension		
AUA1185	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension (43 cm de large) noir, Nylon	NC 1307, 1447, 1970, 1971, 1972 ○
AUA1186	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension (53 cm de large) noir, Nylon	NC 1307, 1447, 0620, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 ○

Merci de cocher les options désirées Option standard Option sans surcoût

(NC XXXX) = signifie non compatible avec option XXXX

Numéro d'article	Description	Prix en CHF (hors TVA)
Coussin de dossier Onyx (largeur x hauteur) NC avec coussin d'assise Easy-Adapt		
AUA2058	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Onyx 41 x 51 cm	199.00
AUA2059	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Onyx 41 x 64 cm	199.00
AUA2061	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Onyx 43 x 51 cm	199.00
AUA2062	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Onyx 43 x 64 cm	199.00
AUA2064	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Onyx 46 x 51 cm	199.00
AUA2065	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Onyx 46 x 64 cm	199.00
AUA2067	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Onyx 48 x 51 cm	199.00
AUA2068	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier Onyx 48 x 64 cm	199.00
Profondeur d'assise (donnée nécessaire uniquement pour l'option "Sans coussin d'assise" AUA1120 / AUA2002)		
AUA0392	<input type="checkbox"/> 38 - 43 cm	<input type="radio"/>
AUA0393	<input type="checkbox"/> 43 - 48 cm	<input checked="" type="radio"/>
AUA0394	<input type="checkbox"/> 48 - 53 cm	<input type="radio"/>
Coloris de garniture (uniquement pour les coussins d'assise et de dossier Easy-Adapt)		
AUA0269	<input type="checkbox"/> Noir (nylon)	<input checked="" type="radio"/>
AUA0278	<input type="checkbox"/> Gris (Dartex)	<input type="radio"/>
AUA0267	<input type="checkbox"/> Noir avec coutures orange (version LK)	52.00
Accoudoirs		
AUA0635	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur de 25 à 34 cm, amovibles	NC : largeur d'assise > 50 cm ou largeur d'assise < largeur du dossier <input checked="" type="radio"/>
AUA0636	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur de 29 à 38 cm, amovibles	NC : largeur d'assise > 50 cm ou largeur d'assise < largeur du dossier <input type="radio"/>
AUA0620	<input type="checkbox"/> Accoudoirs sans protèges-vêtement	NC 1186, 1339, 1415, 1404, 1405, 1447, 1478, 1479, 1480 875.00
Manchettes		
AUA0647	<input type="checkbox"/> Manchettes standards (32,5 cm)	<input checked="" type="radio"/>
AUA0649	<input type="checkbox"/> Manchettes longues + 5 cm (37,5 cm)	<input type="radio"/>
Accessoires d'assise Easy-Adapt Système d'assise		
Protèges-vêtement		
AUA0623	<input type="checkbox"/> Protèges-vêtement (compatible uniquement avec l'option AUA0620)	<input type="radio"/>
Pochette		
AUA1308	<input type="checkbox"/> Sac à dos (compatible uniquement avec l'option AUA0620)	125.00
Appui-tête pour Easy-Adapt		
AUA1432	<input type="checkbox"/> Appui-tête, ajustable	403.00
AUA1427	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec oreillettes, ajustable	498.00
Appui-tête pour Onyx		
AUA1452	<input type="checkbox"/> Appui-tête, ajustable (compatible uniquement avec le système d'assise Easy-Adapt)	403.00
AUA1453	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec oreillettes, ajustable (compatible uniquement avec le système d'assise Easy-Adapt)	498.00
Pelottes		
AUA1445	<input type="checkbox"/> Pelottes, ajustables, grises (Dartex)	NC 0620, 1185, 1186, (1985+1307) 438.00
Barre de poussée		
AUA1307	<input type="checkbox"/> Barre de poussée	NC 1185, 1186, (1985 + 1446/1447) <input type="radio"/>

2. Système d'assise Recaro		
AUA1152	<input type="checkbox"/> Système d'assise Recaro (non compatible avec le harnais de maintien en H)	NC 0590, 1332 <input type="radio"/>
standard : AUA0370 Largeur d'assise réglable de 49 à 53 cm (largeur interne de l'assise 36 cm / largeur d'assise 52 cm); AUA0329 Profondeur d'assise réglable de 46 à 51 cm; AUA0486 Hauteur du dossier réglable de 77 à 83 cm avec appui-tête; AUA1355 Appui-tête		
Type d'assise		
AUA0906	<input type="checkbox"/> Assise N-Joy avec réglage manuelle du dossier, housse en tissu (renforcée à l'avant de 13 cm et à l'arrière de 7 cm)	2650.00
AUA0926	<input type="checkbox"/> Assise Recaro Mobility + avec réglage électrique du dossier, housse en tissu (renforcée à l'avant de 13 cm et à l'arrière de 7 cm)	3500.00
Accoudoirs		
AUA0636	<input type="checkbox"/> Accoudoirs réglables en hauteur de 29 à 38 cm, amovibles	<input checked="" type="radio"/>

Merci de cocher les options désirées Option standard Option sans surcoût

(NC XXXX) = signifie non compatible avec option XXXX

Numéro d'article	Description	Prix en CHF (hors TVA)
Manchettes		
AUA0647	<input type="checkbox"/> Manchettes standards (32,5 cm)	NC 0690 <input checked="" type="checkbox"/>
AUA0649	<input type="checkbox"/> Manchettes longues + 5 cm (37,5 cm)	NC 0690 <input type="checkbox"/>
Accessoires d'assise pour système d'assise Recaro		
Barre de poussée		
AUA1306	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée (uniquement pour assise Recaro)	378.00
Réglage du système d'assise pour assise Easy-Adapt / Recaro		
Hauteur d'assise, Réglage de l'inclinaison d'assise, Lift d'assise		
AUA1023	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe de 46,5 cm Réglage manuelle de l'inclinaison d'assise (0°, 4°, 8°)	<input checked="" type="checkbox"/>
AUA1025	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe de 48 cm Réglage manuelle de l'inclinaison d'assise (0°, 4°, 8°)	<input type="checkbox"/>
AUA1014	<input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise électrique (jusqu'à 28°), Hauteur d'assise fixe de 47 cm	1890.00
AUA1030	<input type="checkbox"/> Lift d'assise électrique, Hauteur d'assise réglable de 47 cm à 77 cm, réglage électrique de l'inclinaison d'assise incl. (jusqu'à 28°)	3290.00
Inclinaison du dossier		
AUA0951	<input type="checkbox"/> Réglable manuellement, roulette à droite	<input checked="" type="checkbox"/>
AUA0952	<input type="checkbox"/> Réglable manuellement, roulette à gauche	<input type="checkbox"/>
AUA0947	<input type="checkbox"/> Réglable électriquement, avec compensateur de longueur	1650.00

3. Système d'assise Modulite™		
AUA2100	<input type="checkbox"/> Système d'assise Modulite™	NC 0556 <input checked="" type="checkbox"/>
Châssis et plaque d'assise		
AUA2110	<input type="checkbox"/> Plaque d'assise monobloc avec une largeur d'assise de 43 cm (réglable de 44 à 48 cm)	NC 1093, 1094, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2172, 2173, 0557 <input checked="" type="checkbox"/>
AUA2111	<input type="checkbox"/> Châssis télescopique avec une forme anatomique adaptable, réglable en largeur de 38 à 53 cm (et + 5 cm en ajustant les accoudoirs)	NC 2141, 2161 <input type="checkbox"/>
Largeur d'assise (pré-réglée lors de la production du fauteuil)		
AUA2121	<input type="checkbox"/> Plaque d'assise de 38 cm de large (réglable jusqu'à + 5 cm en ajustant les accoudoirs)	NC 2110 <input type="checkbox"/>
AUA2122	<input type="checkbox"/> Plaque d'assise de 43 cm de large (réglable jusqu'à + 5 cm en ajustant les accoudoirs)	<input checked="" type="checkbox"/>
AUA2123	<input type="checkbox"/> Plaque d'assise de 48 cm de large (réglable jusqu'à + 5 cm en ajustant les accoudoirs)	NC 2110 <input type="checkbox"/>
AUA2124	<input type="checkbox"/> Plaque d'assise de 53 cm de large (réglable jusqu'à + 5 cm en ajustant les accoudoirs)	NC 2110, 2174, 2175, 2176 <input type="checkbox"/>
Profondeur d'assise (pré-réglée lors de la production du fauteuil)		
AVA2132	<input type="checkbox"/> 41 cm	NC 2196, 2197 <input type="checkbox"/>
AVA2134	<input type="checkbox"/> 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
AVA2136	<input type="checkbox"/> 51 cm	NC 2143 <input type="checkbox"/>
Coussin d'assise (les dimensions correspondront à la largeur d'assise et à la profondeur d'assise ci-dessus)		
AUA2141	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise standard, 5 cm	NC 2111, 2152, 2153, 2154 <input checked="" type="checkbox"/>
AUA2142	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Invacare Matrix Flo-Tech Lite, 75 mm (jusqu'à 127 kg max.) Coussin d'assise Invacare Matrix Flo-Tech Contour, 100 mm (jusqu'à 152 kg max.); auto. avec une largeur d'assise de 53 cm	<input type="checkbox"/>
AUA2143	<input type="checkbox"/> Matrix Flo-tech Contour Visco 43 x 43 cm (jusqu'à 100 kg)	375.00
AUA2144	<input type="checkbox"/> Matrix Vi, largeur d'assise 460 mm (jusqu'à 136 kg max.)	594.00
AUA2147	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Invacare Matrix Libra, 90 mm (jusqu'à max. 136 kg, HD-Version 227 kg)	629.00
AUA2140	<input type="checkbox"/> Sans coussin d'assise	-14.00
Structure du dossier		
AUA2161	<input type="checkbox"/> Cadre du dossier amovible, hauteur de 48 cm (compatible uniquement avec dossier inclinable manuellement)	NC 2111, 2172, 2173, 0977 <input checked="" type="checkbox"/>
AUA2162	<input type="checkbox"/> Cannes de dossier longues pour coussin de dossier d'une hauteur de 54 cm, avec barre stabilisatrice télescopique	NC 2110 <input type="checkbox"/>

Merci de cocher les options désirées Option standard Option sans surcoût

(NC XXXX) = signifie non compatible avec option XXXX

Numéro d'article	Description	Prix en CHF (hors TVA)
Structure du dossier		
AUA2163	<input type="checkbox"/> Cannes de dossier courtes pour coussin de dossier d'une hauteur de 48 cm, avec barre stabilisatrice télescopique	NC 2110, 2172, 2173 <input type="radio"/>
Garniture de dossier et coussin de dossier		
AUA2171	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension (long = 54 cm / court = 48 cm)	NC 2152, 2153, 2154, 1496, 1445, 1446 <input checked="" type="checkbox"/>
AUA2172	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier Flex 3, ajustable, sans coussin de dossier	NC 2110, 2161, 2163 <input type="radio"/>
AUA2173	<input type="checkbox"/> Plaque de dossier Flex 3, ajustable, avec coussin de dossier Laguna	NC 2110, 2161, 2163 <input type="radio"/>
AUA2174	<input type="checkbox"/> Dossier de positionnement Matrx PB, hauteur du dossier = 41 cm, avec housse antitranspirante et fixation standard	NC 1496, 2124, 1445, 1446 998.00
AUA2175	<input type="checkbox"/> Dossier de positionnement Matrx PB, hauteur du dossier = 51 cm, avec housse antitranspirante et fixation standard	NC 1496, 2124, 1445, 1446 998.00
AUA2176	<input type="checkbox"/> Dossier de positionnement Matrx Elite Full, hauteur du dossier = 51 cm, avec housse antitranspirante et fixation standard	NC 1496, 2124, 1445, 1446 998.00
AUA2177	<input type="checkbox"/> Dossier de positionnement Matrx Elite TR, hauteur 500 mm (nc : 2121+2192/2193/2194)	879.00
AUA2178	<input type="checkbox"/> Dossier de positionnement Matrx Elite Deep, hauteur 500 mm	829.00
AUA2179	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en Tension Flex 3	269.00
AUA2170	<input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier	NC 1496, 1445, 1446 -25.00
Coloris de garniture		
AUA2151	<input type="checkbox"/> Tissu noir (nylon)	<input checked="" type="checkbox"/>
AUA2152	<input type="checkbox"/> Dartex noir	NC 2141, 2171 <input type="radio"/>
AUA2153	<input type="checkbox"/> Version LK, noir avec coutures oranges	NC 2141, 2171 52.00
AUA2154	<input type="checkbox"/> Velour noir	NC 2141, 2171 <input type="radio"/>
Accoudoirs		
AUA2191	<input type="checkbox"/> Accoudoirs en T réglables en hauteurs de 29 à 36 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Manchettes		
AUA2195	<input type="checkbox"/> Manchettes standards (32,5 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>
AUA2196	<input type="checkbox"/> Manchettes longues + 5 cm (37,5 cm)	NC 2132 <input type="radio"/>
Accessoires d'assise pour le système d'assise Modulite™		
Appui-tête / Appui-nuque		
AUA1350	<input type="checkbox"/> Appui-nuque, réglable en profondeur	305.00
AUA1432	<input type="checkbox"/> Appui-tête, réglable latéralement	403.00
AUA1427	<input type="checkbox"/> Appui-tête, avec oreillettes, réglable latéralement	498.00
AUA1495	<input type="checkbox"/> Sans appui-tête	<input checked="" type="checkbox"/>
Pelottes		
AUA1446	<input type="checkbox"/> Pelottes, fixes, la paire, housse Dartex	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176 238.00
AUA1445	<input type="checkbox"/> Pelottes longues, la paire, housse Dartex	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176 424.00
Réglage du système d'assise Modulite™		
Lift et inclinaison d'assise		
AUA1091	<input type="checkbox"/> Réglage manuel de l'inclinaison d'assise (0°, 4°, 8°)	<input checked="" type="checkbox"/>
AUA1093	<input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison d'assise à compensation (0°- 30°)	NC 2110 1.990.00
AUA1094	<input type="checkbox"/> Lift d'assise électrique (30 cm) et réglage électrique de l'inclinaison d'assise à compensation (30°) (min. hauteur d'assise 46 cm)	NC 2110 3.290.00
Inclinaison du dossier		
AUA0975	<input type="checkbox"/> Réglage par étape de l'inclinaison du dossier	<input checked="" type="checkbox"/>
AUA0977	<input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier	NC 2161 1.650.00
Repose-jambes / Palettes / Repose-jambes central		
Fixation des repose-jambes		
AUA0590	<input type="checkbox"/> Fixation des repose-jambes pour un coussin d'assise jusqu'à 7 cm	NC 1152 <input checked="" type="checkbox"/>
AUA0591	<input type="checkbox"/> Fixation des repose-jambes pour un coussin d'assise de plus de 7 cm	<input type="radio"/>
Repose-jambe gauche		
AUA0536	<input type="checkbox"/> Vari F - avec inclinaison pré-réglée, gauche, 65°-90° (réglable à l'aide d'outils)	<input checked="" type="checkbox"/>
AUA0537	<input type="checkbox"/> Vari A - réglable manuellement, 0° - 90°, gauche	NC 0505 145.00
AUA0538	<input type="checkbox"/> ADM - relevable manuellement, gauche, réglable de 0° à 80°	NC 0505 195.00
AUA0539	<input type="checkbox"/> ADE - relevable électriquement, gauche, réglable de 0° à 80°	NC 0505, 1436 1225.00
AUA0535	<input type="checkbox"/> Sans repose-jambe gauche	NC 0505, 0511 sur demande

Merci de cocher les options désirées Option standard Option sans surcoût

(NC XXXX) = signifie non compatible avec option XXXX

Numéro d'article	Description	Prix en CHF (hors TVA)
Repose-jambe droit		
AUA0546	<input type="checkbox"/> Vari F - avec inclinaison pré-réglée, droit, 65°-90° (réglable à l'aide d'outils)	◆
AUA0547	<input type="checkbox"/> Vari A - réglable manuellement, de 0° à 90°, droit	NC 0502 145.00
Repose-jambe droit		
AUA0548	<input type="checkbox"/> ADM - relevable manuellement, droit, réglable de 0° à 80°	NC 0502 195.00
AUA0549	<input type="checkbox"/> ADE - relevable électriquement, droit, réglable de 0° à 80°	NC 0502, 1436 1225.00
AUA0545	<input type="checkbox"/> Sans repose-jambe droit	NC 0502, 0508 sur demande
Palette gauche		
AUA0505	<input type="checkbox"/> Palette fixe, gauche	NC 0535, 0537, 0538, 0539 ◆
AUA0509	<input type="checkbox"/> Palette réglable en angle, gauche	NC 0535 125.00
AUA0511	<input type="checkbox"/> Palette réglable en angle et en profondeur, gauche	NC 0535 170.00
Palette droite		
AUA0502	<input type="checkbox"/> Palette fixe, droite	NC 0545, 0547, 0548, 0549 ◆
AUA0506	<input type="checkbox"/> Palette réglable en angle, droite	NC 0545 125.00
AUA0508	<input type="checkbox"/> Palette réglable en angle et en profondeur, droite	NC 0545 170.00
Repose-jambes central		
AUA0556	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central, réglable en angle	885.00
AUA0557	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central, réglable en hauteur él. avec compensateur de longueur	2295.00
AUA0559	<input type="checkbox"/> Palette monobloc, réglable en angle	325.00
Commandes		
Commandes + supports		
AUA1601	<input type="checkbox"/> Commande standard REM 24SD	◆
AUA1617	<input type="checkbox"/> Commande REM 550 avec écran LCD de couleur	355.00
AUA1207	<input type="checkbox"/> Support standard à droite	NC 1404 ◆
AUA1208	<input type="checkbox"/> Support standard à gauche	NC 1405 ○
AUA1707	<input type="checkbox"/> Support premium escamotable et réglable en hauteur à droite	NC 1404, (2100+1478) ○
AUA1708	<input type="checkbox"/> Support premium escamotable et réglable en hauteur à gauche	NC 1405, (2100+1479) ○
Autres commandes électroniques ou composants ACS		
	<input type="checkbox"/> Pour d'autres composants ACS, merci de remplir le formulaire de commande "Commande et composants ACS"	
Base motrice		
Couleur de l'habillage (châssis toujours argenté)		
AUA0233	<input type="checkbox"/> Gris métallisé	◆
AUA0212	<input type="checkbox"/> Rouge de mars	○
Roue motrice		
AUA0750	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8 (340 x 65 mm), grise, bandage	◆
AUA0771	<input type="checkbox"/> 3.00 - 8 (340 x 65 mm), grise, pneumatique	○
Roue arrière		
AUA0809	<input type="checkbox"/> 200 x 60 mm, grise, bandage	◆
Moteur, Batterie et Chargeur		
Type de moteur		
AUA1285	<input type="checkbox"/> 10 km/h	◆
G- Trac		
AUA1216	<input type="checkbox"/> Module G-Trac (contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)	◆
Batterie		
AUA1259	<input type="checkbox"/> Batterie gel 60 Ah	◆
Suspension		
AUA1241	<input type="checkbox"/> Suspension	◆
Chargeur		
AUA1343	<input type="checkbox"/> Chargeur 8A (200 - 250V)	◆
Options de sécurité		
Éclairage		
AUA1437	<input type="checkbox"/> Système d'éclairage LED avec clignotants	597.00
AUA1254	<input type="checkbox"/> Sans système d'éclairage	◆

Merci de cocher les options désirées Option standard Option sans surcoût

(NC XXXX) = signifie non compatible avec option XXXX

Numéro d'article	Description	Prix en CHF (hors TVA)
Ceinture de maintien		
AUA1329	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité	98.00
AUA2113	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité - montage flexible sur les rails latéraux (compatible uniquement avec assise Modulite avec châssis télescopique)	NC 2110 98.00
AUA1332	<input type="checkbox"/> Harnais de maintien en H	NC 1152 160.00
Accessoires de sécurité		
Fixations transport		
AUA1493	<input type="checkbox"/> 4 fixations avant/arrière (sans utilisateur)	◆
AUA1494	<input type="checkbox"/> 4 fixations avant/arrière (pour le transport de personnes en fauteuil roulant selon la norme ISO 7176-19:2001 - attention : appui-tête obligatoire)	○
Rétroviseur		
AUA1415	<input type="checkbox"/> Rétroviseur à droite	NC 0620 79.00
AUA1339	<input type="checkbox"/> Rétroviseur à gauche	NC 0620 79.00
Accessoires		
Porte-canne		
AUA1312	<input type="checkbox"/> Porte-canne à droite	NC 0951 56.00
AUA1363	<input type="checkbox"/> Porte-canne à gauche	NC 0952 56.00
Garde-boue		
AUA1416	<input type="checkbox"/> Garde-boue avant	◆
Tablette		
AUA1404	<input type="checkbox"/> Tablette, escamotable, à droite	NC avec commande montée à droite, 0620 448.00
AUA1405	<input type="checkbox"/> Tablette, escamotable, à gauche	NC avec commande montée à gauche, 0620 448.00
Protection de commande		
AUA1366	<input type="checkbox"/> Protection de commande REM 24 SD	NC 1348 46.00
Compteur		
AUA1348	<input type="checkbox"/> Compteur kilométrique électronique	298.00
Pochette clicfix et fixation		
AUA1480	<input type="checkbox"/> Pochette pour téléphone portable, escamotable	NC 0620, 0690 86.00
AUA1478	<input type="checkbox"/> Fixation à démontage rapide, à droite	NC 0620, 0690 ○
AUA1479	<input type="checkbox"/> Fixation à démontage rapide, à gauche	NC 0620, 0690 ○
Set d'outils		
AUA1333	<input type="checkbox"/> Set d'outils	46.00
Fabrication spéciale		
Fabrication spéciale		
AUZ1300	<input type="checkbox"/> Merci de préciser la fabrication spéciale que vous souhaitez.	sur demande