

























**Invacare® AVIVA RX40** CE  
**avec lève-siège**  
 Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices  
 Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.  
**Prix de base: 17.107,00**

Numéro de client: \_\_\_\_\_  
 Personne de contact: \_\_\_\_\_  
 Commission: \_\_\_\_\_

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases  Configuration standard  Options sans supplément de prix  
 Pour utiliser au mieux ce formulaire, merci d'utiliser la version la plus récente d'Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Code	Description	Poids de l'utilisateur = kg	Prix
JCG0011	Invacare AVIVA RX40 mit Sitzlifter (inkl. 120A Power-Modul)		17.107,00
JCX1300	Version spéciale (délai de livraison rallongé de 10 jours)		Sur devis
<b>CHASSIS</b>			
JCG2810	Chassis standard (560 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ASSISE MODULITE MODULABLE</b>			
JCG2100	Siège Modulite avec châssis télescopique		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Type d'assise</b>			
JCG2111	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté)		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Largeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>			
JCG2121	380 mm		<input type="checkbox"/>
JCG2122	430 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2123	480 mm		<input type="checkbox"/>
JCG2124	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah		<input type="checkbox"/>
<b>Kit D'écartement Des Points De Pivot</b>			
JCG2106	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège		108,00
<b>Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>			
JCG2132	410 mm <sup>1)</sup>		<input type="checkbox"/>
JCG2134	460 mm <sup>2)</sup>		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2136	510 mm <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/>
1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwengbar, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze, seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen, Bodypoint Positionierungsurte 2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät oder zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen 3) NC: Invacare Matrix Contour Visco NG, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen			
<b>Coussin d'assise (sécurisé par des bandes velcro pour éviter de glisser)</b>			
JCG2142	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2143	Coussin d'assise Matrix Contour Visco NG		434,00
JCG2147	Coussin d'assise Matrix Libra, (hauteur 90mm, poids max 136kg)		686,00
JCG2144	Coussin d'assise Matrix Vi (Housse micro-aérée)		896,00
<b>Cannes de dossier avec poignées à pousser</b>			
JCG2163	Hauteur 480 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2162	Hauteur 540 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Cannes de dossier sans poignées à pousser</b>			
JCG2108	sans poignées à pousser		<input type="checkbox"/>
<b>Type de dossier</b>			
JCG2171	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière		<input checked="" type="checkbox"/>



JCG2179	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral, revêtement PU (avec supplément)		200,00		2179
JCG2172	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) sans coussin de dossier		219,00		
JCG2173	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna		289,00		
JCG2174	Matrx Posture Back, hauteur 400 mm		982,00		
JCG2175	Matrx Posture Back, hauteur 500 mm		982,00		2172 / 2173
JCG2177	Matrx Elite TR, hauteur 500 mm		1.028,00		
JCG2178	Matrx Elite E2 Deep, hauteur 500 mm		1.153,00		
<b>Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)</b>					
JCG2151	Nylon noir		◆		2174 / 2175
JCG2152	revêtement PU avec matériau extensible noir		○		
JCG2155	Mesh noir		○		
<b>Accoudoirs</b>					
JCG2191	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆		2177 2178
JCG2181	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		○		
JCG2198	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire		187,00		
JCG2183	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)		134,00		2191
JCG2193	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		543,00		
JCG2192	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm		679,00		2181
JCG2194	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm		679,00		2198
<b>Manchettes</b>					
JCG2195	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆		2183
JCG2196	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		◆		
JCG2197	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		76,00		2193
JCG2199	doux, élargi (en combinaison avec l'unité de commande à 10 boutons, l'unité de commande doit être montée sur le côté opposé de la télécommande)		134,00		2192 / 2194
<b>Cale-cuisse gauche (NC: ceinture de positionnement Bodypoint)</b>					
JCG2184	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm		307,00		
JCG2186	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm		307,00		
JCG2188	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm		320,00		2195 2196
<b>Cale-cuisse droite (NC: ceinture de positionnement Bodypoint)</b>					
JCG2185	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm		307,00		
JCG2187	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm		307,00		
JCG2189	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm		320,00		2197 2199
<b>Supports pour cale-cuisse</b>					
JCG2164	Supports pour cale-cuisse 155 mm		○		
JCG2165	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○		
<b>Appui-tête</b>					
JCG1350	Appui-tête revêtement PU avec matériau extensible réglable en profondeur		353,00		1350
JCG1432	Appui-tête revêtement PU avec matériau extensible réglable en profondeur et en largeur		441,00		
JCG1427	Appui-tête Contour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU avec matériau extensible		504,00		1427 1432
JCG2324	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		681,00		
JCG2325	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		716,00		
JCG2327	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		1.028,00		
JCG1495	Sans appui-tête (conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule)		○		2324
1) NC: Halter manuell seitlich abschwenkbar für Kinnsteuerung					
					2325
					2327

<b>Accessoires d'assise</b>			
<b>Support latéral (par paire; revêtement PU avec matériau extensible) (NC: Invacare MatrX dossiers de positionnement)</b>			
JCG1445	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur (la paire)		434,00
<b>Réglages de l'assise</b>			
<b>Inclinaison d'assise</b>			
JCG1094	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°		◆
<b>Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°</b>			
JCG2857	435 mm		○
JCG2858	460 mm		◆
JCG2859	485 mm		○
<b>Inclinaison de dossier</b>			
JCG0975	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆
JCG0977	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		1.906,00
<b>REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS</b>			
<b>Repose-jambes central</b>			
JCG0556	Repose-jambes central manuel (réglable de 1,5° à 63°)		404,00
JCG0589	Electrique LiNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		2.650,00
JCG2855	sans repose-jambes central		◆
1) NC: monte-trottoir			
<b>Palettes</b>			
JCG2365	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○
JCG0559	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆
JCG0516	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		○
JCG0517	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		○
<b>Partie supérieure du repose-jambes à gauche</b>			
JCG0565	Repose-jambe standard 80°, avec angle fixe, gauche		◆
JCG0555	Support d'amputation à gauche		289,00
JCG0536	Vari F - angle réglable avec outil, de 70° à 0°, UL 290-460 mm, gauche		○
JCG0537	Vari A - angle réglable à l'aide d'un volant, de 70°-0°, UL 290 - 460 mm, incl. coussinets mollets, gauche		168,00
JCG0539	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°		1.415,00
JCG0535	Sans repose-jambe gauche		○
1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links			
<b>Partie supérieure du repose-jambes à droite</b>			
JCG0566	Repose-jambe standard 80°, avec angle fixe, droite		◆
JCG0554	Support d'amputation à droite		289,00
JCG0546	Vari F - angle réglable avec outil, de 70° à 0°, UL 290-460 mm, droite		○
JCG0547	Vari A - angle réglable à l'aide d'un volant, de 70°-0°, UL 290 - 460 mm, incl. coussinets mollets, droite		168,00
JCG0549	ADE - relevable électriquement, 80°- 0°, incl. coussinets mollets, UL 290 - 460 mm, droite		1.415,00
JCG0545	Sans repose-jambe droite		○
1) NC: Vari F-, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts			
<b>Repose-pieds gauche</b>			
JCG0505	Cale-pieds, angle non réglable, à gauche		◆
JCG0511	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, gauche		207,00
<b>Repose-pieds droite</b>			
JCG0502	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°		◆
JCG0508	Repose-pieds, angle et profondeur réglables, droite		207,00



1445



0556

0589

0565 /  
0566

0555 / 0554

0536 /  
05460537 /  
05470539 /  
05490505 /  
05020511 /  
0508

<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>			
<b>Commande principale pour Electronique LiNX</b>			
JCG2204	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage		◆
JCG2205	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	1.020,00	
JCG2206	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	1.633,00	
JCG2270	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche / arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	601,00	
<b>Fixation de la commande principale (REM216/400)</b>			
JCG1207	Fixation à droite, non escamotable		◆
JCG1208	Fixation à gauche, non escamotable		○
JCG1707	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé		○
JCG1708	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé		○
JCG2213	Fixation centrale, escamotable à droite	1.224,00	
JCG2214	Fixation centrale, escamotable à gauche	1.224,00	
JCG2227	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	491,00	
JCG2228	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	491,00	
JCX2239	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschenkbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschenkbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschenkbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschenkbar 5) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschenkbar rechts, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschenkbar links, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links			
<b>Fixation de la commande principale (REM500)</b>			
JCG2209	Escamotable à droite , multi-ajustable		○
JCG2210	Escamotable à gauche, multi-ajustable		○
JCG2213	Fixation centrale, escamotable à droite	1.224,00	
JCG2214	Fixation centrale, escamotable à gauche	1.224,00	
JCX2239	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschenkbar rechts 4) NC: Tisch abschenkbar links			
<b>Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)</b>			
JCG2219	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	816,00	
JCG2245	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	1.358,00	
JCG2259	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne		◆
JCG2260	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne		○
JCG1221	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆
JCG1222	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○
1) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschenkbar rechts, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschenkbar links, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links			
<b>Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500</b>			
<b>Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215</b>			
JCG2231	Joystick LiNX Compact proportionel (force de déflexion : 160 g)	1.088,00	
JCG2232	Joystick LiNX Compact proportionel Low force (force de déflexion : 112 g)	1.293,00	
JCG2207	Fixation à droite		○
JCG2208	Fixation à gauche		○
JCG2265	Montage Central, Escamotable A Droite	1.259,00	
JCG2266	Montage Central, Escamotable A Gauche	1.259,00	
JCG2215	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis



1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links		
<b>Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500</b>		
JCG2229	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	5.450,00
JCG1289	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)	○
JCG1288	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)	○
JCG1287	Fixation escamotable électriquement, à droite	4.505,00
JCG1286	Fixation escamotable électriquement, à gauche	4.505,00
1) NC: Kopfsteuerungen, MEC-Joystick, HD-Joystick, Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links, Rückspiegel links		
<b>Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM</b>		
JCG2230	ATOM ASL104 + contacteur egg	7.970,00
JCG2247	PROTON ASL104P + contacteur egg	9.529,00
1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick		
<b>Accessoire sans fil</b>		
JCG2249	Triple prises contacteur sans fil (ASL557-3)	658,00
JCG2250	Commande occipitale avec capteurs ultrasonne proximity (PROTON, ASL104P) et wings PROTON	1.271,00
<b>Commande Mini Joystick proportionnel</b>		
JCG2233	Mini Joystick Proportionnel MEC	6.584,00
JCG2240	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	3.350,00
JCG2285	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	820,00
JCG2286	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	820,00
JCG2283	Montage Central, Escamotable A Droite	1.259,00
JCG2284	Montage Central, Escamotable A Gauche	1.259,00
JCG2287	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	2.067,00
JCG2288	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	2.067,00
JCX2289	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale	Sur devis
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links		
<b>Options complémentaires LINX</b>		
<b>Extra Bedieneinheit</b>		
JCG2251	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252	749,00
JCG2217	Fixation utilisateur à droite	○
JCG2218	Fixation utilisateur à gauche	○
JCG2291	Fixation aidant à droite	○
JCG2292	Fixation aidant à gauche	○
JCG2225	Sans montage	○
<b>Prise de charge USB</b>		
JCG2253	Prises de charge USB (2 prises USB)	338,00
JCG2281	Fixation à droite	○
JCG2282	Fixation à gauche	○
<b>Autres accessoires et contacteurs</b>		
JCG2300	A inclure avec le fauteuil	○
JCX2301	A connecter et programmer (Spécial)	Sur devis
<b>Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)</b>		
JCG1685	Contacteur Rouge	196,00
JCG1686	Contacteur Jaune	196,00
JCG1687	Contacteur Vert	196,00
JCG1690	Contacteur Bleu	196,00



<b>Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)</b>			
JCG2254	Contacteur Egg, noir		196,00
<b>Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)</b>			
JCG1711	Mini contacteur Rouge		214,00
JCG1712	Mini contacteur Jaune		214,00
JCG1713	Mini contacteur Vert		214,00
JCG1714	Mini contacteur Orange		214,00
JCG1715	Mini contacteur Bleu		214,00
JCG1716	Mini contacteur Noir		214,00
<b>Embout Joystick Bodypoint</b>			
JCG2721	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3 Pouces PC101A		196,00
JCG2722	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4 Pouces PC102A		196,00
JCG2723	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		196,00
JCG2724	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		196,00
<b>BASE MOTRICE</b>			
<b>Coloris de châssis</b>			
JCG2871	Noir Anthracite		◆
JCG2872	Argenté		○
JCG2873	Rouge Bengale		○
JCG2874	Bleu Mercure		○
JCG2875	Violet Midnight		○
JCX0299	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		Sur devis
<b>Coloris de jantes</b>			
JCG2882	Noir Anthracite		◆
JCG2883	Argenté		○
JCG2884	Rouge Bengale		○
JCG2885	Bleu Mercure		○
JCG2886	Violet Midnight		○
JCX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		Sur devis
<b>Fourches</b>			
JCG2631	Fourches Monobras		566,00
JCG2632	Fourches Doubles		◆
<b>Roues avant</b>			
JCG0835	9" Pneumatique Noir		◆
JCG0836	9" Bandage Plein Noir		219,00
JCG0838	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		289,00
JCG0828	8" Bandage Plein Noir		○
<b>Système de verrouillage des fourches avant</b>			
JCG1490	Système de verrouillage des fourches avant NOUVEAU		207,00
<b>Roues arrière</b>			
JCG0704	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆
JCG0705	14x3 Bandage plein noir à crampons		243,00
JCG0706	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		312,00
<b>Suspensions</b>			
JCG2870	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆
<b>Suspensions latérales arrière</b>			
JCG1911	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○
JCG1915	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		◆
<b>Moteur</b>			
JCG1283	Moteur DuraWatt 10 km/h		◆
<b>Batterie</b>			
JCG1259	60 Ah - batterie GEL		◆
JCG1260	73,5 Ah - batterie GEL		543,00



2721 / 2722



2723

2724



2631



2632



1490

<b>Gyroscope</b>		
JCG1215	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)	1.675,00
<b>Chargeur</b>		
JCG1313	Chargeur 10A OptiCharge	◆
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>		
<b>Roulette anti-bascule</b>		
JCG1205	Roulette anti-bascule	◆
<b>Eclairage</b>		
JCG1437	Equipement route de sécurité standard type Storm®3 - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	520,00
JCG2837	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500) <b>NOUVEAU</b>	635,00
<b>Accessoires de sécurité</b>		
<b>Monte-trottoir</b>		
JCG1244	Monte-trottoir	520,00
<b>Accroche-taxi</b>		
JCG1450	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	993,00
JCG1493	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	○
JCG1401	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	◆
<b>Transportbefestigungspunkte</b>		
JCG2894	Accroche-taxis Avant Accessibles Facilement	266,00
<b>Ceinture de maintien</b>		
JCG1329	Fermeture à boucle type automobile	113,00
JCG2113	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	113,00
<b>Ceinture de positionnement Bodypoint</b>		
JCG2701	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	254,00
JCG2702	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	254,00
JCG2703	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	185,00
JCG2704	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	185,00
JCG2705	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	150,00
JCG2706	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	150,00
<b>Rétroviseur</b>		
JCG1415	Droit	91,00
JCG1339	Gauche	91,00
<b>Autres accessoires</b>		
<b>Fixations</b>		
JCG2128	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	162,00
<b>Porte-canne</b>		
JCG1312	Côté droit	65,00
JCG1363	Côté gauche	65,00
<b>Garde-boue (la paire)</b>		
JCG1416	Garde-boue pour roues avant noir	○
JCG1417	Garde-boue pour roues arrière noir	○
<b>Tablette</b>		
JCG1404	Côté droit	518,00
JCG1405	Côté gauche	518,00
<b>Trousse à outils</b>		
JCG1333	Trousse à outils	54,00
<b>Clé de programmation</b>		
SP1602886	LAK- clé de programmation pour LiNX	173,00



1205



1404 / 1405



SP1602886