

Batterie Lithium-Ion pour lève-personnes Invacare **Birdie[®]EVO** et **ISA[™]**



Pour une utilisation performante
dans la durée



Yes, you can.®

Les batteries LINAK, basées sur la technologie Lithium-ion, offrent une performance stable et fiable, ainsi qu'une durée de vie quatre fois supérieure à celle d'une solution batterie plomb-acide traditionnelle, permettant des transferts plus efficaces.

Cette nouvelle batterie est disponible sur les lève-personnes suivants* :

▶ **Birdie** EVO COMPACT, **Birdie** EVO & **Birdie** EVO XPLUS

▶ **ISA** COMPACT & **ISA** XPLUS

En version Lithium-ion, ces modèles seront équipés de série d'une unité centrale spécifique avec bloc batterie amovible.



LINAK® 
WE IMPROVE YOUR LIFE



De nombreux bénéfices par rapport à une batterie classique Plomb-Acide

- ✓ Effet mémoire (recharge lorsque décharge incomplète) limité et protection électrique accrue
 - ▶ **Allongement de la durée de vie** permettant un nombre d'interventions réduit et une économie dans la durée
- ✓ Performance stable permettant une vitesse constante du vérin tout au long de l'utilisation
 - ▶ **Efficacité**
- ✓ Durée de charge plus courte
 - ▶ **Gain de temps**
- ✓ Légèreté du bloc batterie
 - ▶ **Manipulation aisée** lors de la recharge sur le bloc mural et gain de poids pour le lève-personnes
- ✓ Moins de puissance énergétique consommée
 - ▶ **Faible impact sur l'environnement**
- ✓ Testé TUV
 - ▶ **Garantie technique** de compatibilité électromagnétique et sécurité électrique

Caractéristiques techniques

- ▶ Capacité = 2.25 Ah
- ▶ Poids = 0.970 kg
- ▶ Nombre de cycles (levées/descentes) par charge = 40
- ▶ Temps de charge approx = 3-4 h
- ▶ Energie = 58 Wh



* Cette option n'est pas compatible avec les anciens lève-personnes comme **Birdie**, **Jasmine**, **Reliant 350** ou **Roze**.