

Delta



Rollator pliant 3 roues, léger et peu encombrant : Il vous suivra partout !



Yes, you can.

Ses roues de très haute qualité sont parfaitement maniables et s'adaptent à tous types de terrain. Il est livré de série avec un panier, une grande pochette souple et un plateau.

Caractéristiques et Options



Grande pochette souple très pratique, grande capacité



Panier amovible



Plateau rigide



Pour une utilisation quotidienne

En balade ou sur le marché, le panier, la tablette et la grande pochette souple se révèlent très pratiques.

Poignées ergonomiques réglables en hauteur

Pour une bonne préhension. Système de freinage par câbles. Roues de très haute qualité permettant une utilisation sur tous types de terrains.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors-tout	Largeur plié	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Diamètre des roues	Poids net	Poids max. utilisateur
P429/2 Delta	670 mm	310 mm	600 mm	460 mm	810 - 940 mm	190 mm	6 kg	135 kg

Coloris

Bordeaux



Code

1515533