

AQUATEC®

# Kogia



Le bain réinventé simplement



Yes, you can.®

Aquatec **Kogia** rend le bain simple et a été conçu en gardant à l'esprit le confort, la facilité d'utilisation et la sécurité. Pesant seulement 10 kg, le **Kogia** est léger et est capable de supporter un poids de 140 kg. Ayant été testé d'après les normes de sécurité les plus critiques, l'élévateur de bain a une structure stable et robuste ce qui permet à l'utilisateur de prendre un bain en toute sérénité.



- Facile à utiliser avec un système d'élévation fluide
- Simple à assembler et à entretenir
- Léger et maniable

### Prendre un bain confortablement Montage et entretien

Epuré, le **Kogia** possède de nombreuses fonctionnalités : sa télécommande facile d'utilisation, son mécanisme d'élévation fluide, sa capacité à descendre à 6 cm au fond de la baignoire ainsi que la découpe à l'avant permettant la toilette intime.

La conception du **Kogia** rend le montage et l'entretien très simple. Le nettoyage est facile en raison de sa surface lisse et de l'embase ouverte qui permet de procéder au lavage du **Kogia** alors qu'il est encore dans la baignoire. Sa légèreté rend la manipulation aisée dans et hors de la baignoire, ce qui offre un bain confortable et sûr.

## Caractéristiques et options



### Télécommande flottante

La télécommande ergonomique est simple d'utilisation et peut être placée à l'arrière du dossier lorsque l'on ne l'utilise pas.



### Embase ouverte

Grâce à son embase ouverte, il n'y a pas besoin d'ôter le **Kogia** de la baignoire pour le nettoyer.



### Revêtement blanc

Disponible en option, le revêtement blanc antidérapant est amovible et lavable en machine à 60°. (Réf. 1590633)

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Aquatec <b>Kogia</b>
<b>Code</b>	<b>1585565</b>
Largeur d'assise	370 mm
Profondeur d'assise	450 mm
Hauteur d'assise en position haute	420 mm
Hauteur d'assise en position basse	60 mm
Largeur du dossier	370 mm
Hauteur du dossier	660 mm
Ouverture de la base	570 x 266 mm
Poids total sans la batterie	10 kg
Poids de la batterie	1,6 kg
Poids max. utilisateur	140 kg
Inclinaison du dossier jusqu'à	40°

