



Soprano



Le rollator tout terrain



Le *Dolomite Soprano* est un rollator léger idéal pour les promenades à l'extérieur avec des grandes roues, offrant un bon maintien même sur des terrains instables. Facile à manoeuvrer, le **Soprano** se plie et tient debout une fois plié ce qui facilite le stockage dans des espaces exigus. **Soprano** supporte un poids maximum utilisateur de 160 kg et ne pèse que 10 kg.




Il vous emmène partout

Facile à pousser grâce à ses roues légères et solides. Ses capacités de conduite sont excellentes sur des surfaces inégales. Son châssis robuste supportant un poids maximum utilisateurs de 160 kg offre de la mobilité à tous, partout.

Confortable et fonctionnel

Grâce à la conception de la structure et à l'assise relevable, l'utilisateur bénéficie d'une grande zone de marche. Les poignées anatomiques assurent une position confortable. De plus, **Soprano** possède un système de freinage innovant intégré dans le cadre qui augmente la sécurité.

Caractéristiques et Options



Plateau transparent, de série

Amovible, il permet de transporter de petits objets (assiette, verre...).



Panier, de série

Panier spacieux avec anse. Charge maximum de 9 kg.



Sangle de dossier, de série

Confortable et sécurisante, elle permet de s'adosser dessus. Montée sur les poignées, elle suit le réglage en hauteur.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largueur hors-tout	Profondeur	Largueur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largueur entre les poignées	Diamètre des roues	Poids net
Dolomite Soprano 650 mm	760 mm	450 mm	790 - 990 mm	620 mm	450 mm	260 mm	9,8 kg

Dolomite Soprano 160 kg	330 mm



Coloris

RAL 1035



Code

12030-44-23