

Stream™



Simple et essentiel

LINX®



Le fauteuil électrique à assise personnalisée **Invacare Stream** séduira les utilisateurs nécessitant un réglage mécanique de l'angle d'assise et de dossier et désireux d'avoir de bonnes capacités de conduite à la fois en intérieur comme en extérieur. Deux versions sont disponibles : 6 km/h avec équipement route en série ou 9 km/h. Le fauteuil **Invacare Stream** est équipé d'une électronique **LiNX**.

Simple et robuste

Invacare Stream offre un design fonctionnel et idéal pour un utilisateur ayant un bon tonus du tronc et dont les fonctions sensorielles et motrices ne requièrent pas d'adaptations particulières. Grâce à ses batteries de 50 Ah, le fauteuil offre une autonomie de 25 km. Des réglages simples de l'assise en largeur, en profondeur et en angle sont intégrés afin de faciliter les adaptations en fonction des besoins de chacun.

Facile à utilisation

Le **Stream** a été conçu pour être facile d'utilisation. Les utilisateurs peuvent voyager en toute confiance et confortablement. L'équipement route, de série sur la version 6km/h et en option sur la version 9km/h, apportant de la sécurité pendant les déplacements extérieurs.



Electronique LiNX

- ▶ Equipé de notre électronique LiNX, programmable et évolutive, qui apporte une expérience de conduite révolutionnaire à son utilisateur.



Equipement route

- ▶ Disponible en option sur la version 9 km/h - apporte des feux de route et clignotants.



Repose-pieds escamotables

- ▶ Les repose-pieds sont escamotables vers l'intérieur et vers l'extérieur pour faciliter le transfert et le transport.

Données techniques ▼

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Stream 440 - 490 mm ¹	410, 460, 510 mm	425 - 500 mm ²	480 mm ²	290 - 360 mm ²	300 - 430 mm ²	Jusqu'à 22°	-10° - 30°
Stream 640 mm ³	1000 mm	1030 mm	105 kg	130 kg	50 Ah	1660 mm	50 mm
				Coloris du châssis ▼ Revêtement ▼			
Stream 11%	2 x 180 W	25 km ⁴	6 ou 9 km/h				
				Gloss Aluminium	Nylon noir		

1. Coussin d'assise 430 mm
2. Mesurée sans coussin d'assise/toile
3. La largeur hors-tout dépend des réglages effectués sur l'assise
4. Conforme à la norme ISO 7176-4:2008