



Invacare®

Sitzen und Positionieren

matrx[®]
SEATING SERIES



Yes, you can.™



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® **Matrx® Libra** CE
Invacare® **Matrx® Vi**

Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte markieren Sie in der Tabelle deutlich die gewünschte Größe. Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Invacare Matrx Libra	ab CHF 629.00
Anatomisch konturierter Schaum mit doppellagiger Fluid-Auflage. Als Ergänzung zu einem Dekubitus-Behandlungsplan (Stadium I - IV) nach klinischem Urteilsvermögen des behandelnden Arztes. Positionierungsbedarf: ●●●●●	Hinweise / Einsatzbereich: Höhe ca. 9 cm. Auch für aktive Nutzer. Max. Nutzergewicht: 136 kg bei Heavy Duty: 227 kg



		Sitzbreite (cm / Zoll)										
		in	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	
		in	cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56
Sitztiefe (cm / Zoll)	12"	31	●									
	14"	36	●									
	16"	41	●	●	●	●	●	●	●			
	17"	43		●	●	●	●	●	●	○	○	
	18"	46		●	●	●	●	●	●	○	○	
	20"	51		●	●	●	●	●	●	○	○	
	22"	56								○	○	

Invacare Matrx Libra	Breite	x	Tiefe	
mit Standard-Bezug LCzzzz		x		629,00
mit Mesh-Bezug LCSzzzz		x		679,00

Invacare Matrx Libra Heavy Duty	Breite	x	Tiefe	
mit Standard-Bezug LCzzzz		x		689,00
mit Mesh-Bezug LCSzzzz		x		739,00
Ersatzbezug Standard		x		99,00
Ersatzbezug Mesh, atmungsaktiv		x		135,00

- Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage
- Lieferzeit Heavy Duty: ca. 7 Arbeitstage

Invacare Matrx Libra - Zubehör
Individuelle Anpassung durch Original Positionierungszubehör



Vorderer Keil	1487157	70,00
Eckkeil vorn / hinten (Paar)	1487158	58,00
Seitliche Keile (Paar)	1487155	35,00
Extra Fluidauflage	1578357	81,00
Abduktionskeil	LABD	46,00
Box mit Positionierungszubehör (halbseitiger vorderer Keil, Eckkeil vorne / hinten, seitliche Keile, Fluidauflagen, Abduktionskeil)	1589366	282,00

Invacare Matrx Vi	ab CHF 560
Dreiteilige Schaumstoffkonstruktion mit atmungsaktivem Bezug. Als Ergänzung zu einem Dekubitus-Behandlungsplan (Stadium I - IV) nach klinischem Urteilsvermögen des behandelnden Arztes. Positionierungsbedarf: ●●●●	Hinweise / Einsatzbereich: Auch für Schmerzpatienten Max. Nutzergewicht: 136 kg



		Sitzbreite (cm / Zoll)							
		in	14"	16"	17"	18"	20"	22"	
		in	cm	36	41	43	46	51	56
Sitztiefe (cm / Zoll)	15"	38	●						
	16"	41		●	●	●	●		
	17"	43	●						
	18"	46		●	●	●	●		
	20"	51		●	●	●	●	○	

Invacare Matrx Vi	Breite	x	Tiefe	
Standardmaße		x		560,00
Sondermaß	1579927	56	x	51 595,00
Ersatzbezug		x		99,00
Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen	1580360			85,00

- Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage
- Sondermaß Lieferzeit ca. 7 Arbeitstage



Invacare® **Matrix® Flo-tech®** CE
Contour Visco

Kunden-Nr:
Ansprechpartner:
Kommission:

Bitte markieren Sie in der Tabelle deutlich die gewünschte Größe. Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco		ab CHF 375.00
Hohes Formschaumkissen mit viskoelastischem Material. Inkl. wasserabweisendem Standardbezug, schwarz. Für Nutzer mit erhöhtem bis hohem Dekubitusrisiko. Positionierungsbedarf: ●●●		<p>Hinweise / Einsatzbereich: Erhältlich in drei Härtegraden. Einsatz in Neurologie, Pädiatrie und Geriatrie. Auch bei Schmerzpatienten. Max. Nutzergewicht beachten!</p>

		Sitzbreite (cm)						
		36	38	41	43	46	48	51
Sitztiefe (cm)	33	○	○	○				
	36	○	○	○	○			
	38	○	○	○	○			
	41	○	○	○	○			
	43		●	●	●			

Härtegrad weich	Breite x Tiefe
Standardmaße	x 375,00
Sondermaße	x 425,00

Max. Nutzergewicht: **51 kg**

- Lieferzeit ca. 3 Arbeitstage
- Sondermaß. Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

		Sitzbreite (cm)						
		36	38	41	43	46	48	51
Sitztiefe (cm)	33	○	○	○	○	○		
	36	○	○	○	○	○		
	38	○	○	○	○	○	○	○
	41	○	○	○	○	○	○	○
	43		●	●	●	●	○	○
	46		○	○	○	○	●	○
	48		○	○	○	○	○	
	51		○	○	○	○	○	
	53		○	○	○	○	○	

Härtegrad mittel	Breite x Tiefe
Standardmaße	x 375,00
Sondermaße	x 425,00

Max. Nutzergewicht: **76 kg**

Härtegrad fest	Breite x Tiefe
Standardmaße	x 375,00
Sondermaße	x 425,00

Max. Nutzergewicht: **102 kg**

- Lieferzeit ca. 3 Arbeitstage
- Sondermaß. Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Optionen

<p>Bei Auswahl der nebenstehenden Optionen verlängert sich die Lieferzeit auf ca. 10 Arbeitstage</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Breite x Tiefe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ersatzbezug, wasserabweisend</td> <td style="text-align: right;">x 99,00</td> </tr> <tr> <td>Dartex-Bezug, abwischbar</td> <td style="text-align: right;">x 99,00</td> </tr> <tr> <td>Atmungsaktiver Bezug</td> <td style="text-align: right;">x 135,00</td> </tr> <tr> <td>Zwischenbezug für geformte Basis</td> <td style="text-align: right;">x 40,00</td> </tr> <tr> <td>Kissenbezug mit Klettbandern</td> <td style="text-align: right;">x 28,00</td> </tr> </tbody> </table>		Breite x Tiefe	Ersatzbezug, wasserabweisend	x 99,00	Dartex-Bezug, abwischbar	x 99,00	Atmungsaktiver Bezug	x 135,00	Zwischenbezug für geformte Basis	x 40,00	Kissenbezug mit Klettbandern	x 28,00
	Breite x Tiefe												
Ersatzbezug, wasserabweisend	x 99,00												
Dartex-Bezug, abwischbar	x 99,00												
Atmungsaktiver Bezug	x 135,00												
Zwischenbezug für geformte Basis	x 40,00												
Kissenbezug mit Klettbandern	x 28,00												



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® *Matrix® Flo-tech®* Contour CE
Invacare® *Matrix® Flo-tech®* Contour Lo Back

Kunden-Nr.:
Ansprechpartner:
Kommission:

Bitte markieren Sie in der Tabelle deutlich die gewünschte Größe. Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Invacare <i>Matrix Flo-tech Contour</i>	ab CHF 290.00
Konturiertes Formschaumkissen. Inkl. wasserabweisendem Standardbezug, schwarz. Für Nutzer mit erhöhtem Dekubitusrisiko. Positionierungsbedarf: ●●●	<p>Hinweise / Einsatzbereich: Höhe ca. 10 cm Zur Druckverteilung und Stützung. Max. Nutzergewicht: 152 - 191 kg</p>



		Sitzbreite (cm)										
		36	38	41	43	46	48	51	53	55	58	60
Sitztiefe (cm)	33	○	○	○	○	○						
	36	●	○	○	○	○						
	38	○	○	○	○	○	○					
	41	●	●	●	●	●	●					
	43		●	●	●	●	●	□	□	□	□	
	46		○	●	●	●	●	□	□	□	□	
	48		○	○	○	○	○	□	□	□	□	
	51		○	○	○	○	○	□	□	□	□	
	53		○	○	○	○	○	□	□	□	□	
55							□	□	□	□		

<i>Invacare Matrix Flo-tech Contour</i>	Breite x Tiefe	
Standardmaß	●	x 290,00
Sondermaß 1	○	x 320,00
Sondermaß 2	□	x 320,00

- Lieferzeit ca. 3 Arbeitstage
- Sondermaß 1. Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
- Sondermaß 2. Lieferzeit ca. 15 AT. max. Nutzergewicht **191 kg**

Invacare <i>Matrix Flo-tech Contour Lo Back</i>	ab CHF 290.00
Konturiertes Formschaumkissen in Verbindung mit einem Sitzwinkel. Inkl. wasserabweisendem Standardbezug, schwarz. Für Nutzer mit erhöhtem Dekubitusrisiko. Positionierungsbedarf: ●●●	<p>Hinweise / Einsatzbereich: Höhe ca. 10 cm Zur Druckverteilung und Stützung. Max. Nutzergewicht: 152 kg</p>



		Sitzbreite (cm)										
		36	38	41	43	46	48	51	53	55	58	60
Sitztiefe (cm)	33	○	○	○	○	○						
	36	●	○	○	○	○						
	38	○	○	○	○	○	○					
	41	●	●	●	●	●	○	○				
	43		●	●	●	●	●	○	□	□	□	□
	46		○	●	●	●	●	○	□	□	□	□
	48		○	○	○	○	○	○	□	□	□	□
	51		○	○	○	○	○	○	□	□	□	□
	53		○	○	○	○	○	○	□	□	□	□
55								□	□	□	□	

<i>Invacare Matrix Flo-tech Contour Lo Back</i>	Breite x Tiefe	
Standardmaß	●	x 290,00
Sondermaß 1	○	x 320,00
Sondermaß 2	□	x 320,00

- Lieferzeit ca. 3 Arbeitstage
- Sondermaß 1. Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
- Sondermaß 2. Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage

Optionen	Breite x Tiefe
Bei Auswahl der nebenstehenden Optionen verlängert sich die Lieferzeit auf ca. 10 Arbeitstage	
Ersatzbezug, wasserabweisend	x 99,00
Dartex-Bezug, abwischbar	x 99,00
Atmungsaktiver Bezug	x 135,00
Zwischenbezug für geformte Basis	x 40,00
Kissenbezug mit Klettbindern	x 28,00

Invacare® Matrix® Flo-tech® CE
Lite

Kunden-Nr:
Ansprechpartner:
Kommission:

Bitte markieren Sie in der Tabelle deutlich die gewünschte Größe. Sondermaße, Zwischen- & eXtragrößen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Invacare Matrix Flo-tech Lite	ab CHF 159,00
Konturiertes Formschaumkissen. Inkl. wasserabweisendem Standardbezug, schwarz. Für Nutzer mit normalem Dekubitusrisiko. Positionierungsbedarf: ●	Hinweise / Einsatzbereich: Höhe ca. 8 cm Zur Druckverteilung und Stützung. Max. Nutzergewicht: 127 kg



		Sitzbreite (cm)										
		25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51
Sitztiefe (cm)	25	○	○	○								
	28	○	○	○								
	30	○	○	○								
	33	○	○	○	○	○						
	36			●	●	●	○	●	●			
	38			○	○	○	○	●	●			○
	41			○	○	●	●	●	●	●		○
	43						●	●	●	●	●	●
	46						○	●	●	●	●	●
	48						○	●	●	●	○	
	51						○	●	●	●	○	
53						○	○	○	○	●		

Invacare Matrix Flo-tech Lite	Breite	x	Tiefe	
Standardmaße				159,00
Sondermaße				239,00

- Lieferzeit ca. 3 Arbeitstage
- Sondermaß I. Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Bei Auswahl der nebenstehenden Optionen verlängert sich die Lieferzeit auf ca. 10 Arbeitstage

	Breite	x	Tiefe	
Ersatzbezug, wasserabweisend				99,00
Dartex-Bezug, abwischbar				99,00
Atmungsaktiver Bezug				135,00
Zwischenbezug für geformte Basis				40,00
Kissenbezug mit Klettbindern				28,00

Wussten Sie schon?

Der Rücken ist das tragende Element beim Sitzen. Achten Sie deshalb nicht nur auf ein gutes Sitzkissen, sondern auch auf ein Rückensystem, das den Rücken führt, stärkt und in Balance hält. Es muss genau den Anforderungen des Nutzers entsprechen.

Die passenden Rückensysteme finden Sie auf den folgenden Seiten.

Wir stehen auf gutes Sitzen. Invacare.