



- Transfer-Rollstuhl mit leichter Aluminiumkonstruktion
- Einfach zu transportieren und besonders für ältere Begleiter einfach zu manövrieren

### Leichter Transport - einfache Lagerung

- Kompakt und einfach zu handhaben
- Für den einfachen Transport oder Lagerung werden nur die Fußstützen entfernt und anschließend können der Rücken sowie das Fahrgestell leicht gefaltet werden

### Schieben? Kein Problem!

- Leicht zu schieben im Innen- und Außenbereich
- Gut manövrierbar mit schmalem Maß und kompaktem Design

## Optionen und Merkmale



### Faltbarer Rücken

Verringert die Abmessungen des Rollstuhls bei Transport und Lagerung.



### Wegschwenkbare Fußstützen

Die Fußplatten können nach oben geklappt und die Fußstützen zur Seite weggeschwenkt werden. Für einen einfachen Transfer.



### Faltbarer Kreuzrahmen

Der Leichtgewichtsrahmen kann flach zusammengeklappt werden.

## Technische Daten

Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Armlehnenhöhe	Beinstützenwinkel	Länge der Fußstützen	Sitzwinkel
Invacare® <b>Alu Lite</b> 405 / 455 mm	430 mm	490 mm	450 mm	230 mm	80°	340 - 460 mm	0°
Rückenlehnenwinkel	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gesamtlänge inkl. Fußstützen	Gesamtlänge ohne Fußstützen	Gesamtbreite gefaltet	Max. sichere Neigung	Wendekreis
Invacare® <b>Alu Lite</b> 0°	SB + 110 mm	945 mm	1030 mm	760 mm	250 mm	12,5°	890 mm
Gesamtgewicht	Max. Benutzergewicht	Transportgewicht	Rahmenfarbe	Polsterung			
			Blau	Nylon Schwarz			
Invacare® <b>Alu Lite</b> 12 kg	100 kg	10,2 kg					