



Invacare® **Comet**® Pro CE
 Invacare® **Comet**® Alpine+
 Invacare® **Comet**® ULTRA
 Benutzergewicht: **max. 160 kg (Comet® Pro / Comet® Alpine+), max. 220 kg (Comet® Ultra)**
Grundpreis: ab 6.553,00

Kunden-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
 Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Comet®Pro	Comet®Alpine+	Comet®Ultra	Preis
AGE0094	Invacare® Comet ®Pro, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, bis 160 kg				6.553,00
AGE0095	Invacare® Comet ®Alpine+, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, bis 160 kg				7.473,00
AGE0096	Invacare® Comet ®Ultra, 4-Rad-Scooter, 10 km/h, bis 220 kg				8.163,00
Lieferumfang:					
	Komfort-Sitz, drehbar, mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 520mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Premium-Sitz, drehbar, mit Kopfstütze, aufblasbarer Lordosenstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar, Sitzbreite = 660mm			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	HD-Armlehnen, verstärkt, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Verstärkte Sitzaufnahme			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Ergonomischer Lenkgriff	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	LCD Display mit hervorgehobenen Tasten und Anzeige von Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Handbremse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Leistungsstarker Antrieb (1600W) mit 2-stufiger Entkupplung	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Leistungsstarker Antrieb (1800W) mit 2-stufiger Entkupplung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Leistungs Power-Modul für Kraft und hohes Drehmoment	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Batterie-Ladegerät 8 A, extern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2 x 75 Ah AGM-Batterie für große Reichweite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Leuchtstarke Lichtanlage mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Federnde Luftbereifung mit extra großen 13"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Fahrwerk mit einstellbarer Einzelrad-Federung für hohen Fahrkomfort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Fahrwerk mit 4 einzeln einstellbaren HD-Federelementen, für hohen Fahrkomfort (Comet Ultra)			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Korb, vorn, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Deluxe Rückspiegel links und rechts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
OPTIONEN					
Bereifung					
AGE2461	Ballonbereifung 13", Luft, Schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
AGE2462	Ballonbereifung 13", pannensicher, Schwarz				527,00
AGE2463	Niederquerschnittbereifung 13", Luft, schwarz				593,00
Batterien					
AGE1249	75 Ah AGM Batterien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ladegerät					
AGE1343	Ladegerät 8A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
AGE1313	Ladegerät 10A				219,00
Verkleidungsfarben Standard					
AGE2470	Ahornrot				<input type="checkbox"/>
AGE0256	Himmelsblau				<input type="checkbox"/>
AGE0257	Kiwigrün				<input type="checkbox"/>
AGE0229	Weiss				<input type="checkbox"/>
AGE0255	Silber				<input type="checkbox"/>

Verkleidungsfarben Premium					
AGE2472	Champagner				113,00
AGE2473	Kupfergold				113,00
AGE2474	Rubinrot				113,00
AGE0236	Stahlblau				113,00
AGE2475	Graphitgrau				113,00
Designfarben					
AGE2476	Kaleidoskop-Rot				124,00
AGE2477	Kaleidoskop-Blau				124,00
AGE2478	Kaleidoskop-Weiss				124,00
ZUBEHÖR					
AGE2300	Zur Eigenmontage beigelegt		◆	◆	◆
Haltegurt					
AGE1329	Haltegurt mit Schnappverschluss				113,00
Warnweste					
AGE1492	Warnweste				38,00
Personalisierter Schlüssel					
AGE2451	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln				72,00
Rammschutz					
AGE1497	Rammschutzbügel vorne				125,00
AGE1498	Rammschutzbügel hinten				125,00
Elektrischer Sitzlifter					
AGE1044	Elektrischer Sitzlifter 120mm, bis 160 kg (nicht mit Comet Ultra)				1034,00
Sitzfederung					
AGE1081	Sitzfederung, (bis 100kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508,5mm)				229,00
AGE1082	Sitzfederung, (bis 100kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533,5mm)				229,00
AGE1083	Sitzfederung, (bis 100kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558,5mm)				229,00
AGE1084	Sitzfederung, (bis 160kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508,5mm)				229,00
AGE1085	Sitzfederung, (bis 160kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533,5mm)				229,00
AGE1086	Sitzfederung, (bis 160kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558,5mm)				229,00
Mobiltelefon					
AGE2413	USB-Adapter				104,00
AGE2414	Halterung für Mobiltelefon				64,00
Windschild					
AGE1474	Windschild inkl. Befestigungsmaterial				113,00
Getränkehalter					
AGE1456	Getränkehalter faltbar				68,00
Weitere Halterungen					
AGE1312	Stockhalter, rechts				102,00
AGE1363	Stockhalter, links				102,00
AGE1473	Halter für Rollator inkl. Stockhalter (nicht mit AGE1312, 1363)				469,00
Aufbewahrung					
AGE2453	XL-Korb vorne (nicht mit AGE1451 Wertsachenbox vorne)				183,00
AGE1451	Wertsachenbox vorne, schwarz, abschliessbar (nicht mit AGE2453 XL-Korb vorne)				263,00
AGE1472	Wertsachenbox hinten, schwarz, abschliessbar (nicht mit AGE1395, 1454, 1308)				263,00
AGE1395	Korb hinten (nicht mit AGE1472, 1454, 1308)				153,00
AGE1308	Grosse Sitztasche mit Klettverschluss (nicht mit AGE1395, 1472)				148,00
AGE1454	Halterung für Sauerstoffflasche, Durchmesser 11cm (nicht mit AGE1395, 1472)				152,00
Abdeckungen					
AGE1397	Abdeckung für Scooter (Schmutz- und Regenschutz)				206,00
AGE1458	Abdeckung für Sitz (Schmutz- und Regenschutz)				114,00
BEMERKUNGEN					