

Invacare® **Action® AMPLA™** CE
 Benutzergewicht: **max. 300 kg**
Grundpreis: 6.150,00 CHF

Kunden-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	CHF					
SMB0001	Invacare Action AMPLA	6.150,00					
SMBSPEC	Sonderbau	auf Anfrage					
ANTRIEBSVERSION							
SMB0500	Greifreifenantrieb	◆					
SITZ							
SITZBREITE							
SMB1000	505 mm (nicht mit Sitzkissen Invacare MatrX PS)	<input type="radio"/>					
SMB1010	555 mm	<input type="radio"/>					
SMB1020	605 mm	<input type="radio"/>					
SMB1030	655 mm	<input type="radio"/>					
SMB1040	705 mm	<input type="radio"/>					
SMB1050	755 mm	<input type="radio"/>					
SITZTIEFE							
SMB1100	Effektive Sitztiefe 460 mm (A); Rücken montiert auf Sitztiefe 495 mm (B)	◆					
SMB1110	Effektive Sitztiefe 510 mm (A); Rücken montiert auf Sitztiefe 545 mm (B)	<input type="radio"/>					
Sitztiefe in mm	(MM)	Sitzbreite in mm					
		505	555	605	655	705	755
	460	<input type="radio"/>					
510	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SITZHÖHE (der Sitzwinkel beträgt immer 1°)							
SMB1200	380 - 405 mm; voreingestellt auf 380 mm	<input type="radio"/>					
SMB1210	380 - 405 mm; voreingestellt auf 405 mm	◆					
SMB1220	430 - 455 mm; voreingestellt auf 430 mm	<input type="radio"/>					
SMB1230	430 - 455 mm; voreingestellt auf 455 mm	<input type="radio"/>					
Sitzhöhe hinten (SHh)	(MM)	Sitzhöhe vorne (SHv)					
		380	405	430	455		
	370	<input type="radio"/>					
	395		<input type="radio"/>				
	420			<input type="radio"/>			
445				<input type="radio"/>			
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG							
SMB1300	Nylonbespannung	◆					
RÜCKEN							
RÜCKENAUSFÜHRUNG: abklappbarer Rücken inkl. Verriegelung auf der Sitzfläche							
SMB2000	Höheneinstellbar 450 - 525 mm in 25 mm Schritten; voreingestellt auf 450 mm	<input type="radio"/>					
SMB2010	Höheneinstellbar 450 - 525 mm in 25 mm Schritten; voreingestellt auf 500 mm	◆					
RÜCKENPOLSTER							
SMB2100	Standard, fest	◆					
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN							
Beinstützenoberteil rechts							
SMB3110	Nach innen und außen wegschwenkbar; abnehmbar, rechts	◆					
Beinstützenoberteil links							
SMB3210	Nach innen und außen wegschwenkbar; abnehmbar, links	◆					



Fußplatten rechts						
SMB3400	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		◆			
SMB3420	Hochklappbar; fest; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		○			
SMB3450	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		○			
SMB3470	Hochklappbar; fest; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		○			
Fußplatten links						
SMB3500	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		◆			
SMB3520	Hochklappbar; fest; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		○			
SMB3550	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		○			
SMB3570	Hochklappbar; fest; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		○			
Einstellmöglichkeiten der Fußplatte mit langem Einschubrohr						
	Unterschenklänge					
		445	465	485	505	525
Sitzhöhe	380					
	405					
	430					
	455					
TRANSFERHILFE						
SMB4110	Transferhilfe rechts		◆			
SMB4210	Transferhilfe links		◆			
POSITIONIERUNGSOPTIONEN						
INVACARE SITZKISSEN						
SMB5000	Standard-Sitzkissen (Tiefe: 560 mm); max. Nutzergewicht: 300 kg		95,00			
SMB5010	Invacare Matrix PS HD Sitzkissen; max. Nutzergewicht 272 kg (verlängerte Lieferzeit + 5 Tage)		650,00			
RAHMENFARBEN						
SMB6000	Kokos-Weiß		◆			
SMB6010	Delfin-Grau		○			
SMB6099	Sonderfarbe gem. Kundenwunsch; bitte gewünschten RAL-Ton angeben		590,00			
FARBAKZENTE						
SMB6500	Lagunen-Blau		○			
SMB6510	Flamingo-Pink		○			
SMB6520	Limonen-Grün		○			
VORDERRÄDER						
SMB7000	5" x 1 3/8" (125 x 35 mm) pannensicher; Schwarz		○			
SMB7010	6" x 1 3/8" (150 x 35 mm) pannensicher; Schwarz		◆			
HINTERRÄDER						
HINTERRADAUSFÜHRUNG, mit schwarzen Kunststoffspeichen						
SMB7100	24" x 1" pannensicher; Schwarz, inkl. Alu-Greifreifen in Schwarz		◆			
HINTERRADACHSE						
SMB7200	Steckachse		◆			
BREMSEN						
SMB8000	Druckbremse		◆			
SICHERHEITZUBEHÖR						
SMB8500	Transport-Befestigungskit		190,00			
SMB8510	Beckengurt		90,00			
SMB8520	Kippschutz, Paar		120,00			
SONSTIGES ZUBEHÖR						
SMB9000	Stockhalter rechts (nicht mit Stockhalter links, Infusionsständer rechts)		75,00			
SMB9010	Stockhalter links		75,00			
SMB9020	Infusionsständer rechts; inkl. höhenverstellbarem Schiebebügel (nicht mit Infusionsständer links)		350,00			
SMB9030	Infusionsständer links; inkl. höhenverstellbarem Schiebebügel		350,00			
SMB9040	Halterung für Sauerstoffflasche		150,00			
SMB9050	Höhenverstellbarer Schiebebügel		240,00			
SMB9060	Passierfunktion mit Anti-Kipp-Funktion, empfohlen für SB 605-755 mm		450,00			

