

Invacare® AVIVA RX40 HD

Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich, verstärkte Ausführung
Benutzergewicht: max. 160 kg

Grundpreis: 14.459,00

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten =	kg	Preis
JBF0002	Invacare AVIVA RX40 HD (inkl. 120A Power-Modul)			14.459,00
JBX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)			auf Anfrage
CHASSIS				
JBF2830	verbreitertes Chassis (635 mm)			<input checked="" type="checkbox"/>
JBF2100	SITZTYP A: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (Wenn Modulite-Sitz mit Heavy Duty Sitzeinheit gewählt wird, fahren Sie bitte bei Sitztyp B fort.)			<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzrahmen				
JBF2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)			<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbreiteneinstellung				
JBF2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: elektrische Rückenwinkelverstellung in Verbindung mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts für Kinnsteuerung oder Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)			<input type="checkbox"/>
JBF2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)			<input checked="" type="checkbox"/>
JBF2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)			<input type="checkbox"/>
JBF2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken, Invacare Matrix Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix Libra oder Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Rückenauflage nach außen versetzt)			<input type="checkbox"/>
Rückenauflage				
JBF2106	Rückenauflage nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)			110,00
Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)				
JBF2132	410 mm ^{1) 2)}			<input type="checkbox"/>
JBF2134	460 mm ²⁾			<input checked="" type="checkbox"/>
JBF2136	510 mm ³⁾			<input type="checkbox"/>
1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, Bodypoint Positionierungsurte 2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen 3) NC: Invacare Matrix Contour Visco NG				
Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)				
JBF2142	Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen / Invacare Matrix Flo-tech Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)			<input checked="" type="checkbox"/>
JBF2143	Invacare Matrix Contour Visco NG Sitzkissen			434,00
JBF2147	Invacare Matrix Libra Sitzkissen			686,00
JBF2144	Invacare Matrix Vi Sitzkissen			686,00
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe				
JBF2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatten Flex3)			<input checked="" type="checkbox"/>
JBF2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel			<input type="checkbox"/>



Rückenrahmen ohne Schiebegriffe			
JBF2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○
Rückenbespannung			
JBF2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, Halter manuell seitlich abschwenkbar für Kinnsteuerung)		◆
JBF2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnenpolster weich, Kinnsteuerung, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		219,00
JBF2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		289,00
JBF2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		982,00
JBF2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		982,00
JBF2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		1.028,00
JBF2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.028,00
JBF2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.153,00
Polsterfarbe			
JBF2151	Schwarz Nylon		◆
JBF2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○
JBF2155	Schwarz atmungsaktiv		○
Seitenteile			
JBF2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
JBF2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
JBF2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)		187,00
JBF2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)		679,00
JBF2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)		679,00
Armlehnenpolster			
JBF2195	Standard (325 mm)		◆
JBF2196	Verlängert (375 mm)		○
JBF2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		76,00
JBF2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)		
Seitliche Führung links für Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			
JBF2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		307,00
JBF2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		307,00
JBF2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		320,00
Seitliche Führung rechts für Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			
JBF2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		307,00
JBF2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		307,00
JBF2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		320,00
Montage-Material für seitliche Führungen			
JBF2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
JBF2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○
Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)			
JBF1350	Nackenstütze tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		353,00
JBF1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		441,00



JBF1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		504,00	
JBF2324	Invacare MatrX Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		681,00	
JBF2325	Invacare MatrX Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		716,00	1427
JBF2327	Invacare MatrX Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höhenstellbare Elan-Halterung		1.028,00	
JBF1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm), (NC: Kinnsteuerung)		○	2324
1) NC: Halter manuell seitlich abschwenkbar für Kinnsteuerung				
Sitzzubehör				
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken)				
JBF1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		434,00	
Sitzverstellungen				
Sitzwinkelverstellung				
JBF1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆	
JBF1092	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)		1.559,00	
JBF1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung		2.298,00	
SitzhöhenEinstellung (gemessen ohne Sitzkissen)				
JBF2857	435 mm		○	
JBF2858	460 mm		◆	
JBF2859	485 mm		○	
Rückenwinkelverstellung				
JBF0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	
JBF0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.906,00	
JBX2101	SITZTYP B: Modulite-Sitz mit Heavy Duty Sitzeinheit (Wenn bereits Sitztyp A gewählt wurde, fahren Sie bitte bei den Beinstützen fort.) (NC: Beinstützenoberteile Standard 80°, Kinnsteuerung, Bodypoint Positionierungsgurte)		1.293,00	
Sitzrahmen				
JBX2102	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 530 - 550 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		◆	
Sitzbreiteneinstellung				
JBF2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		○	
JBX2104	550 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Tische abschwenkbar)		◆	
SitztiefeEinstellung				
JBF2136	510 mm		◆	
JBX2137	580 mm		○	
Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)				
JBF2148	Sitzkissen, 90 mm		◆	
JBF2140	Ohne Sitzkissen		○	
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe				
JBF2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○	
Rückenbespannung				
JBF2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen)		◆	
Polsterfarbe				
JBF2156	Schwarz Nylon		◆	
Seitenteile				
JBF2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	
JBF2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○	2181 2191
Armlehnenpolster				
JBF2195	Standard (325 mm)		◆	
JBF2196	Verlängert (375 mm)		○	2195 2196

JBF2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		76,00		2197
Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)					
JBF1350	Nackenkstütze tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		353,00		1350
JBF1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		441,00		1432
JBF1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		504,00		1427
JBF2324	Invacare MatrX Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		681,00		2324
JBF2325	Invacare MatrX Elan Nackenkstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		716,00		2325
JBF2327	Invacare MatrX Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		1.028,00		2327
JBF1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○		
Sitzverstellungen					
Sitzwinkelverstellung					
JBF1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		◆		
JBF1095	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 20°)		1.143,00		
JBF1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 30°) mit Schwerpunktverlagerung, Sitzhöhe 490 mm		2.298,00		
Sitzhöhereinstellung (nur bei Wahl von 1091 oder 1095)					
JBF2857	435 mm		○		
JBF2858	460 mm		◆		
JBF2859	485 mm		○		
Rückenwinkelverstellung					
JBF0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆		
JBF0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.906,00		
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN					
Beinstützenoberteile links					
JBF0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆		0565 / 0566
JBF0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾		289,00		0555 / 0554
JBF0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		○		0536 / 0546
JBF0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		168,00		0537 / 0547
JBF0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.415,00		0539 / 0549
JBF0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○		
1) NC: Vari F-, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links					
Beinstützenoberteile rechts					
JBF0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆		0566 / 0567
JBF0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾		289,00		0554 / 0553
JBF0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		○		0546 / 0547
JBF0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		168,00		0547 / 0548
JBF0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.415,00		0549 / 0548
JBF0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○		
1) NC: Vari F-, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts					
Fußauflagen links					
JBF0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆		0505 / 0502
JBF0511	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, links		207,00		0511 / 0508
Fußauflagen rechts					
JBF0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆		0502 / 0501
JBF0508	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, rechts		207,00		0508 / 0507

FAHRPULT			
Fahrpult LiNX			
JBF2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung)		◆
JBF2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.020,00
JBF2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.633,00
JBF2270	Kippschaltermodul für REM400		601,00
Fahrpulthalter für REM216 oder REM400			
JBF1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) ¹⁾		◆
JBF1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) ²⁾		○
JBF1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts ¹⁾		○
JBF1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links ²⁾		○
JBF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ³⁾		1.224,00
JBF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ⁴⁾		1.224,00
JBF2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts ⁵⁾		491,00
JBF2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links ⁶⁾		491,00
JBX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar 5) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar links, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links			
Fahrpulthalter für REM500			
JBF2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar ^{1) 3)}		○
JBF2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar ^{2) 4)}		○
JBF2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ^{1) 3) 4)}		1.224,00
JBF2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ^{2) 3) 4)}		1.224,00
JBX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links			
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter			
JBF2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter		816,00
JBF2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter		1.358,00
JBF2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts ¹⁾		◆
JBF2260	Standard-Halter für Begleitperson links ²⁾		○
JBF1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts ¹⁾		◆
JBF1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links ²⁾		○
1) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar rechts, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar links, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links			
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).			
JBF2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400		1.088,00
JBF2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg		1.293,00
JBF2207	Montage rechts ^{1) 3)}		○
JBF2208	Montage links ^{2) 4)}		○
JBF2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{1) 3) 4) 5)}		1.259,00



JBF2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{2) 3) 4) 6)}	1.259,00	
JBX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage	
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links			
Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JBF2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138, nur mit Kopfstütze ¹⁾	5.450,00	
JBF1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze	○	
JBF1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze	○	
JBF1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts ²⁾	4.505,00	
JBF1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links ³⁾	4.505,00	
1) NC: Kopfsteuerungen, MEC-Joystick, HD-Joystick, Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links, Rückspiegel links			
Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JBF2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel ¹⁾	7.970,00	
JBF2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel ¹⁾	9.529,00	
1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick			
Drahtlos-Zubehör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC), (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JBF2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen	658,00	
JBF2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer	1.271,00	
Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JBF2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) ¹⁾	6.584,00	
JBF2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 ¹⁾	3.350,00	
JBF2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ²⁾	820,00	
JBF2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ³⁾	820,00	
JBF2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾	1.259,00	
JBF2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ³⁾	1.259,00	
JBF2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾	2.067,00	
JBF2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ³⁾	2.067,00	
JBX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage	
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links			
LiNX Zubehör			
Extra Bedieneinheit			
JBF2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinenstecker)	749,00	
JBF2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)	○	
JBF2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)	○	
JBF2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)	○	
JBF2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)	○	
JBF2225	Ohne feste Montageposition	○	
USB-Ladeanschluss			
JBF2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsurte)	338,00	
JBF2281	Montage rechts	○	
JBF2282	Montage links	○	



Weitere Komponenten / Zubehör			
JBF2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○
JBX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage
Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JBF1685	Buddy Button Rot		196,00
JBF1686	Buddy Button Gelb		196,00
JBF1687	Buddy Button Grün		196,00
JBF1690	Buddy Button Blau		196,00
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JBF2254	Eierförmiger Button Schwarz		196,00
Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JBF1711	Piko Button Rot		214,00
JBF1712	Piko Button Gelb		214,00
JBF1713	Piko Button Grün		214,00
JBF1714	Piko Button Orange		214,00
JBF1715	Piko Button Blau		214,00
JBF1716	Piko Button Schwarz		214,00
Bodypoint Joystickaufsätze			
JBF2721	Tetragabel, 76 mm breit		196,00
JBF2722	Tetragabel, 102 mm breit		196,00
JBF2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		196,00
JBF2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		196,00
FAHREINHEIT			
Rahmenfarbe			
JBF2871	Galaxie-Grau		◆
JBF2872	Merkur-Silber		○
JBF2873	Mars-Rot		○
JBF2874	Neptun-Blau		○
JBF2875	Weltall-Violett		○
JBX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur in Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage
Farbwahl Felgeneinsatz			
JBF2882	Unendlich-Schwarz		◆
JBF2883	Merkur-Silber		○
JBF2884	Mars-Rot		○
JBF2885	Neptun-Blau		○
JBF2886	Weltall-Violett		○
JBX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage
Vorderradgabel			
JBF2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		566,00
JBF2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder; Chassis verbreitert sich auf 656 mm)		◆
Vorderräder			
JBF0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JBF0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		219,00
JBF0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		289,00
Verriegelung für Vorderräder			
JBF1490	Verriegelung für Vorderräder		254,00
Hinterräder			
JBF0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JBF0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		243,00
JBF0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		243,00
Federung			
JBF2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆



1685 / 1686 / 1687 / 1690



2721 / 2722



2724

2723



2631



2632



1490

Federungseinstellung			
JBF1916	Federung bis 160 kg Nutzergewicht		◆
Motor			
JBF1283	DuraWatt Motoren 10 km/h		◆
Batterien			
JBF1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆
JBF1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		543,00
Stabilitätsprogramm			
JBF1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		1.675,00
Ladegerät			
JBF1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
Kippschutz			
JBF1205	Anti-Kippräder		◆
Licht			
JBF1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		520,00
JBF2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux		635,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
Bordsteinheber			
JBF1244	Bordsteinheber, einklappbar (nur mit elektrischer Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung)		462,00
Transportbefestigung			
JBF1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze)		993,00
JBF1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)		○
JBF1494	4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19		◆
Transportbefestigungspunkte			
JBF2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl		266,00
Haltegurt			
JBF1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken		113,00
JBF2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen		113,00
Bodypoint Positionierungsgurte (inkl. Montage-Kit)			
JBF2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		254,00
JBF2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		254,00
JBF2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		185,00
JBF2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		185,00
JBF2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		150,00
JBF2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		150,00
Rückspiegel			
JBF1415	Rückspiegel rechts		91,00
JBF1339	Rückspiegel links		91,00
WEITERES ZUBEHÖR			
Halterungen			
JBF2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)		162,00
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JBF1312	Stockhalter rechts		65,00



1205

JBF1363	Stockhalter links		65,00
Radspritzschutz			
JBF1416	Radspritzschutz vorne		○
JBF1417	Radspritzschutz hinten		○
Tisch			
JBF1404	Tisch abschwenkbar, rechts		518,00
JBF1405	Tisch abschwenkbar, links		518,00
Werkzeugset			
JBF1333	Werkzeugset		54,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		173,00
BEMERKUNGEN			



1404 / 1405



SP1602886