

Bestellung



Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF
exkl. MwSt.

Invacare® AVIVA RX40 CE
mit Sitzlifter

Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich mit motorisch betriebener Hubvorrichtung. Benutzergewicht: max. 136 kg

Grundpreis: 17.107,00

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____














Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Konfiguration Option ohne Aufpreis
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	Preis
JCG0011	Invacare AVIVA RX40 mit Sitzlifter (inkl. 120A Power-Modul)		17.107,00
JCX1300	Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)		auf Anfrage
CHASSIS			
JCG2810	Standard-Chassis (560 mm)		<input checked="" type="checkbox"/>
MODULITE-SITZ MODULIERBAR			
JCG2100	SITZTYP: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen		<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzrahmen			
JCG2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbreiteneinstellung			
JCG2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), kann in Kombination mit Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung auf 330 mm reduziert werden (NC: elektrische Rückenwinkelverstellung in Verbindung mit Halter elektrisch seitlich abschenkbar rechts für Kinnsteuerung oder Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)		<input type="checkbox"/>
JCG2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		<input type="checkbox"/>
JCG2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix Positionierungsrücken, Invacare Matrix Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix Libra oder Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)		<input type="checkbox"/>
Rückenaufnahme			
JCG2106	Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)		108,00
Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)			
JCG2132	410 mm ¹⁾		<input type="checkbox"/>
JCG2134	460 mm ²⁾		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2136	510 mm ³⁾		<input type="checkbox"/>
<small>1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Montage an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar oder Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschenkbar, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze, seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen, Bodypoint Positionierungsgurte 2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät oder zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen 3) NC: Invacare Matrix Contour Visco NG, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen</small>			
Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)			
JCG2142	Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen / Invacare Matrix Flo-tech Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)		<input checked="" type="checkbox"/>
JCG2143	Invacare Matrix Contour Visco NG Sitzkissen		434,00
JCG2147	Invacare Matrix Libra Sitzkissen		686,00
JCG2144	Invacare Matrix Vi Sitzkissen		896,00
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe			
JCG2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatte Flex3)		<input checked="" type="checkbox"/>



JCG2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○	
Rückenrahmen ohne Schiebegriffe				
JCG2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○	
Rückenbespannung				
JCG2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, Halter manuell seitlich abschenkbar für Kinnsteuerung)		◆	
JCG2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kinnsteuerung, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		200,00	 2171
JCG2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		219,00	 2179
JCG2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		289,00	 2172 / 2173
JCG2174	Positionierungsrücken Invacare MatrX PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		982,00	 2174 / 2175
JCG2175	Positionierungsrücken Invacare MatrX PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		982,00	
JCG2177	Positionierungsrücken Invacare MatrX Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.028,00	
JCG2178	Positionierungsrücken Invacare MatrX Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		1.153,00	
Polsterfarbe				
JCG2151	Schwarz Nylon		◆	
JCG2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○	
JCG2155	Schwarz atmungsaktiv		○	
Seitenteile				
JCG2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆	
JCG2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○	
JCG2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)		187,00	 2191
JCG2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (NC: seitliche Führungen)		134,00	 2181 2198
JCG2193	Armlehnen rückschwenkbar (NC: Pelotten)		543,00	 2183
JCG2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)		679,00	
JCG2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)		679,00	 2193 2192 / 2194
Armlehnenpolster				
JCG2195	Standard (325 mm)		◆	
JCG2196	Verlängert (375 mm)		◆	
JCG2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		76,00	 2195 2196
JCG2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)		134,00	
Seitliche Führung links, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)				
JCG2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		307,00	
JCG2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		307,00	
JCG2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		320,00	 2197 2199
Seitliche Führung rechts, für Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbare oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)				
JCG2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		307,00	
JCG2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		307,00	
JCG2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		320,00	
Montage-Material für seitliche Führungen				
JCG2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○	

JCG2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○	
Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)				
JCG1350	Nackenstütze tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		353,00	
JCG1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		441,00	1350
JCG1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material) ¹⁾		504,00	
JCG2324	Invacare MatrX Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		681,00	
JCG2325	Invacare MatrX Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		716,00	1427 1432
JCG2327	Invacare MatrX Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		1.028,00	
JCG1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm), (NC: Kinnsteuerung)		○	2324
¹⁾ NC: Halter manuell seitlich abschwenkbar für Kinnsteuerung				
Sitzzubehör				
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare MatrX Positionierungsrücken)				
JCG1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar		434,00	
Sitzverstellungen				
Sitzwinkelverstellung				
JCG1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. elektr. Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung		◆	
Sitzhöhereinstellung (gemessen ohne Sitzkissen)				
JCG2857	435 mm		○	2327
JCG2858	460 mm		◆	
JCG2859	485 mm		○	1445
Rückenwinkelverstellung				
JCG0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆	
JCG0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)		1.906,00	
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN				
Zentral montierte Beinstütze				
JCG0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), nur mit winkel- und breitenverstellbaren Fußplatten ¹⁾		404,00	
JCG0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm), (nur mit 8" Vorderräder) ¹⁾		2.650,00	
JCG2855	Ohne zentrale Beinstütze		◆	0556 0589
¹⁾ NC: Bordsteinheber				
Fußauflagen				
JCG2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)		○	
JCG0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)		◆	0565 / 0566
JCG0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)		○	
JCG0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)		○	0555 / 0554
Beinstützenoberteile links				
JCG0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆	
JCG0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾		289,00	0536 / 0546
JCG0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		○	
JCG0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		168,00	
JCG0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.415,00	
JCG0535	Ohne Beinstützenoberteil links		○	
¹⁾ NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts ²⁾ NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts ³⁾ NC: Fußplatte fest links				
Beinstützenoberteile rechts				
JCG0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾		◆	
JCG0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾		289,00	0537 / 0547

JCG0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾		○	 0539 / 0549
JCG0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		168,00	
JCG0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}		1.415,00	
JCG0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts		○	
1) NC: Vari F-, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts				
Fußauflagen links				
JCG0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links		◆	 0505 / 0502
JCG0511	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, links		207,00	
Fußauflagen rechts				
JCG0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts		◆	 0511 / 0508
JCG0508	Fußplatte winkel- und tiefeinstellbar, hochklappbar, rechts		207,00	
FAHRPULT				
Fahrpult LiNX				
JCG2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung)		◆	 2204
JCG2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.020,00	
JCG2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.633,00	
JCG2270	Kippschaltermodul für REM400		601,00	
Fahrpulthalter für REM216 oder REM400				
JCG1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) ¹⁾		◆	 2205
JCG1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) ²⁾		○	
JCG1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts ¹⁾		○	 2270
JCG1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links ²⁾		○	
JCG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ³⁾		1.224,00	 2206
JCG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ⁴⁾		1.224,00	
JCG2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts ⁵⁾		491,00	
JCG2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links ⁶⁾		491,00	
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage	
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar 5) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts 6) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch seitlich abschwenkbar links, Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links				
Fahrpulthalter für REM500				
JCG2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar ^{1) 3)}		○	 2219
JCG2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar ^{2) 4)}		○	
JCG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ^{1) 3) 4)}		1.224,00	
JCG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ^{2) 3) 4)}		1.224,00	
JCX2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage	
1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links				
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter				
JCG2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter		816,00	 2245
JCG2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter		1.358,00	
JCG2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts ¹⁾		◆	
JCG2260	Standard-Halter für Begleitperson links ²⁾		○	
JCG1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts ¹⁾		◆	

JCG1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links ²⁾		○
1) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar rechts, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts 2) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar links, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links			
Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich) Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).			
JCG2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400		1.088,00
JCG2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg		1.293,00
JCG2207	Montage rechts ^{1) 3)}		○
JCG2208	Montage links ^{2) 4)}		○
JCG2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{1) 3) 4) 5)}		1.259,00
JCG2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{2) 3) 4) 6)}		1.259,00
JCX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts 4) NC: Tisch abschwenkbar links 5) NC: Rückspiegel rechts 6) NC: Rückspiegel links			
Kinnsteuerung LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JCG2229	Kinnsteuerung mit proportionalem Joystick ASL138, nur mit Kopfstütze ¹⁾		5.450,00
JCG1289	Halter manuell seitlich abschwenkbar rechts ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze		○
JCG1288	Halter manuell seitlich abschwenkbar links ASL628, nur in Verbindung mit Elan-Kopfstütze		○
JCG1287	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts ²⁾		4.505,00
JCG1286	Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links ³⁾		4.505,00
1) NC: Kopfsteuerungen, MEC-Joystick, HD-Joystick, Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links, Rückspiegel links			
Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JCG2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel ¹⁾		7.970,00
JCG2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel ¹⁾		9.529,00
1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick			
Drahtlos-Zubehör für Kinnsteuerung / Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC), (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JCG2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen		658,00
JCG2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer		1.271,00
Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
JCG2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) ¹⁾		6.584,00
JCG2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 ¹⁾		3.350,00
JCG2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ²⁾		820,00
JCG2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ³⁾		820,00
JCG2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾		1.259,00
JCG2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ³⁾		1.259,00
JCG2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾		2.067,00
JCG2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ³⁾		2.067,00
JCX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links			



LiNX Zubehör			
Extra Bedieneinheit			
JCG2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinckenstecker)		749,00
JCG2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)		○
JCG2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)		○
JCG2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)		○
JCG2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)		○
JCG2225	Ohne feste Montageposition		○
USB-Ladeanschluss			
JCG2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)		338,00
JCG2281	Montage rechts		○
JCG2282	Montage links		○
Weitere Komponenten / Zubehör			
JCG2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○
JCX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage
Buddy Buttons (Eingang für Klinckenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCG1685	Buddy Button Rot		196,00
JCG1686	Buddy Button Gelb		196,00
JCG1687	Buddy Button Grün		196,00
JCG1690	Buddy Button Blau		196,00
Eierförmiger Button (Eingang für Klinckenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCG2254	Eierförmiger Button Schwarz		196,00
Piko Buttons (Eingang für Klinckenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)			
JCG1711	Piko Button Rot		214,00
JCG1712	Piko Button Gelb		214,00
JCG1713	Piko Button Grün		214,00
JCG1714	Piko Button Orange		214,00
JCG1715	Piko Button Blau		214,00
JCG1716	Piko Button Schwarz		214,00
Bodypoint Joystickaufsätze			
JCG2721	Tetragabel, 76 mm breit		196,00
JCG2722	Tetragabel, 102 mm breit		196,00
JCG2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		196,00
JCG2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		196,00
FAHREINHEIT			
Rahmenfarbe			
JCG2871	Galaxie-Grau		◆
JCG2872	Merkur-Silber		○
JCG2873	Mars-Rot		○
JCG2874	Neptun-Blau		○
JCG2875	Weltall-Violett		○
JCX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur in Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage
Farbwahl Felgeneinsatz			
JCG2882	Unendlich-Schwarz		◆
JCG2883	Merkur-Silber		○
JCG2884	Mars-Rot		○
JCG2885	Neptun-Blau		○
JCG2886	Weltall-Violett		○
JCX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage
Vorderradgabel			
JCG2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		566,00
JCG2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder)		◆



2251



2253



1685 / 1686 / 1687 / 1690



2721 / 2722



2723

2724



2631



2632

Vorderräder		
JCG0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei	◆
JCG0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei	219,00
JCG0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei	289,00
JCG0828	8" pannensicher Schwarz, abriebfrei (NC: 12 km/h Ultra High Speed Motoren)	○
Verriegelung für Vorderräder		
JCG1490	Verriegelung für Vorderräder	207,00
Hinterräder		
JCG0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei	◆
JCG0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei	243,00
JCG0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei	312,00
Federung		
JCG2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)	◆
Federungseinstellung		
JCG1911	Federung bis 110 kg Nutzergewicht	○
JCG1915	Federung bis 136 kg Nutzergewicht	◆
Motor		
JCG1283	DuraWatt Motoren 10 km/h	◆
Batterien		
JCG1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien	◆
JCG1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)	543,00
Stabilitätsprogramm		
JCG1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm	1.675,00
Ladegerät		
JCG1313	Ladegerät OptiCharge 10A	◆
SICHERHEITSOPTIONEN		
Kippschutz		
JCG1205	Anti-Kippräder	◆
Licht		
JCG1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux	520,00
JCG2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux	635,00
SICHERHEITZUBEHÖR		
Bordsteinheber		
JCG1244	Bordsteinheber, einklappbar	520,00
Transportbefestigung		
JCG1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen)	993,00
JCG1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)	○
JCG1401	6-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19	◆
Transportbefestigungspunkte		
JCG2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl	266,00
Haltegurt		
JCG1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken	113,00
JCG2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen	113,00
Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)		
JCG2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	254,00
JCG2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm	254,00
JCG2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	185,00



1490



1205

JCG2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		185,00
JCG2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm		150,00
JCG2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm		150,00
Rückspiegel			
JCG1415	Rückspiegel rechts		91,00
JCG1339	Rückspiegel links		91,00
WEITERES ZUBEHÖR			
Halterungen			
JCG2128	Taschenhaken (max. 6 kg Belastung)		162,00
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)			
JCG1312	Stockhalter rechts		65,00
JCG1363	Stockhalter links		65,00
Radspritzschutz			
JCG1416	Radspritzschutz vorne (NC: einseitige Gabel in Verbindung mit Verriegelung für Vorderräder)		○
JCG1417	Radspritzschutz hinten		○
Tisch			
JCG1404	Tisch abschwenkbar, rechts		518,00
JCG1405	Tisch abschwenkbar, links		518,00
Werkzeugset			
JCG1333	Werkzeugset		54,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		173,00
BEMERKUNGEN			



1404 /
1405



SP1602886