



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF  
exkl. MwSt.

**AUFSTEHLIFTER**



Invacare® **ISA COMPACT / ISA STANDARD /  
ISA STANDARD (elektrisch) / ISA XPLUS**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

**MANUELLE FAHRGESTELLSPREIZUNG**

Invacare **ISA COMPACT**

**max. Belastbarkeit: 140 kg**

Aktivlifter / Elektrischer Aufstehlifter mit **manueller Fahrgestellspreizung per Fußpedal**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern, angewinkelte Fußplatte, integrierte Kabelführung, manuelle Notabsenkung.

Elektronikbauteile: LINAK CBJ Home-Steuerungseinheit, integrierter Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	1660247	100 mm	-	2940,00

Invacare **ISA STANDARD**

**max. Belastbarkeit: 160 kg**

Aktivlifter / Elektrischer Aufstehlifter mit **manueller Fahrgestellspreizung mit Hebel**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern, angewinkelte Fußplatte, integrierte Kabelführung, manuelle Notabsenkung.

Elektronikbauteile: LINAK CBJ Home-Steuerungseinheit, integrierter Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	1660248	100 mm	-	3540,00

**ELEKTRISCHE FAHRGESTELLSPREIZUNG**

Invacare **ISA STANDARD (elektrisch)**

**max. Belastbarkeit: 160 kg**

Aktivlifter / Elektrischer Aufstehlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern, angewinkelte Fußplatte, integrierte Kabelführung, manuelle Notabsenkung.

Elektronikbauteile: LINAK CBJ Home-Steuerungseinheit, integrierter Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	1656010	100 mm	-	3900,00

Invacare **ISA XPLUS**

**max. Belastbarkeit: 200 kg**

Aktivlifter / Elektrischer Patientenlifter mit **elektrischer Fahrgestellspreizung**, höhenverstellbare Unterschenkelstütze "ErgoSupport" mit Polstern und Wadenband, angewinkelte Fußplatte und Schutzleisten für Fahrgestellbein.

Elektronikbauteile: LINAK Jumbo Care Steuerungseinheit, abnehmbarer Akku, integriertes Netzteil, Netzkabel, Not-Aus-Schalter, elektrische Notabsenkung, Handbedienteil mit Akku- und Serviceanzeige.

Stück	Artikelnummer	Ø Rollen	Akkuleistung	Zusätzlich im Lieferumfang enthalten	Preise in EURO (ohne MwSt.)
	1656011	100 mm (vorne), 125 mm (hinten)	Standard-Leistung	Wadenband (schwarz), Schutzleisten für Fahrgestellbein	5100,00
	1663641	100 mm (vorne), 125 mm (hinten),	Doppelte Leistung	Wadenband (schwarz), Schutzleisten für Fahrgestellbein	5580,00

**AUFSTEHLIFTER**

Zubehör für  
Invacare® **ISA-Modelle**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Stück	Artikelnummer	Bezeichnung	Preise in EURO (ohne MwSt.)
<b>Zubehör</b>			
<b>Fußplatten</b>			
	SPI650440	Fußplatte hoch, für kleine Patienten	95,00 €
	SPI650441	Fußplatte niedrig, für große Patienten	95,00 €
<b>Wadenband</b>			
	AP60121194	Wadenband (schwarz, wischdesinfizierbar)	95,00 €
<b>Sonstiges Zubehör</b>			
	API651334-7016	Hebel für manuelle Fahrgestellspreizung (ISA COMPACT / STANDARD Elektrisch)	39,00 €
	AP60121193	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (ISA COMPACT)	30,85 €
	API648554	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (ISA STANDARD / STANDARD Elektrisch)	30,85 €
	API648551	Schutzleisten (2 Stk.) für Fahrgestellbein (ISA XPLUS)	30,85 €
	API650026	Schutzpolster für Hebearm	29,00 €
<b>Zubehör für LINAK Jumbo Care Kontrollbox bei ISA XPLUS</b>			
	API651491	Wandladegerät für abnehmbaren Akku	150,00 €
	AP0821283	Netzkabel für Wandladegerät (EU-Stecker)	13,00 €
	API1514573-7035	Zusatzakku, abnehmbar	129,00 €