

**Invacare® Zubehör für die
Sauerstoff-Therapie**


Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
	1522424-IRCPF16AW	Invacare® PreciseRx Pädiatrisches Flowmeter für Invacare- Konzentratoren Durchflussmessgerät (Eingang Flow 2 l/min sowie Druck 34,5 Kpa bzw. 5 psi \pm 10 %) von 0 bis 750 ml, stufenlos einstellbar mit 50 ml Skalaabständen (\pm 10 %) Lieferumfang: Gerät (Höhe 145 mm, Breite 120 mm, Tiefe 145 mm; Gewicht 800 g), Anschluss Schlauch 1513831 (2,1 m)	424,00
	IRC450	Invacare® Check O₂ Plus Sauerstoff-Analysegerät für Sauerstoff-Konzentratoren zur Überprüfung der Sauerstoffkonzentration (20,9 - 96 %, \pm 1,5 %), Ausgangsdruck (0,5 - 50 PSI, \pm 0,5 %) und Ausgangsfluss (0 - 10 l/min, \pm 0,2 l/min) Lieferumfang: Gerät inklusive Batterien und Prüfschlauch	1043,00
	M2000P	Zubehör-Kit „Jahresbedarf“ Lieferumfang: 10 Nasenbrillen Standard 1 Sauerstoffmaske 3 Verlängerungsschläuche (7,5 m) 1 Atemgasbefeuchter 1 Wasserfalle 3 Schlauchverbinder	25,00

Nasenkanülen / Sauerstoffbrillen für Erwachsene		14.99.99.1031	VPE	
Schlauchlänge 2,10 m				
1524236	HIGH FLOW - ergonomischer Auslass für Flussraten bis 15 LpM		1	6,00
M3120	STANDARD - ergonomisch gebogener Auslass für Flussraten bis 6 LpM		1	6,00
M3120-50	STANDARD - ergonomisch gebogener Auslass für Flussraten bis 6 LpM		50	248,00
M3110	QUIET - ergonomisch gebogener, verjüngter Auslass für Flussraten bis 8 LpM		1	6,00
M3110-50	QUIET - ergonomisch gebogener, verjüngter Auslass für Flussraten bis 8 LpM		50	248,00
M3115	MICRO 7" - ergonomisch gebogener, verjüngter und kleinerer Auslass für Flussraten bis 3 LpM		1	6,00
M3115-50	MICRO 7" - ergonomisch gebogener, verjüngter und kleinerer Auslass für Flussraten bis 3 LpM		50	248,00
Schlauchlänge 1,20 m				
1524235	Sauerstoffbrille - gerader Auslass, Schlauchlänge 1,20 m; empfohlen für HomeFill® II -Zylinder		1	4,00
M3117	MICRO 4" - wie MICRO 7", aber Schlauchlänge 1,20 m		1	4,00
M3117-50	MICRO 4" - wie MICRO 7", aber Schlauchlänge 1,20 m		50	197,00
Schlauchlänge 15,30 m				
1509581	Nasenkanüle für hohe Flussraten (bis 15 LpM), für Erwachsene, Länge 15,3 m		1	21,00

**Invacare® Zubehör für die
Sauerstoff-Therapie**

CE

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung		Preis
		Nasenkanülen / Sauerstoffbrillen für Kinder, Schlauchlänge 2,10 m	14.99.99.1031	VPE
M3121		PEDIATRIC - Nasenkanüle für Kleinkinder (ab 1 Jahr)		1 6,00
M3121-50		PEDIATRIC - Nasenkanüle für Kleinkinder (ab 1 Jahr)		50 299,00
M3122		INFANT - Nasenkanüle für Neugeborene		1 10,00
M3122-50		INFANT - Nasenkanüle für Neugeborene		50 469,00
		Sauerstoffmasken, Schlauchlänge 2,10 m	14.99.99.1030	
M3210		Standard-Sauerstoffmaske für Erwachsene, mittlere Flussraten		1 4,00
M3210-50		Standard-Sauerstoffmaske für Erwachsene, mittlere Flussraten		50 155,00
		Befeuchterflasche und Zubehör		
M5120		Befeuchterflasche nachfüllbar (325 ml, Überdruckventil 3 psi)		1 9,00
I509582		Befeuchterflasche hohe Flussrate, nachfüllbar (325 ml, Sicherheitsventil 6 psi)		1 9,90
M1521		Ständer inkl. Anschlussschlauch M1522 (15 m) für nachfüllbare Befeuchterflasche		1 42,50
		Schläuche	14.99.99.1033	
I513831		Verlängerungsschlauch 2,1 m		1 7,50
M4150		Verlängerungsschlauch 5 m		1 4,50
M4150-50		Verlängerungsschlauch 5 m		50 199,00
M4250		Verlängerungsschlauch 7,5 m		1 5,50
M4250-25		Verlängerungsschlauch 7,5 m		25 125,00
M1522		Anschlussschlauch 15 m mit integriertem Schraubanschluss für Befeuchterflasche		1 8,00
M1522-20		Anschlussschlauch 15 m mit integriertem Schraubanschluss für Befeuchterflasche		20 139,00
		Schlauchzubehör		
M4610		Universalanschluss mit Widerhaken		1 3,00
M4610-50		Universalanschluss mit Widerhaken		50 118,00
M4650		Schlauchverbinder		1 2,50
M4650-50		Schlauchverbinder		50 99,00
M1220		Schlauchverbinder, drehbar (Anschluss männlich / männlich)		1 6,50
M1225		Schlauchverbinder, drehbar (Anschluss männlich / weiblich)		1 9,90
M1523		Wasserfalle		1 6,00
		Patientennaher Brandschutz nach ISO 8359		
I663516		Firesafe Rückschlagventil		13,80
I563212		Nasenkanüle kurz 0,3 m	14.99.99.0031	3,50