


Sicher und hochvariabel, ideal für den Einsatz bei Fallpauschalen

- Elektrisch verstellbares Pflegebett, erhältlich mit Metall- oder Holzliegefläche.
- Liegeflächenabschnitte wurden unter zugrunde legen von Körpergrößenstatistiken optimiert.
- Optionaler Transportadapter für einfachen Auf-/Abbau und bequemen Transport
- Werkzeuglose Montage und Demontage durch eine Person möglich
- Montage der Liegefläche in verschiedenen Höhen möglich für ideale Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte oder den Einsatz verschiedener Matratzensysteme



- Erhöhte Sicherheit des Patienten durch niedrige Position der Liegefläche
- Faltbare Sicherheitsmatte als Zubehör erhältlich

Auswahl Ersatzteile:

- SP1177553 Schlüssel für Tastensperre Handbedienteil
- SP1177447 Holzplatte für Bettenden
- 1560435-0101 Holzseitengitter Standard, Paar
- SP1423980 Matratzenhalter

Merkmale und Optionen



Transport und Lagerung

Medley Ergo Betten sind einfach zu transportieren und zu lagern, wenn sie mit dem optionalen Transportadapter bestellt werden. O*



Optimierte Abmessungen der Liegefläche nach Expertenempfehlungen

Basis des Designs waren umfangreiche Körperstrukturanalysen sowie Druckmessungen zur optimalen Reduzierung von Scher- und Reibungskräften. S*



Scala 2 Seitengittervarianten

Eine Auswahl von klappbaren Seitengittern in Metall in verschiedenen Höhen.



Liegefläche

Aus Holz oder Metall.

S*



Höhenadapter

Die Höhe der Seitengitter kann um 150 mm erhöht werden.

O*



Aufrichter

Leicht und einfach einzustellen.

S*

Merkmale und Optionen



Zwei Befestigungsmöglichkeiten für unterschiedliche Höhen

Anpassbar für

Medley Ergo von 330-730 mm oder 400-800 mm.

Medley Ergo Low von 210-610 mm oder 280-680 mm. S*



Liegeflächenverlängerung

Erweiterungsset zur Verlängerung der Liegefläche um 150 mm (Option). O*



Medley Ergo Select

Die Verkleidung für Kopf- und Fußteil ist als Zubehör erhältlich. O*



Handbedienteile

Mit Tastensperre. S*

S* = Serienausstattung
O* = Optional

Technische Daten

Matratzenhöhe in mm je Seitengittervariante		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310			
Holz oder Stahlseitengitter Standard	Liegefläche - obere Position	100 - 120																								
	Liegefläche - untere Position			120 - 180																						
Scala Basic 2 / Basic Plus 2		100 - 160																								
Scala Medium 2		100 - 220																								
Scala Decubi 2															230 - 300											

Bestellnummern	Invacare® Medley Ergo	Invacare® Medley Ergo Low
Elektrisch verstellbares Pflegebett, 4-geteilte Liegefläche, Transportadapter, Aufrichter. VPE: 2 Betten/Palette		
Holzversion (Liegefläche und Seitengitter)	24V: 1557835-7042 230V: 1557784-7042	24V: 1557855-7042 230V: 1557786-7042
Metallversion (Liegefläche und Seitengitter)	24V: 1557854-7042 230V: 1557785-7042	24V: 1557856-7042 230V: 1557795-7042
Mit Metallliegefläche und Holzseitengittern	24V: 1568727-7042 230V: 1568694-7042	-
HMV und PHV: nur Holzversion des <i>Invacare Medley Ergo</i>	HMV: 19.40.01.3273 PHV: 50.45.01.1311	-
Weiteres		
Gewicht	64 kg	64 kg
Gewicht schwerstes Einzelteil	17 kg	17 kg
Benutzergewicht max.	145 kg	145 kg
Arbeitslast max.	180 kg	180 kg
Rahmenfarbe	Hellgrau	Hellgrau
Dekor Kopf- und Fußteil	Buche	Buche

Achtung: Das Bett darf nicht für Patienten unter 12 Jahren oder von Patienten mit einer Statur eines durchschnittlichen 12-Jährigen oder jünger verwendet werden.