



Invacare® FDX
 IV-Pos.: 502 000
 Wendiger Elektro-Rollstuhl für den Aussen- und Innenbereich mit sehr guten Fahreigenschaften. G-Track zur exakten Spurstabilität: Wichtig für ermüdungsfreies Fahren insbesondere bei sensiblen Steuerungssystemen (bsp. Kopf- oder Kinnsteuerung). Einfach an die Bedürfnisse des Nutzers anpassbar.
 Benutzergewicht: **max. 136 kg**
 Preise in CHF exkl. 8,0% MwSt.

Kunden-Nr.: Firmenstempel:
 Ansprechpartner:.....
 Bestellnummer.....
 Kommission:..... Unterschrift:.....

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an- falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard- Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
AUA0000	Invacare® FDX	<input type="checkbox"/>	12'980.00
AUZ0000	Invacare® FDX Sonderbau- Ausführung	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
	(1) Modulite-Sitz (2) Easy-Adapt-Sitz (3) Recaro-Sitz 4		
AUA2100	(1) MODULITE-SITZ	<input type="checkbox"/>	♦
Sitzrahmen und Sitzplatte			
AUA2110	Einteilige Sitzplatte, 430 mm (einstellbar über die Armlehnen von 440 - 480 mm) (nicht mit Rückenrohre lang oder kurz, Rückenplatte Flex3, zentrale Beinstütze elektrisch)	<input type="checkbox"/>	♦
AUA2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Standard-Sitzkissen, Rückenrahmen abnehmbar)	<input type="checkbox"/>	○
Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen			
AUA2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	○
AUA2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	♦
AUA2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>	○
AUA2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen) (nicht mit Positionierungsrücken Invacare Matrix)	<input type="checkbox"/>	○
Sitztiefe			
AUA2132	410 mm (nicht mit Invacare Matrix Vi, nur mit Standard Armlehnenpolster, nicht mit Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Haltegurt für seitliche Führungsschienen)	<input type="checkbox"/>	○
AUA2134	460 mm	<input type="checkbox"/>	♦
AUA2136	510 mm (nicht mit Flo-tech Contour Visco, Invacare Matrix Vi)	<input type="checkbox"/>	○
Sitzkissen			
AUA2141	Standard-Sitzkissen, 50 mm (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon)	<input type="checkbox"/>	♦
AUA2142	Invacare Matrix Flo-Tech Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) Invacare Matrix Flo-Tech Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg); wird bei Sitzbreite 530 mm	<input type="checkbox"/>	○
AUA2143	Invacare Matrix Flo-tech Contour Visco Sitzkissen, 430 x 430 mm, (max. Nutzergewicht: 125 kg) (nicht mit Sitztiefe 510mm, 560 mm)	<input type="checkbox"/>	375.00
AUA2144	Invacare Matrix Vi Sitzkissen, Sitztiefe 460 mm (max. Nutzergewicht 136 kg)	<input type="checkbox"/>	594.00
AUA2147	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg, HD- Version 227 kg, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit SB 530 mm)	<input type="checkbox"/>	629.00
AUA2140	ohne Sitzkissen	<input type="checkbox"/>	-14.00
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacare Matrix)			
AUA2161	Rückenrahmen abnehmbar, Höhe 480 mm (nur mit manueller Rückenwinkelverstellung) (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen, Rückenplatte Flex3, elektrischer Rückenwinkelverstellung)	<input type="checkbox"/>	♦
AUA2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit einteiliger Sitzplatte, Rückenplatte Flex3)	<input type="checkbox"/>	○
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücken Invacare Matrix)			
AUA2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit einteiliger Sitzplatte)	<input type="checkbox"/>	○

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis	
Rückenkissen				
AUA2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm) (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten)	<input type="checkbox"/>	◆	 <p>Rücken: AVA 2171</p>  <p>Rücken: AVA 2172 bzw. 2173</p>  <p>Rücken: AVA 2174, 2175</p>
AUA2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen) (nicht mit einteiliger Sitzplatte, Rückenrahmen abnehmbar, Rückenrohre kurz)	<input type="checkbox"/>	○	
AUA2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna) (nicht mit einteiliger Sitzplatte, Rückenrahmen abnehmbar, Rückenrohre kurz)	<input type="checkbox"/>	○	
AUA2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 410 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten)	<input type="checkbox"/>	998.00	
AUA2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix PB, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten)	<input type="checkbox"/>	998.00	
AUA2176	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten)	<input type="checkbox"/>	998.00	
AUA2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite TR, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen 380 mm und 530 mm, Armlehnen rückschwenkbar, Mitlaufende Armlehnen, Pelotten)	<input type="checkbox"/>	879.00	
AUA2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix Elite Deep, Rückenhöhe 510 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit Pelotten)	<input type="checkbox"/>	829.00	
AUA2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, nur mit Polsterfarbe schwarz Dartex, nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Pelotten, elektr. Sitzwinkelverstellung 0° - 30°, elektr. Sitzlifter, Kinnsteuerung)	<input type="checkbox"/>	269.00	
AUA2170	ohne Rückenpolster	<input type="checkbox"/>	-25.00	
Polsterfarbe				
AUA2151	Schwarz (Nylon)	<input type="checkbox"/>	◆	
AUA2152	Schwarz (Dartex) (nicht mit Standard-Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung)	<input type="checkbox"/>	○	
AUA2153	Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version) (nicht mit Standard-Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung)	<input type="checkbox"/>	52.00	
AUA2154	Schwarz (Velour) (nicht mit Standard-Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung)	<input type="checkbox"/>	○	
Seitenteile				
AUA2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm)	<input type="checkbox"/>	◆	
Armlehnenpolster				
AUA2195	Standard (325 mm)	<input type="checkbox"/>	◆	
AUA2196	Verlängert (375 mm) (nicht mit Sitztiefe 410 mm)	<input type="checkbox"/>	○	
Kopfstütze				
AUA1350	Nackensstütze, tiefeinstellbar (Dartex)	<input type="checkbox"/>	305.00	
AUA1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (Dartex)	<input type="checkbox"/>	403.00	
AUA1427	Kopfstütze, mit Kinn-Unterstützung (Dartex)	<input type="checkbox"/>	498.00	
SITZUBEHÖR (für Modulite-Sitz)				
Pelotten				
AUA1446	Pelotten, Grau (Dartex) (nur für Rückenplatte Flex3)	<input type="checkbox"/>	238.00	
AUA1445	Pelotten, lang, Grau (Dartex) (nur für Rückenplatte Flex3)	<input type="checkbox"/>	424.00	
SITZVERSTELLUNGEN FÜR MODULITE-SITZ				
Sitzwinkelverstellung				
AUA1091	Manuelle Sitzwinkelverstellung (0°, 4°, 8°)	<input type="checkbox"/>	◆	
AUA1093	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0°-30°), mit Schwerpunktverlagerung (nicht mit einteiliger Sitzplatte)	<input type="checkbox"/>	1'990.00	
Sitzlifter				
AUA1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. Elektr. Sitzwinkelverstellung (0°-30°), mit Schwerpunktverlagerung (nicht mit einteiliger Sitzplatte, Fahrpult REM B)	<input type="checkbox"/>	3'290.00	
Rückenwinkelverstellung				
AUA0975	In Stufen winkeleinstellbar	<input type="checkbox"/>	◆	
AUA0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (nicht mit Rückenrahmen abnehmbar)	<input type="checkbox"/>	1'650.00	
*** WENN SIE DAS GEWÜNSCHTE SITZSYSTEM INKL. SITZVERSTELLUNGEN GEWÄHLT HABEN, FAHREN SIE BITTE BEI DEN BEINSTÜTZEN FORT ***				

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
	(2) EASY-ADAPT SITZ (Rücken und Sitzfläche unabhängig voneinander einstellbar. Mitlaufender Rücken serienmäßig.)		
AUA1180	EASY-ADAPT SITZ	<input type="checkbox"/>	990.00
AUA0352	Sitzbreite 380 - 530mm		◆
	Sitzpolster (Breite x Tiefe)(Sitztiefe gemessen von Vorderkante Sitzplatte bis Rückenkissen)		
AUA1970	Sitzkissen Easy-Adapt 380 x 410 mm, körpergerecht geformt (nicht mit Rückenrohr 430mm, 530 mm, mit anpassbarer Rückenfläche)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1971	Sitzkissen Easy-Adapt 380 x 460 mm, körpergerecht geformt (nicht mit Rückenrohr 430mm, 530 mm, mit anpassbarer Rückenfläche)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1972	Sitzkissen Easy-Adapt 380 x 510 mm, körpergerecht geformt (nicht mit Rückenrohr 430mm, 530 mm, mit anpassbarer Rückenfläche)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1973	Sitzkissen Easy-Adapt 430 x 410 mm, körpergerecht geformt (nicht mit Rückenrohr 530 mm, mit anpassbarer Rückenfläche)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1974	Sitzkissen Easy-Adapt 430 x 460 mm, körpergerecht geformt (nicht mit Rückenrohr 530 mm, mit anpassbarer Rückenfläche)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1975	Sitzkissen Easy-Adapt 430 x 510 mm, körpergerecht geformt (nicht mit Rückenrohr 530 mm, mit anpassbarer Rückenfläche)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1976	Sitzkissen Easy-Adapt 480 x 410 mm, körpergerecht geformt (nicht mit Rückenrohr 530 mm, mit anpassbarer Rückenfläche)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1977	Sitzkissen Easy-Adapt 480 x 460 mm, körpergerecht geformt (nicht mit Rückenrohr 530 mm, mit anpassbarer Rückenfläche)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1978	Sitzkissen Easy-Adapt 480 x 510 mm, körpergerecht geformt (nicht mit Rückenrohr 530 mm, mit anpassbarer Rückenfläche)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1979	Sitzkissen Easy-Adapt 530 x 430 mm, körpergerecht geformt	<input type="checkbox"/>	○
AUA1980	Sitzkissen Easy-Adapt 530 x 460 mm, körpergerecht geformt	<input type="checkbox"/>	○
AUA1981	Sitzkissen Easy-Adapt 530 x 510 mm, körpergerecht geformt (nicht mit elektr. Sitzlüfter für SH 400 - 650 mm in Verbindung mit Stockhalter)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1120	Ohne Sitzkissen (Angabe zur Sitztiefe erforderlich!)	<input type="checkbox"/>	-90.00
	ONYX SITZKISSEN (Breite x Tiefe) (Sitztiefe gemessen von Vorderkante Sitzplatte bis Rückenkissen) (Nicht mit Pelotten)		
AUA2000	ONYX Sitzkissen 400 x 400 mm	<input type="checkbox"/>	189.00
AUA2001	ONYX Sitzkissen 400 x 450 mm	<input type="checkbox"/>	189.00
AUA2004	ONYX Sitzkissen 450 x 400 mm	<input type="checkbox"/>	189.00
AUA2005	ONYX Sitzkissen 450 x 450 mm	<input type="checkbox"/>	189.00
AUA2006	ONYX Sitzkissen 510 x 400 mm	<input type="checkbox"/>	189.00
AUA2007	ONYX Sitzkissen 510 x 450 mm	<input type="checkbox"/>	189.00
AUA2002	Ohne ONYX Sitzkissen (Angabe zur Sitztiefe erforderlich)	<input type="checkbox"/>	-90.00
	Rückenpolster (Breite x Höhe) (gemessen an der Polsterrückseite)		
AUA1985	Rückenpolster Easy-Adapt 380 mm (370 x 550 mm), mit seitlicher Führung (nicht mit Pelotten und Schiebestange)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1986	Rückenpolster Easy-Adapt 430 mm (400 x 550 mm), mit seitlicher Führung	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1987	Rückenpolster Easy-Adapt 480 mm (450 x 550 mm), mit seitlicher Führung	<input type="checkbox"/>	○
AUA1988	Rückenpolster Easy-Adapt 530 mm (490 x 550 mm), mit seitlicher Führung	<input type="checkbox"/>	○
AUA1185	Rückenrohr (430 mm breit) mit anpassbarer Bespannung, montiert auf Mechanismus für mitlaufenden Rücken (nicht mit Pelotten)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1186	Rückenrohr (530 mm breit) mit anpassbarer Bespannung, montiert auf Mechanismus für mitlaufenden Rücken (nicht mit Pelotten)	<input type="checkbox"/>	○
AUA0423	Ohne Rückenkissen	<input type="checkbox"/>	-90.00
	ONYX RÜCKENKISSEN (Breite x Höhe) (Nicht mit Pelotten)		
AUA2058	ONYX Rückenkissen 400 x 500 mm	<input type="checkbox"/>	199.00
AUA2059	ONYX Rückenkissen 400 x 630 mm	<input type="checkbox"/>	199.00
AUA2061	ONYX Rückenkissen 430 x 500 mm	<input type="checkbox"/>	199.00
AUA2062	ONYX Rückenkissen 430 x 630 mm	<input type="checkbox"/>	199.00
AUA2064	ONYX Rückenkissen 450 x 500 mm	<input type="checkbox"/>	199.00
AUA2065	ONYX Rückenkissen 450 x 630 mm	<input type="checkbox"/>	199.00
AUA2067	ONYX Rückenkissen 480 x 500 mm	<input type="checkbox"/>	199.00
AUA2068	ONYX Rückenkissen 480 x 630 mm	<input type="checkbox"/>	199.00
	SITZTIEFE (Angabe zur Sitztiefe nur erforderlich bei Bestellung ohne Sitzkissen ATA1120 und ATA2002)		
AUA0392	380 - 430 mm	<input type="checkbox"/>	○
AUA0393	430 - 480 mm	<input type="checkbox"/>	◆



Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
AUA0394	480 - 530 mm (nicht mit elektrischem Sitzlifter für SH 400-650 mm in Verbindung mit Stockhalter)	<input type="checkbox"/>	○
Polsterfarben (nur für Easy Adapt Sitz - und Rückenpolster)			
AUA0269	Schwarz (Nylon)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0278	Grau (Dartex)	<input type="checkbox"/>	○
AUA0267	Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version)	<input type="checkbox"/>	52.00
Seitenteile			
AUA0635	Seitenteile, höhenverstellbar von 250 - 340 mm, abnehmbar, nicht wenn die Rückenbreite mehr als 50 mm breiter ist als die Sitzbreite	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0636	Seitenteile, höhenverstellbar von 290 - 380 mm, abnehmbar, nicht wenn die Rückenbreite mehr als 50 mm breiter ist als die Sitzbreite	<input type="checkbox"/>	○
AUA0620	Mitlaufende Seitenteile ohne Kleiderschutz, höhenverstellbar (nicht mit abschwenkbarem Tisch, Tischsteuerung, Mittelsteuerung, Rückspiegel, Pelotten, Mobiltelefonasche, abnehmbar)	<input type="checkbox"/>	875.00
Kleiderschutz			
AUA0623	Kleiderschutz für mitlaufende Seitenteile	<input type="checkbox"/>	○
Armlehnenpolster			
AUA0647	Armlehnenpolster, Standard (ca. 325 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0649	Armlehnenpolster, verlängert (ca. 375 mm)	<input type="checkbox"/>	○
Tasche			
AUA1308	Rückentasche (nur mit Option mitlaufende Seitenteile)	<input type="checkbox"/>	125.00
Kopfstütze			
AUA1432	Kopfstütze, vielfach einstellbar	<input type="checkbox"/>	403.00
AUA1427	Kopfstütze mit Kinn-Unterstützung, vielfach einstellbar	<input type="checkbox"/>	498.00
KOPFSTÜTZE			
AUA1452	Kopfstütze ONYX, seitlich einstellbar	<input type="checkbox"/>	403.00
AUA1453	Kopfstütze ONYX, mit Kinn-Unterstützung, vielfach verstellbar	<input type="checkbox"/>	498.00
Pelotten			
AUA1445	Pelotten, vielfach verstellbar, Grau (Dartex), (nicht mit ONYX-Rückenkissen, mitlaufenden Seitenteilen)	<input type="checkbox"/>	438.00
Schiebevorrichtung			
AUA1307	Schiebestange (nicht mit Rückenrohr mit anpassbarer Rückenfläche)	<input type="checkbox"/>	○
SITZVERSTELLUNGEN FÜR EASY-ADAPT-SITZ			
Sitzhöhe und Sitzwinkelverstellung			
AUA1023	Feste Sitzhöhe 465 mm (ohne Sitzkissen); manuelle Sitzwinkelverstellung (0°, 4°, 8°)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1025	Feste Sitzhöhe 480 mm (ohne Sitzkissen); manuelle Sitzwinkelverstellung (0°, 4°, 8°)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1014	Feste Sitzhöhe 470 mm (ohne Sitzkissen); elektrische Sitzwinkelverstellung bis 28°	<input type="checkbox"/>	1'890.00
Sitzlifter			
AUA1030	Elektrischer Sitzlifter, Sitzhöhe 470 - 770 mm (ohne Sitzkissen) inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung bis 28°	<input type="checkbox"/>	3'290.00
Rückenwinkelverstellung			
AUA0951	Manuelle Rückenverstellung, Handrad rechts inkl. mitlaufendem Rücken	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0952	Manuelle Rückenverstellung, Handrad links, inkl. mitlaufendem Rücken	<input type="checkbox"/>	○
AUA0947	Elektrische Rückenwinkelverstellung, inkl. mitlaufendem Rücken	<input type="checkbox"/>	1'650.00
*** WENN SIE DAS GEWÜNSCHTE SITZSYSTEM INKL. SITZVERSTELLUNGEN GEWÄHLT HABEN, FAHREN SIE BITTE BEI DEN BEINSTÜTZEN FORT ***			
AUA1152	● RECARO-SITZEINHEIT (NICHT MIT H-GURT)		
Sitztyp			
AUA0906	N-Joy, mit manueller Rückenverstellung, Stoffbezug (Polsterstärke vorn 130 mm / hinten 70 mm)	<input type="checkbox"/>	2'650.00
AUA0926	Recaro "Mobility", mit elektrischer Rückenverstellung, (Polsterstärke vorn 130 mm / hinten 70 mm) Stoffbezug,	<input type="checkbox"/>	3'500.00
Armlehnenpolster			
AUA0647	Armlehnenpolster, Standard (ca. 325 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0649	Armlehnenpolster, verlängert (ca. 375 mm)	<input type="checkbox"/>	○

Serienausstattung Recaro-Sitz:
AUA0370 Sitzbreite 490-530 mm
360 mm Innenfläche
Sitz / 520 mm Sitzbreite)
AUA0379 Sitztiefe 460 - 510 mm
AUA0486 Rückenhöhe 170 - 180 mm
AUA0636 Seitenteil höhenverstellbar v. 290 - 380 mm
AUA1355 Kopfstütze



Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
Schiebevorrichtung			
AUA1306	Schiebegriffe	<input type="checkbox"/>	378.00
SITZVERSTELLUNGEN FÜR RECARO-SITZ			
Sitzhöhe und Sitzwinkelverstellung			
AUA1023	Feste Sitzhöhe 465 mm (ohne Sitzkissen); manuelle Sitzwinkelverstellung (0°, 4°, 8°)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1025	Feste Sitzhöhe 480 mm (ohne Sitzkissen); manuelle Sitzwinkelverstellung (0°, 4°, 8°)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1014	Feste Sitzhöhe 470 mm (ohne Sitzkissen); elektrische Sitzwinkelverstellung bis 28°	<input type="checkbox"/>	1'890.00
Sitzlifter			
AUA1030	Elektrischer Sitzlifter, Sitzhöhe 470 - 770 mm (ohne Sitzkissen) inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung bis 28° (nicht mit Fahrpult REM B)	<input type="checkbox"/>	3'290.00
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
Beinstützenaufnahmen			
AUA0590	Beinstützenaufnahme für Sitzkissen bis 70 mm (nicht bei Recaro-Sitz)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0591	Beinstützenaufnahme für Sitzkissen über 70 mm (bei Recaro-Sitz)	<input type="checkbox"/>	○
Beinstützenoberteile links			
AUA0536	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0537	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nicht mit fester Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	145.00
AUA0538	ADM - Manuell hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit fester Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	195.00
AUA0539	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nicht mit fester Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	1'225.00
AUA0535	Ohne Beinstütze links	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Beinstützenoberteile rechts			
AUA0546	Vari F - Mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0547	Vari A - Manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nicht mit fester Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	145.00
AUA0548	ADM - Manuell hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nicht mit fester Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	195.00
AUA0549	ADE - Elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nicht mit fester Fußplatte)	<input type="checkbox"/>	1'225.00
AUA0545	Ohne Beinstütze rechts	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Fussplatten links			
AUA0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil mit voreingestelltem Winkel)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0509	Fußplatte, winkeleinstellbar, links	<input type="checkbox"/>	125.00
AUA0511	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, links	<input type="checkbox"/>	170.00
Fussplatten rechts			
AUA0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil mit voreingestelltem Winkel)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0506	Fußplatte, winkeleinstellbar, rechts	<input type="checkbox"/>	125.00
AUA0508	Fußplatte, winkel- und tiefeneinstellbar, rechts	<input type="checkbox"/>	170.00
Zentrale Beinstütze			
AUA0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar	<input type="checkbox"/>	885.00
AUA0557	Zentrale Beinstütze, elektr. Höhenverstellbar mit Längenausgleich (nicht mit einteiliger Sitzplatte)	<input type="checkbox"/>	2'295.00
AUA0559	Fussbrett, winkeleinstellbar	<input type="checkbox"/>	325.00
FAHRPULT			
Fahrpult + Halter			
AUA1601	Fahrpult REM 24SD	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1617	Fahrpult REM 550 mit farbigem LCD-Bildschirm (bis zu 12 Verstelloptionen, Mirrorfunktion = Sicherungskopie des Fahrprogramms im Powermodul)	<input type="checkbox"/>	355.00
AUA1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1707	Premium-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, Modulite-Sitz in Verbindung mit Halterung für Tasche rechts)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1708	Premium-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, Modulite-Sitz in Verbindung mit Halterung für Tasche links)	<input type="checkbox"/>	○
ALTERNATIVE FAHRPULTE UND WEITERE ACS- STEUERUNGSKOMPONENTEN			
	Für weitere ACS- Komponenten bitte separates Bestellblatt ausfüllen.		
FAHREINHEIT			
Farben für Verkleidung (Grundfarbe Rahmen immer silber)			
AUA0233	Silber Metallic	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0212	Marsrot	<input type="checkbox"/>	○
AUA0299	RAL-Farbe für Verkleidung nach Kundenwunsch (RAL-Ton erforderlich)	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage
Vorderräder			
AUA0750	3.00-8 (340 x 65 mm), Grau, pannensicher	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0771	3.00-8 (340 x 65 mm), Grau, luftbereit	<input type="checkbox"/>	○
Hinterräder			
AUA0809	200 x 60 mm, Grau, pannensicher	<input type="checkbox"/>	◆
MOTOR, BATTERIE UND LADEGERÄT			
AUA1285	10 km/h (inkl. elektronischem Stabilitätsprogramm AUA1216)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1259	60 Ah Gelbatterien	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1343	Ladegerät 8A (200 - 250V)	<input type="checkbox"/>	◆



0536/0546



0539/0549



0537/0547



1617

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
Fahrsicherheit -stabilitätsprogramm G-Trac			
AUA1216	G-track® - elektronisches Stabilitätsprogramm. Für besonders ermüdungsfreies und sicheres Fahren	<input type="checkbox"/>	◆
FEDERUNG			
AUA1241	Federung	<input type="checkbox"/>	◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
LICHT			
AUA1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, Leuchten flexibel (nicht mit 10 km/h)	<input type="checkbox"/>	597.00
AUA1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h)	<input type="checkbox"/>	◆
Haltegurt			
AUA1329	Beckengurt mit Schnappverschluss	<input type="checkbox"/>	98.00
AUA2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulte-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen)	<input type="checkbox"/>	98.00
AUA1332	H-Gurt (nicht mit Recaro-Sitz)	<input type="checkbox"/>	160.00
SICHERHEITZUBEHÖR			
Transportbefestigung			
AUA1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Transportsicherung des Rollstuhls ohne Nutzer)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1494	4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19:2001, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze)	<input type="checkbox"/>	○
GEEIGNETE KOPFSTÜTZE			
	Invacare® Kopfstütze in Abhängigkeit vom Sitzsystem gewählt	<input type="checkbox"/>	Ja
AUA1495	Geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19:2001 erfüllt, ist vorhanden	<input type="checkbox"/>	Ja
Rückspiegel			
AUA1415	Rückspiegel rechts	<input type="checkbox"/>	79.00
AUA1339	Rückspiegel links	<input type="checkbox"/>	79.00
ZUBEHÖR			
Stockhalter			
AUA1312	Stockhalter rechts (nicht bei manueller Rückenwinkelverstellung mit Handrad rechts)	<input type="checkbox"/>	56.00
AUA1363	Stockhalter links (nicht bei manueller Rückenwinkelverstellung mit Handrad links)	<input type="checkbox"/>	56.00
Tisch			
AUA1404	Tisch, abschwengbar, rechts (nicht mit REM 24 SD und Fahrpulthalter rechts)	<input type="checkbox"/>	448.00
AUA1405	Tisch, abschwengbar, links (nicht mit REM 24 SD und Fahrpulthalter links)	<input type="checkbox"/>	448.00
Radspritzschutz			
AUA1416	Radspritzschutz vorn	<input type="checkbox"/>	◆
Stoßbügel für Fahrpult			
AUA1366	Stoßbügel für Fahrpult REM 24 SD (nicht mit Tacho)	<input type="checkbox"/>	46.00
Tacho			
AUA1348	Tachometer (nicht mit Stoßbügel für Fahrpult, nur mit 10 km/h)	<input type="checkbox"/>	298.00
KLICKfix-Tasche			
AUA1480	Mobiltelefon tasche, abnehmbar	<input type="checkbox"/>	86.00
AUA1478	Inkl. Halterung rechts (nicht mit Rhomboid-Halter rechts)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1479	Inkl. Halterung links (nicht mit Rhomboid-Halter links)	<input type="checkbox"/>	○
Werkzeugset			
AUA1333	Werkzeugset (inkl. 2 x Schraubendreher, 3 x Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel und Hauptsicherung)	<input type="checkbox"/>	46.00
SONDERBAU			
Sonderbau			
AUZ1300	Sonderbau	<input type="checkbox"/>	auf Anfrage

