



Bestellung

Angebot

Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Preise in CHF  
exkl. MwSt.

Rea® Clematis® Pro  
Konfigurierbare Variante



Benutzergewicht: max. 135 kg

Grundpreis: 4.308,00

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Konfiguration ○ Option ohne Aufpreis  
Um dieses Formular optimal verwenden zu können, nutzen Sie bitte die aktuellste Version des Adobe Reader: <https://get.adobe.com/de/reader/>

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht des Patienten = kg	Preis
SNB0001	<p><b>Rea Clematis Pro</b>  <b>Basisausstattung:</b> 24" Standard-Hinterräder mit Steckachse, Feststellbremse, pannensicherer Bereifung Schwarz und Aluminium Greifreifen, Vorderräder 200 x 45 (8") mit pannensicherer Bereifung Schwarz, fester Rahmen in Rahmenfarbe Perlmutterbeige, stufenlos einstellbare Sitztiefe 420 - 480 mm, Standard-Rückenbespannung mit Laguna 2 Rückenkissen Schwarz, Sitzkissen Mistral 2 Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material, Schiebegriffe höhenverstellbar; Sitz- und Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder inkl. Verriegelung, Standard-Beinstützenaufnahme mit winkelverstellbaren Beinstützen inkl. Wadenpolster; Fußplatten tiefen-, breiten- und winkeleinstellbar mit Fersenband, Armlehnen mit Positionierungsauflagen und Verbreiterungsset für Armlehne (+ 25 mm pro Seite), Kopfstütze anpassbar; Standardbremsen, Kippschutz, Transportbefestigungskit</p> <p><b>Bitte beachten, dass die Armlehne die Hinterräder beeinträchtigen kann, wenn der Sitz vollständig geneigt wird.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei einer Sitzhöhe von 400 mm beträgt die Mindesthöhe der Armlehne 330 mm (ab Sitzplatte)</li> <li>- Bei einer Sitzhöhe von 450 mm beträgt die Mindesthöhe der Armlehne 280 mm (ab Sitzplatte)</li> </ul>		4.308,00
<b>ANTRIEBSVERSION</b>			
SNB0100	24" Standard Hinterräder		◆
SNB0110	12" Transit Hinterräder		○
<b>SITZBREITE</b>			
SNB0300	390 mm		○
SNB0310	440 mm		○
SNB0320	490 mm		○
<b>SITZHÖHE</b>			
SNB0380	400 mm		○
SNB0390	450 mm		◆
<b>SITZKISSEN</b>			
SNB0400	Invacare Matrx Libra Sitzkissen		
SNB0420	Mistral2 Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material		◆
SNB0430	Flo-Shape Schwarz, PU-beschichteter Bezug aus Stretch-Material		○
<b>Sitzkissentiefe Invacare Matrx Libra</b>			
SNB0450	405 mm		○
SNB0455	455 mm		○
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG</b>			
SNB0500	Feste Rückenplatte		253,00
SNB0510	Standard-Rückenbespannung		◆
<b>SCHIEBEGRIFFE</b>			
SNB0570	Schiebebügel, winkeleinstellbar		263,00
<b>ARMLEHNE LINKS</b>			
SNB0810	Armlehne mit Positionierungsauflage links		◆
SNB0820	Hemi-Armaufgabe links (NC:Therapeutisch)		289,00



