

Invacare® Scorpius® CE
Manuell faltbarer Scooter

Invacare® Scorpius® -A
Elektrisch faltbarer Scooter

Benutzergewicht: max. 115 kg
Grundpreis: ab 2'895 CHF

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in CHF
1654762	Invacare® Scorpius , manuell faltbarer 4-Rad-Scooter, 8 km/h, Weiß, bis 115 kg	2.895,00
1661582	Invacare® Scorpius , manuell faltbarer 4-Rad-Scooter, 8 km/h, Rot, bis 115 kg	2.895,00
1654776	Invacare® Scorpius-A , elektrisch faltbarer 4-Rad-Scooter, 8 km/h, Weiß, bis 115 kg	3.474,00
1661580	Invacare® Scorpius-A , elektrisch faltbarer 4-Rad-Scooter, 8 km/h, Rot, bis 115 kg	3.474,00
LIEFERUMFANG		
<ul style="list-style-type: none"> • gepolsterter Sitz, abnehmbar, mit abklappbarer Rückenlehne • gepolsterte Armlehnen, abnehmbar • höhenverstellbare Lenksäule • 8" Vorder- und Hinterräder mit pannensicherer Bereifung • Stützräder hinten für ein kontrolliertes Überfahren von Hindernissen • Stützräder mittig, um den Scooter in zusammengefaltetem Zustand ziehen zu können • Stoßfänger hinten • 11,6 Ah Lithium-Ionen-Batterie, IATA- und MSDS-konform • 24 V / 2 A Ladegerät • LED-Scheinwerfer vorne und hinten, mit reaktiven Bremslichtern 		
Scorpius		
<ul style="list-style-type: none"> • Tasten-Bedienfeld mit Akkuladestandsanzeige und Fehlerkontrolllampe 		
Scorpius-A		
<ul style="list-style-type: none"> • LED Touchscreen-Display mit Akkuladestandsanzeige, Fehlerkontrolllampe, einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und digitaler Diebstahlsicherung (Sperren des Scooters durch Verwendung eines Passworts) • mit Funkfernbedienung zum einfachen Entsperren des Scooters und zum Auslösen des Faltmechanismus 		
ZUBEHÖR		
1655287	Tasche zur Montage an der Lenksäule	85,00
1655288	Tasche zur Montage am Rücken	101,00
1655289	Tasche zur Montage unter dem Sitz	85,00
1655309	Haltegurt	75,00
1655286	17,4 Ah Lithium-Ionen-Batterie für eine höhere Reichweite bis 23 km	940,00
1656435	Regenabdeckung, schützt den geparkten Scooter vor Regen und Schmutz	102,00
1655312	Zusätzliche Funkfernbedienung (nur für Scorpius-A), zum einfachen Entsperren des Scooters und zum Auslösen des Faltmechanismus	57,00



1655287



1655288



1655289



1655309



1655286



1656435



1655312