


Dacapo ecogreen

Umweltbewusstes Design



Zum Wohl unserer Nutzer und unseres Planeten

Nachhaltige Hilfsmittel-Lösungen



Yes, you can.®

Für unsere Umwelt sind wir **gemeinsam** verantwortlich

Schon gewusst? Ungefähr 30 Millionen Schaumstoffmatratzen erreichen derzeit jedes Jahr in der EU ihr Lebensende*. Diese Matratzen werden entweder über Wertstoffhöfe entsorgt oder verbrannt und stellen so eine erhebliche Belastung für unseren Planeten dar. Diese Umweltbelastung gilt es zu verringern.


Gemäß Schätzungen ist der Gesundheitssektor für knapp 10% der Kohlendioxidemissionen verantwortlich**. Wir benötigen einen neuen Denkansatz: für die Entscheidungen, die wir in

der Gesundheitsbranche treffen und für eine verantwortungsbewusstere Zusammenarbeit.

Invacare schließt sich dieser Bewegung an. Für uns ist Nachhaltigkeit mehr als nur ein Schlagwort. Sie liegt uns am Herzen.

**Unsere neue Dacapo Ecogreen Weichlagerungs-
matratze ist ein weiterer Schritt in Richtung rundum
nachhaltige Hilfsmittelversorgung.**

*Quelle: Datenblatt / engl. Factsheet flexible polyurethane foam in mattresses and furniture. Europur 2016. ** Artikel / engl. A steering wheel for the transition to sustainable healthcare – quantification of CO2 emissions and measures for sustainability. Gupta Strategies 2019.



*Nachhaltigkeit perfekt
in Form gebracht*

Therapeutisch wirksam, ethisch einwandfrei und nachhaltig



Die neue Dacapo Ecogreen Weichlagerungsmatratze von Invacare überzeugt mit klinisch wirksamer Topleistung – und das rundum nachhaltig. Die Zukunft ist grün. Jetzt entdecken.

Das Design legt den Fokus auf herausragende, therapeutisch wirksame Ergebnisse und wird so den Anforderungen von Pflegepersonal im Pflegealltag gerecht. Schließlich ist die effektive Dekubitus-Vorbeugung eine Kernaufgabe in der Pflege.

Die neue Liegefläche erfüllt sämtliche Kriterien und leistet dabei einen wichtigen Beitrag für unseren Planeten, vom

Schaumstoff über die Verpackung und den Transport. Die Weichlagerungsmatratze wird einer optimalen Druckverteilung, der Reduzierung von Scherkräften und der Belastungstauglichkeit ebenso gerecht wie dem Anspruch an Patientenkomfort.

Dacapo Ecogreen erfüllt die Empfehlungen für hochwertige Schaumstoffmatratzen gemäß der Einteilung nach EPUAP.



Hier geht's zum
YouTube-Video:
Erste Schritte vor
der Nutzung



> Logistik optimiert

Die Matratze wird komprimiert, **gerollt und in Folie verpackt** ausgeliefert, ganz ohne Karton. Der Transport ist somit einfach und die Lagerung platzsparend.



> Müll vermeidend & Ressourcen schonend

- **86 %** weniger Kartonagen*
- **6,6** Tonnen weniger Kunststoff
- **100 %** recycelte Folienverpackung



> Reduzierter CO₂-Fußabdruck

- **3 mal** so viele Matratzen pro Transport**. Das reduziert den CO₂-Fußabdruck erheblich.

1

Klinische Exzellenz

Entwickelt, um klinischen Erwartungen gerecht zu werden und für eine wirksame Dekubitus-Prävention zu sorgen.



2

Umweltbewusstes Design

Ein innovatives und zukunftsweisendes Design unter Verwendung von nachhaltig beschafften Materialien.



> **Glatter, multi-elastischer Bezug** reduziert Scher- und Reibungskräfte



> **Viskose-Gewebe** aus natürlichem Bambus verringert den Synthetik-Anteil um

50%



> **Pflanzenbasierter, hochwertiger Schaumstoff** minimiert die Auswirkung auf die Umwelt im Vergleich zu Standard-Matratzenschaumstoff



> **Chemische Materialkomponenten** werden dadurch reduziert.



> **Würfelförmige Schaumstoff-Oberfläche** bietet Liegekomfort und ermöglicht wirksame Druckverteilung



> **Überschüssige Schaumstoffreste** aus der Produktion der Würfelstruktur werden recycelt.

INSTALLATION DATE

STOCK CODE



Nachhaltige Hilfsmittelversorgung

Mit unseren Umwelt-, Sozial- und Steuerungsinitiativen (ESG = Environmental, Social, Governance) unterstützen wir den Wandel in der Hilfsmittelversorgung.



> **Atmungsaktiver, wasserabweisender Bezug** für eine wirksame Regulierung von Temperatur und Mikroklima



> **Robuster Reißverschluss aus recycelten Materialien** verhindert Durchnässung dank durchdachter Positionierung



> **Weicher, druckentlastender Schaumstoff** sorgt für Unterstützung sowie die Verteilung von Druckspitzen

Handhabung



> **Je 2 Tragegriffe** an den Langseiten für eine einfache Handhabung




> Unterstützung für ein **Nutzergewicht von bis zu 150 kg**



Wirksame Druckverteilung

Dacapo Ecogreen sorgt für ein optimales Einsinken des Patienten in die Matratze. Der Druck am Gewebe bei empfindlicher Haut verringert sich. Das Risiko einer Druckverletzung sinkt ebenfalls.

Die Testergebnisse der Erfassung von Druckbelastungen (Abbildung rechts) belegt eine herausragende Druckverteilung auf der neuen Matratze von Invacare.



Qualitätsversprechen

Wir stellen sicher, dass unsere therapeutisch wirksamen Matratzen den Qualitätsanforderungen entsprechen. Neben der Druckbelastung umfassen unsere Test z.B. auch eine unabhängige Prüfung auf Dauerbelastung, Zytotoxizität, Entflammbarkeit und Alterung.

Technische Daten ▼

Weitere Informationen inklusive Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Webseite unter www.invacare.de



Breite ▼

900 mm



Höhe ▼

150 mm



Länge ▼

2000 mm



Gewicht ▼

14 kg



Max. Nutzergewicht ▼

150 kg



Max. Reinigungstemperatur (Bezüge) ▼

90 °C



Invacare GmbH

Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH

Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG

Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 4881910
switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch