


Sicher und dauerhaft robust

- Ideal für den institutionellen Einsatz
- Sicherer Transfer oder Hilfe beim Aufstehen von Personen mit eingeschränkter Mobilität
- Große, verstellbare und abnehmbare Fußplatte mit Anti-Slip-Beschichtung
- Jumbo Care Kontrollbox: Intelligentes Diagnosesystem mit Service- und Akkustatusanzeige, Soft-Start- und Soft-Stop-Funktion
- Belastbarkeit: 200 kg

Auswahl Ersatzteile:

- ① SP1155872 Handbedienteil
- ② SP1514573-7035 Akku mit Gehäuse
- ③ 1148520 Fußplatte blau, Antislip
- 1155873 Ladekabel



**! Patientengurte bitte
■ zusätzlich bestellen**

Merkmale und Zubehör



Aufstehgurt

Innovatives Gewebe für verbesserten Komfort und einfaches Handling. Größen: S, M, L und XL.



Transfergurt

Bietet zusätzliche Beinabstützung. Für unterstützenden und komfortablen Transfer. Größen: S, M, L und XL.



Jumbo Care Kontrollbox

Intelligentes Diagnosesystem mit Service- und Akkustatusanzeige, Soft-Start- und Soft-Stop-Funktion.

Technische Daten

Invacare Roze	Bestellnummer
Transfer- und Aufstehlifter	
Elektrischer Aufstehlifter	1156019
Hilfsmittelverzeichnisnummer	22.29.01.1037
Weiteres	
Gewicht	53 kg
Belastbarkeit	200 kg
Fahrgestellhöhe	120 mm
Farbe	Cremeweiß / Dunkelblau
Zubehör	
Wandladegerät	SP1542002
Zusatzakku	SP1514573-7035