



#### Sicher und universell einsetzbar

- Fest verschraubte Toilettensitzerhöhung mit Toilettenbrille
- Individuelle Anpassung an den Nutzer – durch drei verschiedene Sitzhöhen (60/100/140 mm) und Sitzwinkel
- Hochklappbare Armlehnen für zusätzlichen Halt beim Hinsetzen und Aufstehen
- Belastbarkeit bis 120 kg



#### Sicher und flexibel

- Aufsteckbare Toilettensitzerhöhung aus weichem, hautfreundlichem Material mit großem Hygieneausschnitt
- Erhöht den Toilettensitz um 90 mm
- Sichere und sehr einfache Befestigung auf dem Toilettenbecken
- Belastbarkeit bis 125 kg