



- Benutzerfreundlich mit einem sanften Hebemechanismus
- Einfach zu montieren und zu pflegen dank offener Grundplatte
- Kompatibel mit fast allen Badewannen
- Robuster Rahmen mit verstärkter Hubschere
- Abknöpf- und maschinenwaschbare Komplettbezüge
- Einsatz auch ohne Bezug möglich
- Ergonomisches, schwimmfähiges Handbedienteil mit Spiralkabel
- Patentierte, selbstbelüftende Sauger: lassen sich ganz leicht lösen
- Leicht und handlich, in 2 Teile zerlegbar
- Schneller Aufbau und Einweisung
- Belastbarkeit bis 140 kg





In zwei Teile zerlegbar



Offene Grundplatte

## Technische Daten

Bestellnummern	<i>Aquatec® Kogia</i>
Badewannenlifter mit Bezug	<b>1584975</b>
Badewannenlifter ohne Bezug	<b>1584976</b>
Badewannenlifter mit Bezug (5 Jahre Garantie)	<b>1585569</b>
Badewannenlifter ohne Bezug (5 Jahre Garantie)	<b>1585570</b>
Hilfsmittelverzeichnisnummer	04.40.01.0064
Weiteres	
Sitzbreite mit eingeklappten Seitenklappen	370 mm
Sitzbreite mit ausgeklappten Seitenklappen	715 mm
Sitztiefe	450 mm
Sitzhöhe in höchster Position	420 mm
Sitzhöhe in niedrigster Position	60 mm
Breite der Rückenlehne	370 mm
Höhe der Rückenlehne	660 mm
Grundfläche	570 x 266 mm
Gesamtgewicht ohne Akku	10 kg
Max. Belastung	140 kg
Rückenlehne neigbar bis zu	40°
Akku	Bleiakkumulator