



Mit Sitzwinkelverstellung und elektrischer Höhenverstellung

- Besonders geeignet für den Einsatz in Institutionen
- Sitzhöhe elektrisch stufenlos zwischen 500 und 1050 mm einstellbar
- Elektrische Sitzwinkelverstellung (-5° bis 35°)
- Versiegelte Elektronik-Komponenten: ideal für den Einsatz im Nassbereich
- Wartungsfreie Antriebe
- Kann in automatischen Reinigungsanlagen bei bis zu 85 °C gereinigt und desinfiziert werden!
- Belastbarkeit 150 kg



Aquatec® Ocean E-Vip	Bestellnummern
Standardversion mit Lenkrollen und Fußstützen ohne Toilettentopf und -halter	1471208
In Standardversion bereits enthaltene Optionen (inklusive)	Kopfstütze, Brustgurt
Standardversion + Toilettentopfhalter	1522373 (ohne Topf)



Ocean E-VIP mit Sitzwinkelverstellung und elektrischer Höhenverstellung